

DoctorVet, un nouveau laser doté d'un tutoriel pédagogique MIKAN complète sa gamme d'appareils en physiothérapie

Mikan, 1^{er} fournisseur français en matériel de rééducation et de physiothérapie animale, propose aux vétérinaires un nouveau laser, le DoctorVet, alliant technologie haut de gamme et tutoriels pédagogiques de qualité, pour un usage et un coût abordables.

Spécialiste de la prise en charge de la douleur animale, Mikan intègre ainsi dans sa gamme de lasers thérapeutiques **un appareil puissant, au coût accessible et équipé d'un logiciel, TOBI, conçu à la fois pour une prise en main rapide et pour un accompagnement progressif vers le perfectionnement de la pratique de la thérapie laser.**

TOBI, un assistant qui vous guide, étape après étape

Avec son interface intuitive et colorée, **un tutoriel et des protocoles préenregistrés en français**, DoctorVet s'utilise très facilement.

Il suffit de suivre les instructions qui s'affichent sur l'écran. Après la sélection de l'espèce et de la couleur du pelage, de la taille de l'animal et des détails de la pathologie à traiter (par exemple : cicatrice, dimensions, aigue ou chronique, superficiel ou profond, infectée ou non, etc.), le logiciel propose le protocole adapté au cas à traiter : puissance, fréquence, etc. Le vétérinaire est ensuite guidé pas à pas pour commencer sans difficulté le traitement, en toute sécurité.



Saisies d'écran du DoctorVet : sélection de l'espèce et du traitement (1), de la taille de l'animal (2) et de la zone à traiter (3).

L'appareil peut ainsi être confié directement à un nouveau vétérinaire dans la clinique, sans période d'initiation et d'adaptation nécessaire.

Le logiciel TOBI (treatment on board instructions) a été conçu pour permettre à tout novice en matière de thérapie laser, **de prendre en main l'appareil DoctorVet rapidement**. Le protocole se décline en cinq phases, complétées par des conseils techniques et des indications qui s'affichent au fil du traitement. Le praticien est encadré dans sa pratique, même débutante. Le vétérinaire apprend à son rythme, **avec la possibilité de mettre en pause le logiciel pour lire les conseils** et les informations complémentaires. Une fois la technique acquise, l'affichage des données pédagogiques peut être supprimé.

TOBI, un tutoriel pour un apprentissage rapide et intelligent

Au travers des protocoles pré-enregistrés et du tutoriel qui s'adapte à chaque animal et à chaque indication, **le logiciel TOBI permet aussi au vétérinaire de progresser séance après séance, en allant bien au-delà du simple protocole** : le logiciel explique à son utilisateur **les techniques de traitement en fonction du cas en présence**, contribuant à son apprentissage. Il lui précise les réglages nécessaires, la fréquence des séances dans un cas aigu ou chronique. Enfin, il annonce les effets attendus selon le cas, alerte sur les cas particuliers et conseille sur la marche à suivre en cas d'absence d'amélioration.

Au fil des séances, le vétérinaire peut ainsi ajuster lui-même puissance et fréquence ou même enregistrer ses propres protocoles si nécessaire (voir les caractéristiques techniques ci-dessous).



Saisies d'écran du DoctorVet : descriptions de phases de traitement et informations complémentaires.

DoctorVet : puissance et technologie aboutie

Laser thérapeutique de classe IV, le **DoctorVet** est issu de la collaboration d'experts de l'industrie du laser et bénéficie des résultats des recherches et développements réalisés autour de la technologie haut de gamme, notamment du K-Laser, référence du marché.

➤ Puissance et multi longueurs d'ondes

La puissance dégagée par DoctorVet est en moyenne de 8 W, et jusqu'à 16 W. Cette large amplitude permet d'appliquer des doses évolutives selon l'état de l'animal et des doses maximales en un temps minimum. De plus, DoctorVet dispose de trois longueurs d'ondes : 660 + 808 + 915 nm, fonctionnant en simultané et assurant une pénétration et une stimulation optimales des chromophores.

➤ Emission : pulsée et continue

L'appareil permet, **suivant les cinq phases du protocole**, d'émettre des ondes pulsées ou continues, en fonction de l'indication à traiter. En mode pulsé, la fréquence des pulsations varie de 1 à 25 000 Hz, ce qui permet d'interagir sur les différents types de tissus.

Un prix abordable pour des caractéristiques techniques complètes

Le **DoctorVet** est vendu **13 900 euros HT**, livré avec ses accessoires, tous ses avantages techniques et les services Mikan.

➤ Ergonomie : compact et facile à utiliser

L'appareil est portable (2,3 kg ; 161 x 236 x 176 mm) et autonome avec sa batterie au lithium ion. **Son interface tactile couleur** offre une utilisation simple. La sélection d'un protocole se fait en 3 clics, puis le logiciel guide pas à pas sur les techniques de traitement, la fréquence des sessions et les résultats attendus.

➤ Personnalisation et enregistrement des protocoles

Le logiciel de DoctorVet permet au vétérinaire d'ajuster la puissance préenregistrée de plus ou moins 25 ou 50 %. Le praticien peut également **créer ses propres protocoles**, jusqu'à 12 nouveaux.



➤ Accessoires pratiques : zoom, lunettes et manuel

L'appareil est fourni avec la pièce à main, un embout avec le zoom optique intégré (1 à 5 cm², visuel 4), deux paires de lunettes et un manuel d'utilisation sous forme numérique.

Plusieurs autres embouts interchangeables sont disponibles : embout de précision (2) ; embout de massage (1) et embout plat pour les incisions (3).



➤ Efficacité : des mises à jour illimitées

Les protocoles de soins préenregistrés, en français, sont d'une grande utilité pour le praticien qui bénéficie ainsi d'un accompagnement sur le dosage, le temps et la puissance en fonction de l'espèce et de l'indication. De plus, les **mises à jour du logiciel sont gratuites et illimitées**.

➤ Fiabilité : diodes garanties

DoctorVet est équipé de deux diodes garanties pendant 2 ans.

Les + de Mikan : formation, outils d'aide à la vente, SAV disponible

La qualité des produits vendus par Mikan est renforcée par le service qui les accompagne. L'équipe de Mikan se caractérise en effet par :

- son expertise en matière de prise en charge de la douleur animale ;
- le service d'installation des équipements ;
- la séance d'initiation des vétérinaires de la clinique et des ASV ;
- la fourniture d'une documentation pratique d'aide à la vente et de veille en physiothérapie.
- Un service après-vente réactif.


De plus, Mikan propose à ses clients des solutions de financement adaptées à chacun.

Rappel des indications relatives à la thérapie laser

La thérapie par le laser se caractérise par les effets de la bio stimulation cellulaire et ses propriétés : cicatrisante, analgésique et anti-inflammatoire.

La thérapie laser s'utilise :

- **en début de maladie**, dès les premiers symptômes, en complémentarité d'autres moyens médicamenteux. Des moyens appropriés appliqués au plus tôt augmentent les chances de retarder l'avancée de la maladie.
- **pour une approche optimale**, lorsque les médicaments montrent leurs limites et que leur efficacité est en baisse, y associer dès que possible le laser permet d'arriver à la fin du traitement.
- **en cas d'intolérance aux médicaments**, le laser est la solution non pharmacologique de substitution.



Mikan, choisi pour être le distributeur exclusif de DoctorVet pour la France

La société Lambda SpA, fabricant italien de laser pour un usage médical (médecines humaine et vétérinaire) depuis plus de 20 ans, a choisi MIKAN pour la distribution exclusive du DoctorVet en France.



MIKAN est le 1^{er} fournisseur français de matériel et d'équipements en physiothérapie et rééducation fonctionnelle chez l'animal, distributeur exclusif des produits K-Laser Vétérinaire et désormais du DoctorVet. Mikan équipe à ce jour une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales vétérinaires et appareille plusieurs milliers chiens. L'entreprise est la seule en France et au monde à disposer d'une offre aussi complète de 50 références sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine.

Mikan / Belpore International

Bât. Imprimédia Parc Vendée Sud Loire 1
85 600 Boufféré

Tel. : 02 51 62 15 73 www.mikan-vet.com

Demande d'informations et de visuels :

Mme Philippine ROUX, relations presse
06 08 47 94 97

presse.mikanvet@gmail.com

[Chaîne YouTube de Mikan](#)