

# miKaan

passion for animals

1<sup>er</sup> fournisseur en physiothérapie, rééducation  
& prise en charge de la douleur

## Dossier orthopédie



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide à la mobilité

Confort & hygiène

## Dossier sur l'orthopédie animale MIKAN


Mikan, distributeur et fabricant de matériel et d'équipements pour la physiothérapie et la prise en charge de la douleur des animaux de compagnie, propose une gamme complète d'orthèses et de prothèses, conçue et développée avec des orthoprothésistes spécialisés.

En plus des orthèses animales, Mikan propose une gamme de chaussures de protection pour l'aide à la marche, la protection des plaies, le maintien des doigts ....

### Dans quels cas utiliser une attelle orthopédique ?

Les techniques de soin pour les animaux connaissent une évolution fulgurante. Souvent inspirées de ce qui se pratique dans le domaine humain, les solutions orthopédiques pour animaux ne cessent de s'améliorer pour répondre aux besoins des chiens et chats. Il existe désormais différentes solutions d'attelles ou orthèses conçues spécialement pour les chiens et chats.

**Après une opération, un accident ou une blessure, en cas de traumatisme, de rhumatisme ou encore de tendinite ou fracture,** le port d'une attelle est indiqué par le vétérinaire pour contenir un membre ou une articulation. La diversité des cas mais aussi des anatomies, implique un large choix de tailles et de formes d'attelles en fonction du membre à immobiliser ou à soutenir.



### Comment choisir une attelle orthopédique ?

Chaque attelle de la gamme Mikan répond à des besoins précis et apporte des solutions techniques à la fois efficaces et simples à mettre en place :

- Attelles souples, pour un maintien faible à modéré
- Attelles d'immobilisation pour éviter toute aggravation et faciliter la guérison
- Attelles spécifiques de soutien et de rééducation
- Attelles évolutives pour accompagner la guérison ou la progression du handicap

**Les attelles distribuées par Mikan s'adaptent à toutes les races et les tailles de chiens, y compris les chats.** De plus, la rigidité, la matière et le système de fixation de l'attelle varient selon les produits, qui doivent être choisis en fonction du besoin de l'animal. La plupart des modèles nécessitent d'ailleurs une prise de mesure et les conseils avisés d'un vétérinaire.

#### Echelle des types de soutien

Afin de faciliter la lecture des attelles, nous avons créé une jauge de soutien pour les attelles, vous donnant ainsi une indication rapide sur le type d'immobilisation possible avec l'attelle.



## Attelles souples : maintien & protection



Pour les chiens et les chats aux membres antérieurs ou postérieurs fragilisés par une blessure, des articulations douloureuses ou touchées par l'arthrose, les attelles souples en néoprène ou autre offrent de la stabilité et un soutien faible à modéré.

La mise en place de l'attelle s'effectue facilement et au plus près de la patte grâce aux fermetures par Velcro. La matière de l'orthèse, en néoprène ou propylène, confortable et laissant respirer la peau, est, une fois retirée, simple d'entretien. Elle est même réutilisable.

Certaines attelles sont dites thermiques, le tissu thermo comprend des particules de céramique ayant la propriété de rediffuser la chaleur émise par le corps; un effet bénéfique pour la santé et le confort de l'animal.




**Thermo Carpe**  
Ref. 0301-001




**Carpoflex sport**  
Ref. 2503-001




**Carpoflex X**  
Ref. 2503-002



**Attelle du coude DogLegs**  
Ref. 1003-001



**Attelle du coude Balto**  
Ref. 1806-009



**Thermo tarse Back On Track**  
Ref. 0301-002



**Tarsoflex Sport**  
Ref. 2503-010



**Tarsoflex X**  
Ref. 2503-004



**Ceinture lombaire Back On Track**  
Ref. 0301-003



## Attelles immobilisantes : efficacité & confort



Les attelles immobilisantes interviennent en cas de lésion nerveuse ou articulaire, d'entorse, de fracture, d'hyper extension ou de sections des extenseurs de doigts.

L'orthèse rigide et le kit polyvalent, apportent un maintien fort ou immobilise totalement une partie de la patte, tout en respectant la morphologie de l'animal.



**Attelle carpe et métatarse Balto**  
Ref. 1806-007



**Attelle rigide Walkin Wheels avant**  
Ref. 1503-004



**Attelle rigide Walkin Wheels arrière**  
Ref. 1503-005



**Ceinture dorsale KVP**  
Ref. 1806-012



**Attelle de l'épaule DogLegs**  
Ref. 1003-002



**Attelle de l'épaule Balto**  
Ref. 1806-010



**Collier Bitenot**  
Ref. 1806-001



**Minerve rigide Balto**  
Ref. 1806-017




## Attelles spécifiques : soutien & rééducation



Les attelles d'aide et de soutien interviennent soit dans le cas de traumatisme ou de lésion locale au niveau de la patte, en soutenant le membre, soit en assistance ou en dispositif de rééducation pour l'animal atteint d'une insuffisance musculaire ou de troubles neurologiques.



**BIKO**  
Ref. 0405-001




**Dorsiflex Assist arrière**  
Ref. 2503-005



**Dorsiflex Assist sur mesure avant**  
Ref. 2503-008



**Attelle des releveurs Balto**  
Ref. 1806-008



**Orthèse de hanche Balto**  
Ref. 1806-016



## Attelles évolutives : accompagnement en progression



Les attelles évolutives permettent d'accompagner l'animal dans la progression de sa pathologie.

En rééducation, un soutien fort est souvent prescrit en post opératoire ou post traumatisme afin de soulager les douleurs et mobiliser le membre. Au fur et à mesure de la rééducation, le soutien de l'attelle demandé est de moins en moins fort.

A contrario, dans le cas de pathologies évolutives un soutien faible à modéré peut suffire au début mais demande un soutien plus soutenu voire fort par la suite.




**Carposplint Kit**  
Ref. 2503-003



**Genouillère Balto**  
Ref. 1806-006



**Tarsoflex X Kit**  
Ref. 2503-009



**Attelle du tarse Balto**  
Ref. 1806-011



**Attelle radius immobilisante Balto**  
Ref. 1806-015



**Attelle carpe immobilisante Balto** Ref. 1806-014



## Mikan intègre une nouvelle gamme d'attelles innovantes Balto pour les animaux

Cette nouvelle gamme, de marque Balto, a été développée et fabriquée en Italie. Elle se décline en un large choix d'attelles pouvant s'adapter aux différentes articulations chez le chien et le chat : de l'extrémité de la patte jusqu'au maintien des épaules ou de la hanche en passant par le tarse, le carpe, le coude, le genou.

Avec des systèmes inspirés des solutions utilisées en humaine, cette nouvelle gamme offre de nouvelles perspectives thérapeutiques et un nouvel arsenal pour les vétérinaires. Ces attelles, ajustables et réglables, permettent d'optimiser la récupération post opératoire ou palier à des déficits locomoteurs chez les animaux selon les besoins thérapeutiques : maintien léger, modéré, fort voire immobilisant si besoin.

La gamme Balto se différencie par la qualité de ses matériaux, assurant une longévité des produits sur le long terme et une résistance élevée même sur des chiens de grandes tailles. La conception des produits Balto offre des systèmes simples de mise en place et évolutifs dans certains cas : ceux ci vont évoluer en fonction des stades de la rééducation ou de la cicatrisation, passant par exemple d'une immobilisation complète du tarse, à un maintien léger une fois le membre consolidé.



NOUVEAUTÉ

### Des cas cliniques sur la genouillère Balto

Intérêt genouillère Balto pour l'arthrose : <https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-l-arthrose-n250>


intérêt genouillère Balto pour les ligaments croisés du chien : <https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-interet-genouillere-balto-pour-les-ligaments-croises-du-chien-n251>

Traitement conservateur du genou avec une genouillère Balto : <https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-gestion-conservatrice-du-genou-avec-une-genouillere-balto-n252>

Soutien du genou suite à une rupture du ligament croisé antérieur : <https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-soutien-du-genou-suite-a-une-rupture-du-ligament-croise-anterieur-n253>

Traitement conservateur pour la rupture du LCA du chien : <https://www.mikan-vet.com/blog/cas-clinique-traitement-conservateur-pour-la-rupture-du-lca-du-chien-n254>

# L'ORTHOPÉDIE DES CHATS



**Orthèse de hanche Balto**  
Ref. 1806-016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ceinture lombaire Back On Track**  
Ref. 0301-003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Collerette Bitenot**  
Ref. 1806-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle de l'épaule Dogleggs**  
Ref. 1003-002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude Balto**  
Ref. 1806-009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude Dogleggs**  
Ref. 1003-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ceinture dorsale KVP**  
Ref. 1806-012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Minerve rigide Balto**  
Ref. 1806-017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle radius immobilisante Balto**  
Ref. 1806-015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Genouillère Balto**  
Ref. 1806-006

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide Walkin Wheels**  
Ref. 1503-005

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du tarse Balto**  
Ref. 1806-011

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Tarsoflex X Kit**  
Ref. 2503-009

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Tarsoflex X**  
Ref. 2503-004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide Walkin Wheels**  
Ref. 1503-004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carposplint Kit**  
Ref. 2503-003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle carpe immobilisante Balto**  
Ref. 1806-014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex X**  
Ref. 2503-002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex sport**  
Ref. 2503-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Thermo Carpe**  
Ref. 0301-001

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle des releveurs Balto**  
Ref. 1806-008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle carpe et métatarse Balto**  
Ref. 1806-007

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Dorsiflex Assist sur mesure**  
Ref. 2503-008

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Légende**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible (1-3) | Soutien léger (4-6) | Soutien modéré (7-9) | Immobilisation totale (10) | Immobilisation forte (10) | Soutien fort (10)

Une gamme complète en orthopédie pour les chats de toutes tailles



# L'ORTHOPÉDIE DES CHIENS

**Genouillère Balto**  
Ref. 1806-006



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Orthèse de hanche Balto**  
Ref. 1806-016



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ceinture lombaire Back On Track**  
Ref. 0301-003



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Collerette Bitenot**  
Ref. 1806-001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle de l'épaule Balto**  
Ref. 1806-010



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle de l'épaule DogLeggs**  
Ref. 1003-002



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude Balto**  
Ref. 1806-009



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide Walkin Wheels**  
Ref. 1503-005



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du tarse Balto**  
Ref. 1806-011



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Tarsoflex X Kit**  
Ref. 2503-009



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Tarsoflex X**  
Ref. 2503-004



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Tarsoflex Sport**  
Ref. 2503-010



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Thermo tarse Back On Track**  
Ref. 0301-002



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Dispositif d'assistance BIKO**  
Ref. 0405-001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Dorsiflex Assist**  
Ref. 2503-005



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ceinture dorsale KVP**  
Ref. 1806-012



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Minerve rigide Balto**  
Ref. 1806-017



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude DogLeggs**  
Ref. 1003-001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle radius immobilisante Balto**  
Ref. 1806-015



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide Walkin Wheels**  
Ref. 1503-004



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carposplint Kit**  
Ref. 2503-003



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle carpe immobilisante Balto**  
Ref. 1806-014



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex X**  
Ref. 2503-002



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex sport**  
Ref. 2503-001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Thermo Carpe**  
Ref. 0301-001



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle carpe et métatarse Balto**  
Ref. 1806-007



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle des releveurs Balto**  
Ref. 1806-008




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Dorsiflex Assist sur mesure**  
Ref. 2503-008



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Légende**


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Soutien faible			Soutien léger				Soutien modéré		
Immobilisation forte							Immobilisation totale		

Une gamme complète en orthopédie pour les chiens de toutes tailles



## Comment effectuer une bonne prise de mesure ?

Il est important d'effectuer une bonne prise de mesure pour s'assurer que l'équipement orthopédique soit le plus ajusté possible à la morphologie du patient. Le plus simple est d'utiliser un mètre ruban en position debout car c'est dans cette configuration que l'animal aura besoin de la contention. Si cela n'est pas possible, effectuez la prise de mesure en position assise ou allongée.



## Les conseils de mise en place

Les attelles doivent être utilisées uniquement lorsque cela est recommandé par un professionnel de soins pour animaux qui permettra de déterminer si l'attelle est appropriée et combien de temps elle devra être portée.

Pour les premières fois, il est préférable de faire découvrir l'attelle à l'animal en la positionnant lentement sur le membre et en lui faisant sentir avant.

Parfois, les animaux résistent lorsque l'on place l'attelle et peuvent tenter de s'échapper. Un animal avec une attelle mal installée peut se blesser. Nous conseillons de positionner l'attelle dans un espace clos et sécurisé l'animal, avec une laisse.

Dès que vous commencez à positionner l'attelle, récompensez l'animal avec des friandises, gestes affectueux, voix douce ... Commencez avec des petites sessions puis augmentez le temps une fois que l'animal s'habitue.

Pour les chats, la mise en place est parfois plus compliquée. Il faut un bon maintien de l'animal dans une petite pièce fermée. Certains particuliers mettent les attelles de leur chat dans la cabine de douche.

L'animal doit toujours être surveillé lors de l'utilisation de l'attelle.



## Positionner l'attelle

Mettre du jersey tubulaire sur la patte avant d'appliquer l'attelle est parfois plus confortable pour les animaux. Les attelles doivent être installées sur un animal assis ou couché pour faciliter la mise en place. Vérifiez toujours l'ajustement après que l'animal ait fait quelques pas.

Est-ce que l'animal peut s'asseoir et s'allonger avec une attelle ?

Oui, en général, les animaux peuvent s'asseoir et s'allonger avec une attelle.

Il ne faut pas oublier qu'il y a un temps d'adaptation à l'attelle qui peut durer plusieurs heures.

## Les conseils d'utilisation

Les attelles ne sont pas conçues pour être laissées sur l'animal pendant une longue période de temps pour éviter les frottements et les risques de macération. Certaines attelles spécifiques peuvent être portées tout au long de la journée si nécessaire.


Il est recommandé que l'animal de compagnie porte l'attelle pendant deux heures, puis deux heures de repos sans l'attelle. Au début de l'utilisation, il ne faut pas laisser l'animal seul pour pouvoir le surveiller.

Lorsque l'animal est au repos ou détendu pendant un long moment, il est conseillé si possible de retirer l'attelle du membre. Sauf avis médical contraire, il faut retirer l'attelle pendant la nuit.

Pour les bottines de protection, la période maximale recommandée sur la patte est de 4 heures. Si la patte est recouverte d'une bottine pendant une longue période, de l'humidité peut s'accumuler. Une exposition constante à l'humidité entraîne une dégradation de la peau (par exemple, des abrasions, des cloques, des plaies).

Si vous avez besoin de laisser la chaussure plus longtemps (par exemple, une blessure à la patte qui doit être couverte), nous vous recommandons de saupoudrer de la poudre absorbante non parfumée (par exemple, le talc) dans la chaussure pour aider à absorber l'excès d'humidité.

## Les accessoires pour les attelles orthopédiques



Afin d'adapter au mieux les attelles à toutes les morphologies des animaux, Mikan propose une gamme d'accessoires permettant de customiser les attelles. Selon les besoins, ces accessoires optimisent le serrage, le maintien, le confort voire permettent de créer une attelle soi-même.

### Jersey tubulaire coton



Ref. 3001-005

Le jersey tubulaire sert d'interface entre la peau du patient et l'attelle, afin de diminuer les effets négatifs de la macération et limiter les infections.



### Bande auto-agrippante dos à dos



Ref. 3001-002

La bande auto-agrippante dos à dos a la particularité de s'accrocher sur elle-même. Elle est utilisée en médecine vétérinaire pour serrer les attelles sur le membre du patient et régler plus facilement la tension.



### Mousse adhésive avec bouclette coton



Ref. 3001-006

La mousse adhésive avec coton s'utilise à l'intérieur d'une attelle afin de réduire les zones de frottement, limiter les points d'appui douloureux ou donner plus de soutien sur une partie voire la totalité du membre.



### Bande auto-agrippante avec adhésif



Ref. 3001-003

La bande auto-agrippante avec adhésif est un accessoire idéal pour la conception d'attelle nécessitant la pose de feuille thermoplastique. La face auto-agrippante s'accroche directement sur l'attelle, tandis que la face adhésive viendra se coller sur la feuille thermoplastique, assurant ainsi une stabilité complète du système.



### Feuille thermoplastique



Ref. 3001-001

La plaque peut être modelée et re-modelée à volonté simplement en plaçant le produit dans de l'eau chaude. Le thérapeute peut contrôler facilement l'état du membre de son patient puis replacer la feuille thermoplastique en quelques minutes seulement.



### Mousse à mémoire de forme



Ref. 3001-004

Ce type de mousse est préconisée contre les escarres et les points d'appui douloureux. Elle se place à l'intérieur de l'attelle pour réduire les frottements et limiter les effets de pression sur une zone douloureuse. Elle s'adapte à la morphologie du membre et épouse les contours.



### Néoprène



Ref. 4001-001

Le thérapeute réalise lui-même la forme et la taille de l'attelle selon la zone anatomique à couvrir. Proposant ainsi un produit sur-mesure pour son patient. Le néoprène est très facile à découper et offre la possibilité de réaliser des contentions pour les pattes avant et arrière.



### Goniomètre



Ref. 3201-001

Utilisé pour déterminer l'amplitude de mouvement sur les articulations des animaux. Goniomètre de qualité professionnelle très facile à lire. Les mesures sont inscrites en cm et affichent clairement les degrés. Système robuste et léger idéal en clinique ou sur le terrain, conçu en deux parties.



## Les chaussures & bottines de protection

Pour protéger les pattes des animaux suite à un traumatisme, du post opératoire ou à l'âge, Mikan propose différentes bottines de protection qui répondront aux besoins de chaque animal. Les bottines se différencient selon leur usage. Court ou long terme ? Marche en intérieur ou en extérieur ? Protection avec ou sans bandage ? Maintien taille basse ou taille haute ?

### Chaussures pour chiens - Pawz -

Solution idéale pour protéger les coussinets des animaux sur un sol chaud, rocheux, la neige, le sable ou des surfaces glissantes.



#### Indications

- Protection post-opératoire
- Garde les pattes propres
- Protection contre les produits chimiques
- Empêche les animaux de se lécher les pattes

Ref. 2203-001



### Bottine renforcée - Thera Paw -

La bottine renforcée Thera Paw constitue une alternative au bandage, en permettant de protéger les plaies. Elle assure une bonne stabilité pour les chiens qui marchent sur des surfaces glissantes et contre les risques environnementaux (rochers, sel, glace, sol chaud, ...). Conçue pour rester en place et être portée toute la journée.

Ref. 2503-006



#### Indications

- Protection des plaies
- Callosités
- Cors
- Orteils arthritiques
- Orteils cassés
- Sols brûlants ou grand froid



### Chausson de protection - Trixie -

Les chaussons de protection Trixie sont un bon complément pour la maison afin de protéger les pattes des animaux. Les chaussons sont souples avec un intérieur polaire apportant ainsi de la chaleur en plus de leur fonction de protection.



#### Indications

- Protection en intérieur
- Anti-glisse
- Sols froids

Ref. 2704-013



### Chaussures de protection - Walkin Wheels -

Offre une réelle protection des pattes de l'animal contre tous les risques extérieurs, tels que les éraflures. Facile d'utilisation. S'adapte sur les chariots Walkin Wheels. Le kit contient 2 chaussures et 2 attaches avec crochets pour les chariots roulants remplaçant ainsi les étriers.



#### Indications

- Protection des plaies
- Callosités
- Cors
- Orteils arthritiques
- Orteils cassés
- Sols brûlants ou grand froid
- Avec chariot roulant

Ref. 1503-003



### Bottine de protection - Ruffwear -

Protection pour les chiens ayant des problèmes au niveau des pattes tels que des plaies, des irritations ou des brûlures. Semelle renforcée permettant à l'animal de continuer à marcher et courir dans toutes les conditions et sur tous les terrains.

Ref. 0103-003



#### Indications

- Protection des plaies
- Callosités
- Cors
- Orteils arthritiques
- Orteils cassés
- Sols brûlants ou grand froid



## Bottine de protection - Medipaw -

NOUVEAUTÉ

Cette bottine est utilisée aussi bien en hospitalisation que lors du retour à la maison de l'animal. Sa mise en place rapide et facile en fait une protection de qualité adéquate pour les vétérinaires, ASV et les propriétaires.

La bottine de protection Medipaw aide à protéger les pansements, les points de suture, les plâtres, les attelles ou autre dispositif médical des agressions extérieures telles que la pluie, l'humidité, la neige, la saleté et les léchages destructeurs des animaux.

La bottine comprend un fond en caoutchouc moulé conçu pour accueillir des pansements plus épais, des attelles ou pour des patients ayant des difficultés sur un terrain difficile ou pour des périodes de temps prolongées.



### Indications

- Protection plaies
- Protection bandages
- Protection plâtres
- Protection attelles
- Problèmes dermatologiques

Ref. 0203-001



- Facile à placer sur le membre
- Nécessite moins de bandages
- Réduit les complications des bandages humides
- Rend la marche à l'extérieur facile et rapide
- Moins d'utilisation de solutions à usage unique
- Empêche de lécher ou mordiller la patte
- Élimine le stress du carcan

Fermeture par cordon

Code couleur selon tailles

Sangles élastiques avec Velcro

Coutures étanches

Nylon imperméable et respirant

Lavable

Sangles élastiques avec Velcro

Renfort résistant



### Kit Medipaw

NOUVEAUTÉ

Ce kit offre une variété de tailles afin de mettre en place la gamme au sein de la clinique vétérinaire.

Une peluche de démonstration est offerte



Ref. 0203-002



## Mikan c'est aussi ...

### Aide à la mobilité



Chariots roulants - Harnais - Civières - Rampes d'accès - Cages d'hospitalisation - Laisses

### Confort & hygiène

Ceinture - Protection des plaies - Secours - Matelas - Manteaux - Gilets de flottabilité ...

### Kinésithérapie

Tapis de course - Plateaux d'équilibre - Parcours de marche - Ballons - Taping - Poids de jambe



## Obtenir plus d'informations sur l'orthopédie vétérinaire



Par email

Envoyez nous vos questions par email sur

[info@mikan-vet.com](mailto:info@mikan-vet.com)

Les commandes sont traitées sous 24h ouvrés.



Par téléphone

Contactez nous au

**02 51 62 15 73**

Nous sommes disponibles du lundi au vendredi de 9h-12h30 / 14h-18h (17h le vendredi).



En ligne sur notre site internet

Mikan propose une plateforme en ligne dédiée [pro.mikan-vet.com](http://pro.mikan-vet.com) pour les professionnels. Une fois votre compte créé, **les tarifs préférentiels** sont accessibles. Le site propose plusieurs moyens de paiement en ligne pour une **commande rapide et simplifiée**.

Le site [www.mikan-vet.com](http://www.mikan-vet.com) est utilisé comme boutique de démonstration lors des consultations vétérinaires ou avec les ASV. Les particuliers peuvent commander directement sur le site.



Accès particuliers  
[www.mikan-vet.com](http://www.mikan-vet.com)  
- site en bleu -



Accès professionnels  
[pro.mikan-vet.com](http://pro.mikan-vet.com)  
- site en vert -

## Qui est Mikan ?

Mikan est spécialiste en physiothérapie, rééducation & prise en charge de la douleur animale.

Distributeur de matériel et d'équipements pour le soin et la prise en charge de la douleur chez l'animal, Mikan est une marque de la société Belphore International. Elle s'est imposée dans le monde vétérinaire, équipant des centaines de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales vétérinaires et appareillant plus de 10 000 chiens & chats.

L'entreprise est le 1<sup>er</sup> fournisseur à disposer d'une offre aussi complète en matériel et équipements : des références sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine, mais aussi la fourniture de matériaux nécessaires à la réalisation d'attelles.

## Mikan c'est aussi ...

### Physiothérapie

Laser - Ultrason - Électrostimulation - Onde de choc  
- Cryothérapie - Tecar - Magneto - Lampe infrarouge



### Hydrothérapie

Tapis immergés - Gilets de flottabilité



## Informations presse et visuels

Mlle Caroline LAPOUYADE  
02 51 62 15 73  
[presse.mikanvet@gmail.com](mailto:presse.mikanvet@gmail.com)



# mikan

passion for animals

Usine Créative - Parc Sud Loire 1  
85600 Boufféré - France

[www.mikan-vet.com](http://www.mikan-vet.com)  
[info@mikan-vet.com](mailto:info@mikan-vet.com)

Tél : 02 51 62 15 73

