

PRISE DE MESURE
Système BIKO

COORDONNEES VETERINAIRE

Nom :
Adresse :

Tél :
Mail :

COORDONNEES CLIENT

Nom :
Adresse :

Tél :
Mail :

INFORMATIONS PATIENT

Race : Age :
Indication :

➤ Prise de mesure système BIKO :



1. Equipez l'animal d'un harnais avec une attache métallique sur le dos (non fourni).
2. S'assurer que l'animal est dans sa position physiologique. La hanche et les membres postérieurs dans le même axe d'équilibre.
3. Mesurez la distance de l'attache métallique jusqu'au métatarse en traçant une diagonale (A) pour les deux pattes.

Patte Gauche = _____cm


Patte Droite = _____cm

4. Mesurez la circonférence des métatarses (B).


Patte Gauche = _____cm

Patte Droite = _____cm

Attache métallique



**IMAGE A - mesure distance
de l'attache au métatarse**



**IMAGE B - mesure
circonférence métatarse**

MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT PAR COURRIER, MAIL OU FAX AFIN DE VALIDER
VOTRE COMMANDE.