

MIKAN présente sa gamme équine **à l'occasion de la formation du Cirale pour le DE de physiothérapie**

Mikan, 1^{er} fournisseur français en matériel de rééducation et physiothérapie animale, est sponsor de la formation du Cirale pour le diplôme d'école de cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire en juillet prochain.

Les participants auront ainsi l'occasion de découvrir la gamme complète de Mikan à destination des vétérinaires équins.



(photo : Mikan)

- Les appareils pour le traitement par :
 - Laser thérapie : **produit phare MIKAN**
 - Electro stimulation
 - Champs magnétiques pulsés
 - Ultrasons
 - Diathermie
 - Ondes de choc
 - Cryothérapie gaz, eau, air : **exclusivité MIKAN**

- Le solarium ou lampe à infrarouge : nouveauté et création exclusive MIKAN

- Les contentions :
 - Gamme Exos : attelles d'immobilisation thermoformables, **création exclusive MIKAN** et les accessoires et consommables du kit Exos.
 - Attelles tarse et carpe *Back on track*.


Gamme d'appareils de physiothérapie

Mikan, spécialiste en équipement de physiothérapie et rééducation animale distribue et conçoit des appareils adaptés à la pratique vétérinaire. Les traitements à partir d'agents physiques nécessitent des équipements spécifiques.

K-LASER VET pour une thérapie innovante non-médicamenteuse

Le laser est un moyen thérapeutique efficace de prise en charge de la douleur par ses propriétés analgésiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Il est utilisé fréquemment chez le cheval pour : l'arthrose du jarret ; les fourbures ; les dorsalgies ; les myosites et la récupération post-effort pour les chevaux de sport.

Le **K-laser Vet**, distribué exclusivement par Mikan en France, propose la technologie la plus avancée du marché : 4 longueurs d'ondes, des diodes garanties à vie, un format compact et portable, une interface tactile couleur, des protocoles prédéfinis et une mise à jour illimitée.



➤ [Visionnez l'interview du Dr Emilie Dallongeville](#)

PH pathologies locomotrices des équidés
praticien à Oniris (Nantes) dans l'unité de chirurgie
des équidés au sujet du choix et de l'utilisation du K-Laser.

STIM VET 100 : électrothérapie antalgique et excitomotrice

Les séances d'électrothérapie réduisent la perception de la douleur et stimulent les tissus excitables, pour un renforcement musculaire en douceur.



Les indications les plus fréquentes sont l'amyotrophie, le renforcement musculaire, le déconditionnement et les atteintes neurologiques. A noter que l'électrostimulation, comme les autres thérapies, s'inscrit dans un protocole de soins variable selon l'état et l'historique de l'animal, alliant des exercices de kinésithérapie, l'hydrothérapie et les massages.



StimVet, gamme Globus

MAGNETO VET 4000 : la stimulation cellulaire



Les champs magnétiques pulsés sont utilisés essentiellement pour traiter de manière non invasive les chevaux souffrant de fractures non consolidées, de pseudarthrose, ainsi que les patients atteints de pathologies affectant de manière chronique le système musculo-squelettique.

MagnetoVet 4000, gamme Globus

La thérapie électromagnétique se traduit par une action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse, ainsi que par la stimulation des processus de réparation tissulaire.

ULTRASONS VET 4000 : le pouvoir thermique des ondes

Les effets mécaniques, thermiques et chimiques des ultrasons, en mode continu ou pulsé, sont indiqués pour la préparation du membre en cas de contractures musculaires, avant des exercices de kinésithérapie, mais aussi en cas d'adhérences cicatricielles, d'arthrose et de tendinites.



Ultrasons Vet 4000, gamme Globus

TECAR VET 4000 : le transfert d'énergie par la diathermie

La diathermie est l'application thérapeutique de champs électriques de fréquence élevée sur les tissus de l'organisme. L'augmentation de la température interne stimule les mécanismes naturels de la cicatrisation et de la récupération des tissus. La **Tecar thérapie** (transfert énergétique capacitif et résistif) utilise en particulier la fréquence de 0,5 MHz.



La diathermie s'utilise sur les œdèmes et les pathologies musculaires, sur l'arthrose et les tendinopathies. Associée à la thérapie laser, le constat des effets bénéfiques est accéléré.

Tecar Vet 4000, gamme Globus



ONDES DE CHOC : analgésie et accélération de la cicatrisation

Les ondes de choc constituent un moyen rapide et non invasif pour de nombreuses pathologies affectant les tissus mous : desmopathies d'insertion ; arthrose ; formes phalangiennes et éparvins ; calcifications des tendons et des gaines tendineuses ; maladie de la face dorsale du métacarpe ; périostites du canon.

En plus de leur effet antidouleur, les réactions biologiques produites par les ondes de choc permettent une accélération du processus cicatriciel.



Ondes de choc focalisées Chattanooga

CRYOTHERAPIE Gaz – Eau – Air : effets anti-inflammatoire et de drainage



La cryothérapie est un soin par le froid (par eau, gaz ou air) dont les effets sont antalgiques ; anti-inflammatoires ; vasomoteurs et décontractants. Le traitement est prescrit dans un grand nombre d'indications, notamment traumatologiques et rhumatologiques : dorsalgies ; problèmes d'incurvation ; de changement de pied ; boiteries ; tendinites ; irrégularités d'allures ; préparation et récupération d'échéances sportives.


Cryo à gaz, Easy Cryo, distribué exclusivement par Mikan



© Catherine Voisin

VETKIN TAPE® : prolonger les soins, travailler les tissus en profondeur

La méthode du tapping, déjà développée en kiné humaine se pratique également chez l'animal et notamment le cheval. Elle consiste à appliquer des pansements ou des bandages élastiques sur la peau dans le but d'agir sur le tissu musculaire, conjonctif et sur les systèmes circulatoires, nerveux et lymphatiques.



VetkinTape®

Mikan est distributeur exclusif en France de Thysol Group, qui a développé la gamme Vetkin-Tape® à destination des vétérinaires. Les adhésifs de qualité que fabrique ce groupe néerlandais ont été conçus par des professionnels de la santé animale.

SOLARIUM INFRAROUGE MIKAN: détente musculaire par la chaleur

Le solarium créé par Mikan est composée de 13 lampes à lumière infrarouge et de quatre ventilateurs, pour une puissance totale de 3 400 W. L'ensemble est fixé sur une structure en aluminium conçue spécialement pour s'adapter aux boxes et aux racks vétérinaires.

La chaleur diffusée par la lumière infrarouge pénètre les couches tissulaires ayant pour effet l'augmentation du métabolisme ; la vasodilatation ; le relâchement musculaire et la diminution de la rigidité des articulations. Réglage de la hauteur et commandes se font simplement, à distance et silencieusement.



Solarium Mikan



CONTENTIONS : de l'attelle souple à l'attelle immobilisante

Mikan propose aux vétérinaires équins une gamme d'attelles au choix, customisables et adaptables à chaque cas traité.

- Gamme Exos : un kit innovant de réalisation d'attelles d'immobilisation « tout en un » à installer et à ajuster directement sur le cheval. L'attelle peut s'enlever et être remodelée facilement en fonction des besoins. Le tissu utilisé est antimicrobien, léger, lavable et résistant.

A noter qu'une attelle Exos se compose d'une plaque thermoformable à découper aux dimensions du patient ; un système de fermeture Velcro® et de serrage BOA®, des adhésifs de finition en jersey. Mikan propose également une paire de cisaille adaptée, un four spécifique Exos pour chauffer la plaque.

Protège-jarret ouvert, Back on track

- Atelles tarse et carpe : protège-jarret et protège-genou en caoutchouc chloroprène, avec doublure en fibres de céramique pour calmer douleur et inflammations, etc. La marque *Back on track*, distribuée par Mikan, propose un ensemble de produits de contention et de protection des muscles et des articulations pour les chevaux.



Mikan distribue également des matériaux pour permettre aux vétérinaires de customiser les attelles en fonction des besoins : tissu Néoprène, mousses de confort, bandes auto-agrippantes (scratch), plaques thermo modulables, jersey, etc.

Le DE de cinésiologie, physiothérapie et réadaptation vétérinaire

Ce diplôme d'école « option équine » proposé par le Cirale et l'ENVA, recouvre les compétences en science de l'exercice, kinésithérapie et réadaptation des affections locomotrices du cheval.

L'objectif de cette formation qui s'étale sur 2 ans et six modules de 22 heures, est de développer un enseignement diplômant sur le diagnostic et la gestion des affections locomotrices du cheval. Les traitements médicamenteux et chirurgicaux ne sont pas considérés.

La formation est organisée en cycle continu, permettant aux candidats de la commencer en année 2, sachant que la première année 2016, les modules traitent de notions générales et de physiothérapie et que l'année 2017, les modules aborderont la médecine manuelle et la gestion kinésithérapeutique des affections locomotrices.

La formation se conclut par un examen qui aura lieu en 2018.

Module 1 : Physio-pathologie générale, mécanobiologie et adaptation tissulaire (janvier 2016)

Module 2 : *Physiothérapie manuelle et instrumentale*, du 7 au 9 juillet, dont MIKAN est sponsor.

Module 3 : *Moyens de gestion et de prévention des affections locomotrices, réadaptation, reconditionnement et science des disciplines*, du 17 au 19 novembre 2016, dont MIKAN est sponsor.

Présentation complète de la formation ci-jointe à ce communiqué.



Mikan est le spécialiste de la prise en charge de la douleur animale par la physiothérapie.

A l'écoute des attentes des clients, notre équipe les conseille de manière personnalisée et fournit un service après-vente fiable et réactif. Auprès des vétérinaires et de leurs auxiliaires, Mikan assure la formation indispensable à l'utilisation des équipements installés.

Qui est Mikan ?

Premier fournisseur français de matériel et d'équipements en physiothérapie et rééducation fonctionnelle chez l'animal, la marque Mikan est aussi distributeur exclusif des produits K-Laser Vétérinaire. Mikan équipe aujourd'hui une centaine de cliniques, des centres hospitaliers, des écoles nationales vétérinaires et appareille plus de 2 500 chiens. L'entreprise est la seule en France et au monde à disposer d'une offre aussi complète de 50 références sélectionnées parmi les fabricants leaders dans leur domaine.

Mikan / Belpore International

Bât. Imprimédia Parc Vendée Sud Loire 1

85 600 Boufféré

Tel. : 02 51 62 15 73 www.mikan-vet.com

Demande d'informations et de visuels :

Mme Philippine ROUX

06 08 47 94 97

presse.mikanvet@gmail.com

<http://www.mikan-vet.com/> **Chaîne YouTube de Mikan**