

2026



1^{er} fournisseur vétérinaire en physiothérapie,
rééducation & prise en charge de la douleur



PHYSIOTHÉRAPIE

HYDROTHÉRAPIE

KINÉSITHÉRAPIE

ORTHOPÉDIE

MOBILITÉ

CONFORT



- + Pour tous les vétérinaires : itinérants, cabinets, cliniques, centres hospitaliers vétérinaires, écoles nationales vétérinaires...
- + Une **gamme complète** de matériels et d'équipements de soins de santé, **performants, mobiles** et 100% dédiée à la prise en charge de la douleur, la rééducation et la physiothérapie pour les animaux.
- + Mikan distribue plus de 50 marques professionnelles. Nous sélectionnons et choisissons nos fournisseurs parmi les **meilleurs fabricants** mondiaux, **spécialisés** en matériel de physiothérapie, un gage de qualité et de longévité pour votre équipement.

Les nouveaux **besoins** des propriétaires et vétérinaires



DES PROPRIÉTAIRES PLUS ATTENTIFS AU BIEN-ÊTRE

- Importance de la prise en charge de la douleur et désir d'améliorer la qualité de vie des animaux
- Meilleure expertise et relationnel avec le vétérinaire, suivi complet et soins à la carte
- Développement des mutuelles pour animaux



DES ANIMAUX PLUS NOMBREUX ET VIEILLISSANTS


- De plus en plus d'animaux de compagnie dans les foyers
- Espérance de vie qui rallonge
- Plus de pathologies liées à l'âge
- Meilleure prise en charge gériatrique



L'INNOVATION DES TECHNIQUES VÉTÉRINAIRES

- Meilleures techniques de prise en charge de la douleur et de rééducation fonctionnelle
- Limiter les échecs thérapeutiques et les euthanasies
- Différenciation et développement de la notoriété
- Faciliter le recrutement des collaborateurs et des patients

Les **points forts** de la physiothérapie



SOMMAIRE

Équipement de la clinique :

Physiothérapie



La physiothérapie en quelques mots	p.2
Choisir son laser : 10 pts essentiels	p.3
Laser	p.4
Chirurgie K-Laser	p.8
Les services Mikan K-Laser®	p.11
Les formations en thérapie laser	p.12
Électrostimulation	p.14
Cryothérapie	p.18
Ultrasons	p.22
Radiofréquence	p.23
Ondes de choc	p.26
Solarium infrarouge	p.29
Magnétothérapie	p.30

Hydrothérapie



L'hydrothérapie en quelques mots	p.32
Tapis roulant immergé	p.33
Les points forts du tapis immergé	p.35
Les services hydrothérapie Mikan	p.36

Kinésithérapie



Tapis de marche à sec	p.37
Kinesio Taping	p.38
Plateforme d'analyse posturale	p.40
Packs kinésithérapie	p.41
Ballons	p.42
Plateaux d'équilibre	p.44
Tapis de travail	p.44
Parcours de marche	p.45
Compresseurs chaud / froid	p.45

Appareillage de l'animal à domicile :

Orthopédie



Présentation de l'orthopédie	p.46
Schéma orthopédique du chat	p.48
Schéma orthopédique du chien	p.50
Attelles pattes avant	p.52
Attelles pattes arrière	p.58
Attelles spécifiques	p.62
Genouillères	p.64
Accessoires orthopédie	p.67
Attelles sur-mesure	p.68
Hanches	p.70
Minerves	p.71
Ceintures dorsales / lombaires	p.71
Aide antidérapante	p.73
Chaussettes, chaussures et bottes	p.74

Aide à la mobilité



Chariot roulant	p.78
Protection pour chien malvoyant	p.80
Harnais	p.80
Gilets de flottabilité	p.83
Rampes d'accès	p.84
Civière	p.84

Confort



Matelas	p.85
Manteaux	p.86
Protection des plaies / carcan	p.87
Trousse de secours	p.88
Produits rafraîchissants	p.85 à 88



Schéma orthopédique du chat	p.48 - 49
Schéma orthopédique du chien	p.50 - 51



Comment passer commande	p.89
Guides et supports Mikan	p.90
Occasions et reprises Mikan	p.91
Les services Mikan	p.92

La **physiothérapie** : une solution de soin innovante

Les techniques de soins en physiothérapie offrent une multitude d'utilisations : la **rééducation**, la prise en charge de la **douleur**, la prise en charge d'animaux en **surpoids, âgés, handicapés** et l'**entraînement sportif**.

Dans le respect de protocoles thérapeutiques définis, l'application des méthodes de physiothérapie permet d'améliorer significativement la prise en charge de nombreuses affections musculo-squelettiques, notamment :

- + Arthrose
- + Post-opératoire des interventions orthopédiques
- + Dysplasie de la hanche et du coude
- + Rupture ligamentaire
- + Atteintes du système nerveux de type hernie discale
- + Traumatisme de la colonne ou lésion nerveuse périphérique
- + Plaies aiguës et chroniques



+ Les bénéfices de la physiothérapie

POUR LA CLINIQUE


- Expertise vétérinaire
- Image d'une clinique innovante
- Approche multimodale et personnalisée
- Observance et fidélisation de la clientèle
- Suivi régulier et à long terme de l'animal
- Satisfaction clientèle
- Rentabilité de l'équipement et de la clinique
- Recrutement et fidélisation de nouveaux collaborateurs

POUR L'ANIMAL ET LE CLIENT

- Application multi-espèces
- Prise en charge efficace de la douleur
- Traitement de courte durée
- Effet antalgique rapide
- Non-invasif, indolore, sans effets secondaires
- Moins de médicaments
- Facilite l'organisation des RDV
- Remboursement par les assurances et complémentaires pour animaux

+ Les modalités de la physiothérapie

Antalgie	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Travail musculaire				✓						✓
Vaso-dilatateur		✓	✓		✓		✓	✓	✓	
Vaso-constricteur			✓			✓				
Anti-œdémateux	✓	✓	✓			✓	✓	✓		✓
Anti-inflammatoire	✓	✓			✓	✓	✓	✓		
Cicatrisant	✓	✓	✓		✓		✓			
Régénération os / cartilage	✓						✓	✓		
Régénération nerveuse	✓				✓					
Proprioception				✓						✓



Choisir son laser thérapeutique : 10 points essentiels

1

La puissance émise

Impact sur le temps de traitement

La **puissance émise** représente la quantité énergétique que le laser est capable de délivrer. Cela impacte l'efficacité et le temps de traitement. Il existe 2 types de puissance sur les lasers : la puissance moyenne et la puissance de pic.

6

L'ergonomie

Impact sur la mobilité

Selon l'usage de votre laser thérapeutique, l'ergonomie de l'équipement améliore votre utilisation au quotidien. Lorsque celui-ci est utilisé quotidiennement, une ergonomie aboutie améliore votre confort de travail.

2

Les longueurs d'onde

Impact sur les effets thérapeutiques

Les lasers thérapeutiques utilisent différentes longueurs d'onde afin de cibler les chromophores pour stimuler les réactions photochimiques. Les longueurs d'ondes déterminent également la profondeur de pénétration de l'énergie laser dans les tissus.

7

Les garanties

Impact sur la durée de l'investissement

Vous utiliserez votre laser fréquemment, il est donc recommandé de trouver un laser thérapeutique offrant une garantie à long terme pour vous assurer une tranquillité d'esprit.

3

Les modes d'émission : continu (CW) ou pulsé (Hz)

Impact sur la stimulation des tissus

Durant une séance, plusieurs modes d'émission et fréquences sont utilisés pour stimuler les différents tissus dans une zone spécifique et ainsi optimiser les résultats.

8

Les formations laser

Impact sur l'expertise

La formation est un autre facteur à considérer lors de l'achat d'un laser tout aussi important que le prix, les logiciels, la technologie. Il est recommandé de choisir un laser associé à un service de formation complet pour rentabiliser au maximum votre laser.

4

Conception et validation des protocoles

Impact sur l'utilisation

Les protocoles conditionnent l'efficacité des traitements. Les dosages corrects pour chaque animal sont nécessaires pour obtenir les meilleurs résultats thérapeutiques.

9

Support : outils d'éducation et de référence

Impact sur le recrutement des patients

L'intégration de la thérapie laser signifie de nouvelles compétences à acquérir. Mikan vous apporte du contenu approprié et des outils de communication pour vous aider.

5

L'interface utilisateur

Impact sur la prise en main de l'appareil

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et donner la possibilité de fournir systématiquement un traitement optimal, une interface utilisateur claire et simple avec des protocoles spécifiques vétérinaires est nécessaire et primordiale.

10

Le retour sur investissement

Impact sur la rentabilité

La thérapie laser est l'une des modalités les plus prometteuses de la profession vétérinaire. Près de 80% de vos patients peuvent bénéficier d'un traitement au laser pour la prise en charge des douleurs, des inflammations...

Livre blanc « Comment choisir son
laser thérapeutique vétérinaire ? »

Disponible sur notre site internet pro.mikan-vet.com



PowerLaser® Pro - Laser Classe III -



Applications cliniques

- Arthrose
- Contractures musculaires
- Tendinopathies
- Œdèmes
- Contusions / Hématomes
- Granulomes de léchage
- Plaies
- Points acupuncture
- Trigger points
- Gingivites

Caractéristiques techniques

- Longueur d'onde : 808 nm
- Puissance : 500 mW (PowerLaser 500) 1500 mW (PowerLaser 1500)
- Émission pulsée : 2000 Hz
- Faisceau : Ø 6 mm (PowerLaser 500)
Ø 37 mm (PowerLaser 1500)
- Source laser : diode GaAlAs
- Batterie Lithium-Ion : 2h
- Dimensions : 22 x 3,5 cm
- Poids : 184 g (PowerLaser 500)
204 g (PowerLaser 1500)
- Garantie 3 ans
- Fabriqué au Danemark 

Livré avec

- 1 Powerlaser® Pro 500 ou 1500
- 2 batteries et 1 chargeur secteur
- 2 paires de lunettes de protection
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide clinique

Le PowerLaser® Pro est idéal pour débiter la thérapie laser ou en complément d'un autre laser.

Le **PowerLaser Pro® 500** (Ref. 3709-000) est un laser thérapeutique à usage vétérinaire conçu pour travailler sur des petites zones ou de manière précise (points d'acupuncture - trigger points).

Le **PowerLaser Pro® 1500** (Ref. 3709-001) est un laser thérapeutique à usage vétérinaire développé pour travailler sur des zones plus larges grâce à sa tête multi-diodes.

Prise en main rapide

9 programmes disponibles que l'on sélectionne en glissant simplement le doigt sur la barre coulissante et qui sont validés par un signal lumineux et sonore.

Portabilité totale

Légèreté et autonomie, ce laser répond parfaitement à une utilisation nomade que ce soit d'une salle de consultation à une autre ou directement sur le terrain.

Ergonomie

Le PowerLaser® Pro a été conçu pour une utilisation ergonomique avec un design simple, élégant et fonctionnel. Aucune entrave ne vient limiter les mouvements du thérapeute.

Qualité et sécurité

Laser thérapeutique réalisé à partir de composants de haute qualité et fabriqué au Danemark offrant une garantie de 3 ans.

Polyvalence

Les têtes interchangeables sur le PowerLaser® Pro 500, permettent au thérapeute d'adapter son traitement selon ses besoins. Un embout de précision pour travailler dans la cavité buccale et un embout d'acupuncture très précis sont disponibles (options).

Options

- PowerLaser® Pro Combo (500 + 1500)
Ref. 3709-002
- Embout de précision Ø 6mm
(uniquement PowerLaser 500)
Ref. 3709-003
- Embout acupuncture Ø 2,5mm
(uniquement PowerLaser 500)
Ref. 3709-004
- Mallette de transport Ref. 3709-005
- Lingettes de nettoyage optique laser
Ref. 4501-000



Ref. 3709-003



Ref. 3709-004



Ref. 3709-002



Ref. 3709-005



Ref. 4501-000

K-Laser® Vet

- Laser Classe IV -



ELTECH
K-LASER

Ref. 1702-001

Principes d'action

Effets anti-inflammatoires

- Stimulation des macrophages et augmentation des lymphocytes T
- Augmentation de la micro-circulation
- Diminution des PGE2 pro-inflammatoires

Actions cicatrisantes

- Stimulation des fibroblastes
- Production de collagène et d'élastine plus importante

Effets anti-œdème

- Augmentation de la circulation
- Stimulation des macrophages

Action antalgique

- Renforcement des contrôles inhibiteurs segmentaires (effet Gate Control)
- Augmentation de la production d'endorphine

Caractéristiques techniques

- (Détails des modèles p. 15)
- Longueur d'onde : 660, 800, 905, 970nm*
- Puissance continue (CW) : 12 à 25 W*
- Mode d'émission des fréquences : CW Continu - ISP (Intense Super pulse) Pulsé 1Hz à 20 000Hz par palier de 1 Hz
- Faisceau : zoom incorporé 1 à 5 cm²
- Source laser : diode GaAlAs
- Nombre de phase possible par protocole : 12
- Personnalisation des programmes
- Répertoire patient
- Portail en ligne
- Interface : écran tactile couleur
- Batterie : Lithium-Ion ou Nano-Phosphate
- Dimensions : 18 x 20 x 19 cm*
- Poids : 1,3 kg*
- Mise à jour : illimitée et gratuite
- Garanties : 2 à 5 ans appareil | 10 ans diodes*
- Fabriqué en Italie 

Pour répondre à l'exigence des vétérinaires Français, Mikan a choisi l'un des meilleurs lasers thérapeutiques, le K-Laser® Vet. La gamme K-Laser® permet de délivrer jusqu'à quatre longueurs d'ondes différentes, indépendantes ou simultanées au travers d'une même fibre optique tout en alternant les modes d'émission. C'est aussi la seule dont les diodes sont garanties 10 ans !

S'offrir la technologie K-Laser® c'est la certitude de la meilleure efficacité thérapeutique, mais aussi la garantie d'un investissement durable.

Ergonomie

- Portabilité inégalée (1,3kg) et une autonomie de 75 min de traitement sur batterie*
- Zoom optique de 1 à 5 cm² pour travailler sur toutes les zones anatomiques
- QRT™ : Quick Release Technologie, pour changer d'appliqueur d'un seul geste

Efficacité

- Protocoles établis à partir d'études dosimétriques
- Jusqu'à 4 diodes émettant par une seule et même fibre optique
- Choix de 4 niveaux de puissance maximale* : 12W, 15W, 18W, 25W
- Mode Intense Super Pulse pour une pénétration optimale sans effet thermique
- Choix des longueurs d'ondes* : 660, 800, 905, 970nm simultanées ou indépendantes
- Embouts chirurgicaux**

Simplicité

- Interface couleur tactile et intuitive
- Mémorisation fichier patient
- Protocoles personnalisables sur tous les paramètres
- Portail en ligne avec suivi des traitements par espèce
- Bibliothèque de protocoles prédéfinis pour les espèces félines, canines, équine, nac

Temps de traitement court

La puissance moyenne des K-Laser® va jusqu'à 25 W; elle vous permet de traiter une variété d'espèces plus large et également de raccourcir les temps de traitement. Avec une diminution des temps de traitement vous optimisez la qualité des soins et la rentabilité de votre équipement.

Efficacité de pénétration

Les différentes longueurs d'ondes de 660, 800, 905 et 970 nm selon les modèles K-Laser®, vous permettent un travail efficace et vous offrent la possibilité de traiter plus de pathologies.

Pulsations optimisées pour les tissus

L'alternance du mode d'émission des fréquences en continu ou pulsé des différents modèles K-Laser® optimise les résultats thérapeutiques en interagissant différemment selon les tissus traités.



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort




Livré avec :

- K-Laser® Vet Cube
- Pièce à main zoom optique
- Applicateur avec fibre optique et déclencheur manuel
- Batterie rechargeable pour traitement ambulatoire
- Alimentation secteur
- Port USB pour sauvegarde
- 2 lunettes de protection thérapeute
- Panneaux de signalisation de risque
- Guide clinique
- Manuel d'instructions
- Kit de communication (brochures, posters, vidéos, cartes de suivi patient)
- Clef USB avec contenu scientifique et marketing

*Variable suivant le modèle

** Option

**Multi espèces**

Le K-Laser® Vet a prouvé son efficacité de traitement sur les chiens, chats, chevaux, petits mammifères, oiseaux, reptiles et également dans le rural (vaches, poules ...)

Software évolutif

Les mises à jour du logiciel K-Laser® se font directement par WIFI*, garantissant ainsi une stabilité du logiciel. Ces mises à jour, suivent les avancées scientifiques améliorant ainsi les protocoles et conseils de soins pour vous proposer un service à la pointe.

Fiabilité du matériel

Les K-Laser® bénéficient d'un double système de refroidissement des diodes afin de préserver ces dernières en garantissant ainsi une utilisation plus longue. Tous les K-Laser® sont fabriqués en Italie par la société Eltech, le créateur du K-Laser®.

Sécurité


K-Laser® offre une garantie de 2 à 5 ans sur l'appareil (selon les modèles) et une garantie 10 ans sur les diodes laser.

Rentabilité de l'investissement

La rentabilité de l'investissement d'un K-Laser® va rapidement se faire par la polyvalence d'utilisation sur une multitude d'espèces et de cas cliniques (laser thérapeutique et laser chirurgical).

En effet, le large spectre d'indications de la thérapie laser en fait rapidement un acteur indispensable dans la clinique vétérinaire.

K-LASER®

Applications cliniques

K-Laser® Vet Cube Performance 30

- Laser Classe IV -



TECHNOLOGIE - INNOVATION QUALITÉ - DESIGN

Thérapie laser dynamique

Traitements par effet

Puissance continue 25W
Puissance ISP (Moyen 20W; pic 30W)
Fréquence de 1 à 20 000 Hz

Rapidité et efficacité des
traitements sur toutes les
espèces et pathologies

Batterie Nano-Phosphate

Plus grande autonomie

Dernière génération de fibre optique

Utilisation optimale à
haute puissance

Embout distal APM (Active Photonic Modulations)

Réduction de la perte
énergétique due au
reflet sur la peau

Pièce à main intelligente avec capteur de vitesse

Régulation automatique
de la puissance


Démarrage avec refroidissement bidirectionnel avancé

Investissement durable



Nouveau : la thérapie laser dynamique

Tous les effets thérapeutiques peuvent maintenant être ajustés dans les protocoles selon le patient et la pathologie pour un traitement plus efficace et sur-mesure !



Mode pré-enregistré ou personnalisé au choix

Tous les effets modulables :

- Analgésique
- Vasodilatation
- Modulation thermique
- Anti-inflammatoire
- Stimulation profonde
- Stimulation superficielle
- Activité immunitaire
- Antimicrobien

*ex. pour une arthrose,
les effets antalgique,
stimulation profonde
et anti-inflammatoire
seront privilégiés à l'effet
antimicrobien.*

20 ans d'expérience et de savoir-faire en ingénierie laser médical. Coopération avec l'université de Trieste en Italie et le centre international d'ingénierie génétique et biotechnologie ICGB en Italie.



Design, développement et fabrication en Italie ...

L'innovation fait partie de l'ADN K-Laser®




- Module de diodes scellé unique et durable
- Stabilité de puissance supérieure
- Module laser haute précision
- Fabriqué en Italie

5 ans de garantie sur l'appareil

10 ans de garantie sur les diodes



K-Laser® Vet - Kit chirurgical -



Quels types de chirurgie ?

- Voile du palais
- Excision masses cutanées
- Tumeurs bénignes
- Hématomes
- Kystes
- Absès
- Granulomes de léchage
- Excroissance de peau
- Masses intra-orales
- Gingivites prolifératives
- Excision glande de Meibomius
- Distichiasis
- Pathologies périanales
- Sacculectomie anale
- Fistule périanale

Mise en place

- Laser, pièce à main et optique chirurgicale n'ont pas besoin d'être stérilisés (seulement les embouts et la fibre)
- Anesthésie de l'animal requise
- Évacuateur de fumée recommandé

Principe d'action de la chirurgie au laser

Lors de la chirurgie laser à diodes, toute la lumière est focalisée dans l'optique chirurgicale puis complètement absorbée et transformée en chaleur.

L'augmentation de température fait bouillir les molécules d'eau et dénature les protéines à l'intérieur de la cellule jusqu'à la rupture de la membrane.

En résultat, la plaie est saine, cautérisée et les risques d'hémorragie et d'infection sont diminués.

Avantages

- Moins de saignements
- Profondeur de traitement contrôlable
- Optimisation de la cicatrisation
- Large choix d'indications
- Polyvalent : chirurgical et thérapeutique
- Simplicité et sécurité d'utilisation
- Entretien facile et rapide
- Retour sur investissement rapide
- Image de la clinique à la pointe de la technologie



Interface intuitive

- **Facile à lancer** : module chirurgical tactile intégré dans le K-Laser® Vet Cube 4, K-Laser® Vet Performance et K-Laser® Vet Performance 30
- **Facile à paramétrer** : choix des paramétrages selon les besoins de la chirurgie (puissance de 0,1 à 20 W et mode d'émission en continu ou pulsé)
- **Facile à utiliser** : démarrage de la procédure de la pièce à main via pédale. Mise en place des fibres chirurgicales par simple vissage.



Ref. 1702-020



Ref. 1702-015

Ref. 1702-017



Ref. 1702-048

	Fibre chirurgicale 400 µm K-Laser® Vet Ref. 1702-014	Fibre chirurgicale 600 µm K-Laser® Vet Ref. 1702-016
Idéale pour ...	Incision linéaire Incision profonde Incision précise	Endoscopie
Stérilisation	Les embouts doivent être stérilisés dans un autoclave avec une vapeur d'eau saturée à 134°C – 3 min et 2.04 bar en surpression	
Durée de vie	Environ 250 chirurgies / fibre optique (2,5m) La consommation moyenne est de 0.5 à 1 cm de fibre optique / chirurgie.	

K-LASER®

Chirurgie K-laser® Vet

Avant

Après

Exérèse d'un lipome avec adhérences musculaires



La vidéo




Granulome éosinophilique



La vidéo



Voile du palais



La vidéo



Polype dans la gorge



La vidéo



Épulis



La vidéo



Retrait de masse



La vidéo



Polype oreille



La vidéo



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort





K-Laser® Vet Classe IV (conforme IEC 600825-1)	Cube 3 12W	CUBE 4 15W	CUBE 4 Performance 18W	CUBE Performance 30W
Longueurs d'onde	660nm 800nm 970nm	660nm 800nm 905nm 970nm	660nm 800nm 905nm 970nm	660nm 800nm 905nm 970nm
Puissance continue (CW)	12W	15W	18W	25W
Puissance Intense Super Pulse (ISP)	Moyenne : 8W Pic : 15W	Moyenne : 12W Pic : 20W	Moyenne : 12W Pic : 25W	Moyenne : 20W Pic : 30W
Mode d'émission des fréquences	CW Continu - ISP (Intense Super pulse) - Pulsé 1Hz à 20 000Hz par pas de 1 Hz			
Thérapie laser dynamique par effets	-	-	-	✓
Pièce à main intelligente avec capteur de vitesse	-	-	-	✓
Embout distale pièce à main APM (Active Photonic Modulations)	-	-	-	✓
Zoom : 1 cm² à 5 cm²	✓	✓	✓	✓
Embout optique PLUS de 12 cm²	-	-	✓	✓
Embouts chirurgicaux	-	option	option	option
Tête interchangeable	✓	✓	✓	✓
Nombre de phases possibles par protocole	12	12	12	12
Calcul automatique de la dose / surface de traitement	✓	✓	✓	✓
Répertoire patient	✓	✓	✓	✓
Personnalisation programmes	✓	✓	✓	✓
Mise à jour soft illimitée par WIFI	✓	✓	✓	✓
Portail en ligne avec tableau de bord des séances	✓	✓	✓	✓
Batterie	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Nano-Phosphate
2 paires de lunettes	✓	✓	✓	✓
Garantie 10 ans diodes laser (pièces)	✓	✓	✓	✓
Garantie appareil	2 ans	2 ans	5 ans	5 ans

Accessoires

- Chariot K-Laser® Ref. 1702-005
 - Sécurisation magnétique du module laser
 - Station de recharge batterie
- Caisse de transport K-Laser® Ref. 1702-004
- Lunettes de protection K-Laser®
 - opérateurs Ref. 1702-003
 - animaux Ref. 1702-007
- Lingettes de nettoyage optique laser Ref. 4501-000



Ref. 1702-007



Ref. 1702-053



Ref. 1702-005



Ref. 1702-004



Ref. 4501-000

Les embouts K-Laser®

- Thérapeutique sur tous les modèles
- De précision en option sur tous les modèles Ref. 1702-002
- Chirurgicaux en option sur les modèles à partir du CUBE 4 Ref. 1702-008



Les services offerts par Mikan pour développer la thérapie laser au sein de votre clinique


1

Visibilité de votre clinique sur internet

Dès que votre clinique est équipée d'un laser par Mikan, nous vous offrons une visibilité sur notre site internet. Vous êtes référencés comme clinique équipée en thérapie laser et ainsi vous augmentez votre clientèle. À l'heure d'internet et des mobiles, la présence sur internet est indispensable et permet de faciliter le recrutement.

Notre carte interactive propose les informations suivantes sur votre clinique :

- Les vétérinaires
- Votre équipement
- Votre adresse
- Vos coordonnées téléphoniques
- Le lien de votre site internet



Physiothérapie

Hydrothérapie

2

Le pack communication

Pour les clients Mikan qui s'équipent en laser K-Laser® Vet, nous vous proposons un pack communication afin de promouvoir la thérapie laser au sein de votre clinique. Ce dernier se compose de :

- Des flyers pour vous aider à expliquer la thérapie laser
- Des cartes de suivi patient afin de noter les rendez-vous patients
- 1 poster éducatif sur la thérapie laser pour votre salle de consultation
- Des vidéos d'explications sur le traitement laser, à diffuser sur vos écrans en salle d'attente



Kinésithérapie

Orthopédie

3

Le livre blanc

Pour vous aider à promouvoir la thérapie laser au sein de votre clinique, nous vous offrons le livre blanc Mikan avec le K-Laser® Vet. Les objectifs de ce livre blanc sont les suivants :

- Développer une compétence de base en thérapie laser
- Promouvoir le laser dans sa clinique
- Promouvoir le laser en dehors de sa clinique
- Communiquer auprès de nouveaux clients



Aide mobilité

4

Le groupe de discussion entre praticiens équipés

Pour vous aider lors de l'utilisation de votre K-Laser® Vet, nous avons mis en place un groupe de discussion sur Facebook accessible uniquement aux vétérinaires équipés par Mikan.

Ce groupe vous permet d'échanger entre praticiens, demander des conseils, échanger sur les indications, partager vos expériences et suivre l'actualité laser.



Confort

5

Le parcours des formations vétérinaires sur la thérapie laser

Mikan vous propose un parcours de formation sur la thérapie laser complet, quel que soit votre niveau d'expertise et votre clientèle. Pour vous, vos associés et vos salariés, choisissez tout au long de l'année des formations adaptées à votre niveau, des thématiques variées, de la théorie à la pratique sur toute la France. Toutes les dates et les modalités d'inscriptions sont disponibles sur notre site internet.

FORMATION VÉTÉRINAIRE K-LASER

Mise en place du laser, prise en main de l'appareil, théorie, pratique des programmes sur les patients et chirurgies (si module équipé).

Min. 2h, lors de l'installation

Offerte clients Mikan*

mikan

MODULE ASV

Théorie, outils pour promouvoir, recruter les clients et communiquer sur la thérapie laser.

Min. 45min, lors de l'installation

Offerte clients Mikan*



mikan

ACADÉMIE LASER

Journée de rencontre entre professionnels autour de l'utilisation du laser dans la physiothérapie.

Tous les deux ans

Exclusivité clients K-Laser Vet MIKAN



EPU DOULEUR ET PHYSIOTHÉRAPIE

Avec modules et TD/TP sur les agents physiques.

Par CAPdouleur, en partenariat avec Mikan.

2 niveaux de formation - 2 jours & e-learning

Tarif préférentiel*



EPU DE PHYSIOTHÉRAPIE

Avec module sur la thérapie laser.

Par VETOKINESIS en partenariat avec Mikan.

Plusieurs dates dans l'année - stage de 5 jours

Places réservées*


VET KINESIS



FORMATIONS MIKAN

FORMATIONS PHYSIOTHÉRAPIE

Places réservées*



Agenda des formations

K.LASER®

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



* Pour les clients K-Laser Vet MIKAN





Stim Vet 200

- Électrostimulation -

50 protocoles



Ref. 1402-015

Applications cliniques

- Effet antalgique
 - Douleur post-chirurgicale
 - Tendinite
 - Ténosynovite
 - Arthrose
- Action vasomotrice
 - Escarres
 - Œdèmes
 - Plaies (micro-courants)
- Stimulation musculaire
 - Amyotrophie
 - Renforcement musculaire
 - Déconditionnement
- Atteintes neurologiques
 - Détection des tronc nerveux

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés canin - félin
- 4 canaux indépendants (8 électrodes)
- Fréquence : 1 – 150 Hz
- Puissance : 80 mA par canal
- Amplitude pulsations : 50 – 450 µs
- Réglage minuterie 1 à 99 min
- Batterie rechargeable
- Dimensions : 10 x 16 x 3,5 cm
- Poids : 440 g
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- Stim Vet 200
- Sac de transport
- 4 câbles de connexion aux électrodes
- 2 câbles traitements micro-courants
- 4 électrodes carrées silicone
- 4 électrodes rectangulaires silicone
- 4 élastiques de maintien
- Bloc d'alimentation et câble
- Bouteille de gel
- Manuel d'utilisation et Guide clinique

Consommables

- Gel électrothérapie
- Pack électrodes
- Clips adaptateur
- Éponges

Le Stim Vet 200 est un dispositif d'électrostimulation musculaire et antalgique dédié aux petits animaux (chats et chiens).

En rééducation vétérinaire et en physiothérapie, le courant électrique est utilisé pour :

- Réduire la perception de la douleur (TENS). L'électricité favorise l'action analgésique par l'hyperpolarisation membranaire selon la théorie du gate control et par l'hyperémie et l'augmentation du nombre de médiateurs analogues à la morphine
- Stimuler les tissus excitables tels que les muscles (NMES)

En plus des protocoles antalgiques et de stimulation musculaire, le Stim Vet 200 permet de travailler sur la cicatrisation des plaies grâce aux micro-courants et de travailler également sur les chiens sportifs avec les protocoles sport.

Confort et polyvalence

4 canaux indépendants permettant de travailler sur un muscle ou un groupe musculaire ou sur plusieurs patients en même temps.

Rapidité

Son mode 2+2 offre la possibilité de travailler en même temps 2 programmes distincts sur deux parties du corps différentes ou de stimuler en même temps deux patients en simultané.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles canin et félin avec 50 programmes subdivisés selon l'espèce et les zones du corps; facilitant la mise en place des traitements pour le thérapeute.

Dispositif offrant des protocoles :

- Antalgique (TENS)
- Renforcement musculaire (NMES)
- Spécial sport : force explosive, endurance et résistance (chien uniquement)
- Micro-courants pour la cicatrisation

Liberté de programmation

Personnalisation des paramètres de l'appareil possible selon les besoins du thérapeute (puissance, fréquence, temps, largeur d'impulsion)

Compact et portable

Alimentation sur batterie et portabilité totale pour traiter sur le terrain ou à domicile et faciliter la manipulation grâce à des dimensions et un poids réduit.

Robuste

Le Stim Vet 200 est un appareil conçu spécialement pour une utilisation sur les animaux avec une coque polypropylène et des câbles de connexion renforcés.

Minuterie

Possibilité de régler la durée du traitement entre 0 et 99 min. Fonction pause.

Sécurité

Le mode STIM LOCK permet au thérapeute de bloquer l'appareil de façon que seuls les traitements précédemment sauvegardés soient exécutés.

Stim Vet 2000

- Électrostimulation -

114 protocoles



Ref. 1402-016

Applications cliniques

- Effet antalgique
 - Douleur post-chirurgicale
 - Tendinite
 - Ténosynovite
 - Arthrose
 - Douleur musculaire
 - Traumatismes aigus
- Action vasomotrice
 - Escarres
 - Œdèmes
 - Plaies (micro-courants)
- Stimulation musculaire
 - Amyotrophie
 - Renforcement musculaire
 - Déconditionnement
 - Muscles dénervés
- Atteintes neurologiques
 - Détection des troncs nerveux

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés canin - félin - équin
- Courants pour muscles dénervés (triangulaire, rectangulaire, trapézoïdale)
- 4 canaux indépendants (8 électrodes)
- Fréquence : 1 – 150 Hz
- Puissance : 100 mA par canal
- Amplitude pulsations : 50 – 450 µs
- Réglage minuterie 1 à 99 min
- Batterie rechargeable
- Dimensions : 10 x 16 x 3,5 cm
- Poids : 440 g
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- Stim Vet 2000
- Sac de transport
- 4 câbles de connexion aux électrodes
- 2 câbles traitements micro-courants
- 4 électrodes carrées silicone
- 4 électrodes rectangulaires silicone
- 4 élastiques de maintien
- Bloc d'alimentation et câble
- Bouteille de gel
- Manuel d'utilisation et Guide clinique

Le Stim Vet 2000 est le tout dernier modèle de la gamme d'électrostimulation Globus à destination des animaux. Il est doté de la plus grande variété de protocoles et conçu spécialement pour les chiens, les chats et les chevaux.

Les protocoles pré-enregistrés du Stim Vet 2000 permettent de travailler sur un grand nombre d'indications, telles que la prise en charge des douleurs aiguës et chroniques, le renforcement musculaire en rééducation, le travail sur les muscles dénervés (unique au Stim Vet 2000), l'entraînement sportif chez le chien et la cicatrisation via les micro-courants.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles canin, félin et équin avec un total de 114 programmes répartis selon l'espèce et les zones du corps; facilitant la mise en place des traitements.

Performance vétérinaire

Grande variété des protocoles pré-enregistrés :

- Antalgique (TENS)
- Renforcement musculaire (NMES)
- Muscles dénervés (chien et chat uniquement)
- Spécial sport: force explosive, endurance et résistance (chien uniquement)
- Micro-courants pour la cicatrisation

Liberté de programmation

Personnalisation des paramètres de l'appareil possible selon les besoins du thérapeute (puissance, fréquence, temps, largeur d'impulsion)

Polyvalence

4 canaux indépendants permettant de travailler sur un muscle ou un groupe musculaire ou sur plusieurs patients en même temps.

Rapidité

Son mode 2+2 offre la possibilité de travailler en même temps 2 programmes distincts sur deux parties du corps différentes ou de stimuler en même temps deux patients en simultané.

Compact et portable

Alimentation sur batterie et portabilité totale pour traiter en clinique, à domicile ou sur le terrain. Manipulation simple grâce à des dimensions et un poids réduits.

Fiable

Le Stim Vet 2000 est un appareil conçu spécialement pour une utilisation sur les animaux avec une coque polypropylène et des câbles de connexion renforcés.

Minuterie

Possibilité de régler la durée du traitement entre 0 et 99 min. Fonction pause pour interrompre et reprendre le traitement à tout moment sans avoir à ajuster l'intensité.

Sécurité

Mode STIM LOCK permet au thérapeute de bloquer l'appareil de façon que seuls les traitements précédemment sauvegardés soient exécutés.

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort





Rehab X2 - Électrostimulation -

30 protocoles



Ref. 0901-002

Applications cliniques

- Effet antalgique
 - Douleur post-chirurgicale
 - Tendinite
 - Ténosynovite
 - Arthrose
- Action vasomotrice
 - Escarres
 - Œdèmes
- Stimulation musculaire
 - Amyotrophie
 - Renforcement musculaire
 - Déconditionnement
 - Atteintes neurologiques
 - Détection des troncs nerveux

Caractéristiques techniques

- 2 canaux
- 27 pré-sélections, 3 programmables
- Courant constant : jusqu'à une résistance de 1300 Ohm/canal max
- Amplitude maxi : 99,5 mA
- Incréments d'intensité : Mini. 0,5 mA
- Durée d'impulsion réglable de 50 à 400 µ secondes
- Fréquence réglable : De 1 à 120 Hz
- Phase de travail et repos réglable de 1 à 60 secondes.
- Source d'énergie : 2 x 1,5 V AA
- Dimensions : 13 x 9,4 x 3,3 cm
- Poids : 180 g batterie incluse
- Garantie 2 ans
- Fabriqué aux Etats Unis 

Livré avec

- Appareil Rehab X2
- 2 câbles bipolaires
- 1 pack de 4 électrodes auto adhésives
- 1 flacon de gel
- Kit chargeur et 4 piles
- Housse de transport
- Guide clinique pour animaux

Le Rehab X2 de Cefar® offre 30 programmes permettant toutes les applications de la neurostimulation transcutanée en pratique vétérinaire :

- Stimulation musculaire pour la rééducation transcutanée en pratique vétérinaire
- Traitement de la douleur par courant type TENS

Réglage automatique de l'intensité


Cette fonction facilite l'application du traitement et permet d'effectuer la séance à un niveau optimal de stimulation.

Programmation

Le Rehab X2 permet au thérapeute de créer et d'enregistrer ses propres programmes en agissant sur tous les paramètres (fréquence, durée d'impulsion, modalités continues ou alternées et durée de la séance).

Forme d'onde

Biphasée rectangulaire symétrique 100% compensée.



Consommables

- Clips adaptateur Ref. 3501-001
- Pack 4 électrodes auto-adhésives carrées Ref. 0901-045
- Pack de 4 électrodes rondes 32 mm diamètre Ref. 0901-044
- Électrodes silicone Ref. 1402-013 (pack de 6)
- Électrodes silicone au mètre Ref. 1402-014
- Gel électrothérapie Ref. 1402-009
- Éponges Ref. 0901-018



Ref. 0901-045



Ref. 3501-001




Ref. 0901-018



Ref. 1402-014



Ref. 1402-009



- Électrostimulation - Les différents modèles



Caractéristiques	Rehab X2	Stim Vet 200	Stim Vet 2000
Ref.	0901-002	1402-015	1402-016
Espèces	Chat Chien	Chat Chien	Chat Chien Cheval
Puissance	99,5 mA / canal	80 mA / canal	100 mA / canal
Nb de canaux disponibles	2	4	4
Nb d'électrodes possibles en simultané	4	8	8
Fréquence	1 à 120 Hz	1 à 150 Hz	1 à 150 Hz
Amplitude des pulsations	50 - 400 µs	50 - 450 µs	50 - 450 µs
Nb de protocoles pré-enregistrés	30	50	114
Types de protocoles pré-enregistrés	TENS / NMES	TENS / NMES / Sport (chien) / Micro-courant	TENS / NMES / Dénervé (chat & chien) / Sport (chien) / Micro-courant
Personnalisation	Puissance / temps / fréquence / largeur impulsion		
Minuterie	1 à 99 min	1 à 99 min	1 à 99 min
Batterie rechargeable	✓	✓	✓
Multi-utilisateurs	✓	✓	✓
10 derniers protocoles	-	✓	✓
Fonction favoris	-	✓	✓
Fonction 2+2	-	✓	✓
Verrouillage (sécurité)	-	✓	✓
Garantie	2 ans	2 ans	2 ans
Fabrication	USA	Italie	Italie
Dimensions	13 x 9,4 x 3,3 cm Poids : 180 g	10 x 16 x 3,5 cm Poids : 440 g	10 x 16 x 3,5 cm Poids : 440 g
Utilisation	Douleur Renforcement musculaire	Douleur Renforcement musculaire Entraînement chien sportif Cicatrisation	Douleur Renforcement musculaire Entraînement chien sportif Cicatrisation Muscles dénervés

Consommables disponibles



Pack 4 électrodes
auto-adhésives
carrées
Ref. 0901-045

- M 5 x 5 cm
- L 5 x 9 cm



Pack 4 électrodes
auto-adhésives
rondes 32mm
Ref. 0901-044



Clips
adaptateurs
rouges ou
noirs
Ref. 3501-001



Gel
électrothérapie
Ref. 1402-009



Pack de 2
électrodes
silicone
Ref. 1402-013

- S 4 x 6 cm
- M 6 x 8 cm
- L 8 x 12 cm



Pack de 4
éponges
Ref. 0901-018

- S 4 x 6 cm
- M 6 x 8 cm
- L 9 x 10 cm



Électrodes
silicone au
mètre (5,5
largeur)
Ref. 1402-014

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie


Aide mobilité

Confort



Nouveau

Cryothérapie compressive à Cryopad - EasyCryo® -



Sans eau

3h de froid

Ref. 1101-027

Applications cliniques

- Épiphysite
- Tendinite
- Ténosynovite
- Périostite
- Bursite jarret / desmite
- Traumatisme / blessure
- Prévention de blessure
- Foulure, entorse ligament suspenseur

Caractéristiques techniques

- Type de pression : dynamique et/ou statique
- Pression réglable de 0 à 75 mmHg par paliers de 5 mmHg
- Temps de traitement réglable de 0 à 90 minutes avec paliers de 5 minutes
- Température de stockage 5°C à 40°C / 10% à 95% d'humidité
- Température de fonctionnement 5°C à 40°C
- Poids total : 600 g
- Autonomie : fonctionne sur batterie (5h)
- Batterie Lithium-ion
- Dimensions : 270 x 100 x 50 mm
- Garantie : pièces et accessoires 1 an
- Fabriqué en France 

Livré avec

- Cryothérapie compressive dynamique
- Rallonge bifurquée
- Paire d'attelles
- Paire de cryopad
- Sac de transport
- Chargeur d'alimentation

Options

- Attelle pointe du jarret équine (droite ou gauche) Ref. 1101-032
- Attelle boulet/jarret équine 40cm (droite ou gauche) Ref. 1101-034
- Attelle jambe équine 80cm (droite ou gauche) Ref. 1101-036
- Attelle genou canine Ref. 1101-038

La cryothérapie compressive dynamique à Cryopad EasyCryo® agit efficacement sur les tissus superficiels et profonds. Cette technologie combine le froid et la pression pour une action antalgique, anti-inflammatoire et anti-œdémateuse puissante, sans eau !

Les effets de la cryothérapie compressive :

Cryothérapie

- Réduit les lésions microvasculaires
- Réduit les symptômes inflammatoires
- Réduit l'action des médiateurs inflammatoires
- Réduit les hémorragies
- Aide à restaurer la fonction capillaire

Pressothérapie

- Contraction des muscles environnants
- Mouvement des extrémités
- Pulsations des artères adjacentes aux vaisseaux lymphatiques
- Compression externe des tissus mous

Performance

Les attelles possèdent 2 poches (une pour le froid et une pour la compression) ce qui permet de réaliser une compression dynamique et graduelle ou intermittente de manière autonome. Tous les bienfaits de la cryothérapie et de la compression sont réunis, offrant des soins ciblés et très efficaces sur les animaux.

La cryothérapie compressive EasyCryo® à Cryopad fournit une autonomie de froid thérapeutique jusqu'à 1h30 et un froid de confort jusqu'à 3h00.

Polyvalence

Le système s'accompagne d'une paire d'attelles qui s'adapte sur les antérieurs ou les postérieurs, gauche ou droit. Pour un travail plus précis, une gamme complète d'attelles compressives a été développée pour travailler sur le jarret et le boulet ou la jambe complète. Pour le chien, une guêtre spéciale genou a été conçue pour s'adapter à la morphologie.

Simplicité d'utilisation

Un protocole pré-enregistré dans l'appareil facilitant la mise en place du traitement sur le patient. Possibilité pour le thérapeute d'avoir un contrôle total sur les différents paramètres (température, temps, compression, cycle) afin de personnaliser les protocoles.

Portabilité

Machine ultra compacte et facilement transportable sur le terrain, dans les boxes, les sites de concours, les centres de rééducation et les salles d'hospitalisation. La batterie offre une autonomie de 5h. Une sangle permet de fixer le dispositif sur l'animal.



Cryothérapie compressive à eau - EasyCryo® -



Ref. 1101-011

Applications cliniques

- Épiphyse
- Tendinite
- Ténosynovite
- Périostite
- Bursite jarret / desmite
- Traumatisme / blessure
- Prévention de blessure
- Foulure, entorse ligament suspenseur

Caractéristiques techniques

- Type de pression : dynamique et/ou statique
- Circulation de l'eau : en continu ou par intermittence de 5s / 30s
- Régulation du débit d'eau : mode régulation automatique de la température (brevet déposé).
- Bac à eau : amovible et pouvant se mettre au congélateur
- Poids à vide : 2.5 kg
- Autonomie : fonctionne sur secteur ou sur batterie (5h)
- Dimensions : 290 h x 240 l x 390 L
- Garantie : 2 ans console + 1 an accessoires
- Fabriqué en France 

Livré avec

- Cryothérapie compressive dynamique
- Rallonge bifurquée
- Paire d'attelles universelles
- Raccord de branchement
- Chargeur d'alimentation
- Manuel d'utilisation & guide clinique

Options

- Attelle jarret équine Ref. 1101-014
- Attelle jambe équine Ref. 1101-017
- Attelle genou chien Ref. 1101-026
- Rallonge 2m Ref. 1101-018
- Sacoche de transport Ref. 1101-020
- Chariot simple Ref. 1101-012, chariot avec système Peltier Ref. 1101-013



Ref. 1101-020



Ref. 1101-018



Ref. 1101-012



Ref. 1101-017



Ref. 1101-014



Ref. 1101-026

La cryothérapie compressive dynamique EasyCryo® agit efficacement sur les tissus superficiels et profonds. Cette technologie combine le froid et la pression pour une action antalgique, anti-inflammatoire et anti-œdémateuse puissante chez les chevaux

Les effets de la cryothérapie compressive :

Cryothérapie

- Réduit les lésions microvasculaires
- Réduit les symptômes inflammatoires
- Réduit l'action des médiateurs inflammatoires
- Réduit les hémorragies
- Aide à restaurer la fonction capillaire

Pressothérapie

- Contraction des muscles environnants
- Mouvement des extrémités
- Pulsations des artères adjacentes aux vaisseaux lymphatiques
- Compression externe des tissus mous

Performance

Les attelles possèdent 2 poches (une pour le froid et une pour la compression) ce qui permet de réaliser une compression dynamique et graduelle ou intermittente de manière autonome. Tous les bienfaits de la cryothérapie et de la compression sont réunis, offrant des soins ciblés et très efficaces sur les animaux.

Polyvalence

Le système s'accompagne d'une paire d'attelles universelles qui s'adapte sur les antérieurs ou les postérieurs, gauche ou droit. Pour un travail plus précis sur le cheval, une gamme complète d'attelles compressives a été développée pour travailler sur le jarret et le boulet. Pour le chien, une guêtre spéciale genou a été conçue pour s'adapter à la morphologie.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles pré-enregistrés dans l'appareil facilitant la mise en place des traitements sur le patient. Possibilité pour le thérapeute d'avoir un contrôle total sur les différents paramètres (température, temps, compression, cycle) afin de personnaliser les protocoles.

Portabilité

Machine compacte et facilement transportable sur le terrain, dans les boxes, les sites de concours, les centres de rééducation et les salles d'hospitalisation. La batterie offre une autonomie de 5h.

Fiabilité

La cryothérapie compressive EasyCryo® fournit une autonomie de froid de 3h. Un système de purge automatique est installé afin de vidanger rapidement l'eau dans les attelles réduisant ainsi les risques d'encrassement et donc de SAV.

Cryothérapie à air - EasyCryo® -



Ref. 1101-002



Applications cliniques

- Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies
- Contractures
- Arthrites
- Bursites
- Tendinites
- Hématomes
- Post-opératoire

Caractéristiques techniques

- 6 programmes
- 3 programmes configurables
- 1 programme favori
- Puissance électrique : 230 V / 50 Hz
- Consommation maximale : 1 kW
- Consommation stand-by : 260 W/h
- Longueur des tuyaux : 180 cm
- Niveau d'air : 9 niveaux jusqu'à 1 000 L/min
- Dimensions : H64,5 x L39 x P68cm
- Poids : 60 kg
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en France 

Livré avec

- 1 appareil EasyCryo® Air complet
- 1 rallonge de 1,8 m

Machine de cryothérapie EasyCryo® à air pulsé qui permet une utilisation intensive pour les soins rhumatologiques et traumatologiques chez les animaux.

Les effets de la cryothérapie à air

- Analgésique : réduction de la conduction nerveuse et de la sensibilité des nocicepteurs
- Anti-inflammatoire : grâce à la puissante vasoconstriction et la réduction de la libération de médiateurs chimiques
- Vasomoteur : le puissant choc thermique crée une alternance de vasoconstriction et vasodilatation réflexe
- Décontractant : réduction de l'hyper réflexivité musculaire

Adaptabilité

Équipée de programmes combinant niveau d'air et durée de traitement, et de différentes buses, la machine s'adapte à chaque prise en charge.

Sécurité

L'abaissement de la température cutanée à 5°C en moins de 10 secondes garantit un effet antalgique rapide de très grande qualité en toute sécurité.

Économique

Un circuit frigorifique fermé, sans maintenance, aspire l'air ambiant, le filtre et le refroidit.

L'appareil de cryothérapie à air pulsé fonctionne sans consommable, idéal pour une utilisation à usage intensif. Système puissant permettant au thérapeute de réaliser jusqu'à 100 traitements par jour.



Cryothérapie gazeuse

- EasyCryo® -



Ref. 1101-001

Applications cliniques

- Cervicalgies, dorsalgies, lombalgies
- Contractures
- Arthrites
- Bursites
- Tendinites
- Hématomes
- Post-opératoire

Caractéristiques techniques

- Froid détente de CO2 médical -78°C
- Pression 50 bars
- Capteur infra-rouge de thermo-diagnostic
- Buses et tête de contact interchangeables
- Diffuseur avec commutateur On/Off
- Rallonge de 3,5 m
- Dimensions : 120 cm x 28 cm
- Garantie de 2 ans
- Fabriqué en France 

Livré avec

- 1 cryo diffuseur EasyCryo®
- Jeu de 3 buses
- 1 tête de contact
- Coque pour bouteille T15
- Chariot (11 kg hors bouteille)
- Raccord haute pression
- Chargeur et batterie (7.2 V -1A)
- Contrat gaz

Grâce à ses effets instantanés (antalgique, anti-inflammatoire, vasomoteur et décontractant), EasyCryo® traite efficacement un grand nombre de pathologies traumatologiques et rhumatologiques. La cryothérapie gazeuse hyperbare (-78° et 50 bars) a prouvé son efficacité au fil des années grâce à ses effets cumulés.

Rapidité d'exécution

Un traitement de cryothérapie à gaz dure de 30 secs à 1 min, libérant une température de -78° à une pression de 50 bars. Différentes buses de contacts sont disponibles en fonction de la superficie de la zone à traiter.

Simplicité d'application

La production d'un froid pur et sec s'effectue simplement par un diffuseur relié à une bouteille de CO2 médical. Cette approche est parfaitement indolore et non invasive.

Précision dans le soin

Muni d'un capteur de température, EasyCryo® vous permet de localiser la chaleur de la zone enflammée et de surveiller la chute de température pendant le soin.

Portabilité et maniabilité

Le diffuseur est équipé d'une batterie pour le travail en itinérance. Il est fourni avec un porte bouteille sur roues pour circuler aisément sur les terrains difficiles.

Autres versions d'équipement

Le système EasyCryo® à gaz se décline en deux versions portables :

- EasyCryo® B05 : bouteille gaz 5L - 2,75 kg
- EasyCryo® B02 : bouteille de gaz avec sac à dos spécifique 2L - 1,5 kg



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort





Ultrason Vet 4000 - Ultrasons -

22 protocoles



Ref. 1402-002

Applications cliniques

- Contractures musculaires
- Arthrose
- Tendinites
- Bursites
- Spondylose
- Cicatrices, adhérences, chéloïdes

Caractéristiques techniques

- Puissance : jusqu'à 3 W/cm²
- Fréquence d'émission : 1 ou 3 MHz
- Émission : continue ou pulsée
- Cycle d'émission : de 10% à 100%
- Plusieurs têtes ultrasons disponibles
- Batterie rechargeable (option)
- Dimensions : 10 x 16 x 3,5 cm
- Poids : 1,37 kg
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- 1 Ultrason Vet 4000
- 1 tête ultrasons Ø 42 mm
- 1 sac de transport
- 1 bloc et 1 câble d'alimentation
- 1 bouteille de gel ultrason
- 1 manuel d'utilisation
- 1 guide clinique

Options

- Tête ultrasons Ø 16 mm
- Bloc batterie

Consommables

- Gel ultrasons 250 ml
- Gel ultrasons 5L



Ref. 0901-028



Ref. 1402-004

La thérapie par ultrasons est utilisée à la fois pour ses effets thermiques profonds et non-thermiques ainsi que pour ses effets anti-inflammatoires. Le traitement par ultrasons offre une stimulation mécanique qui améliore la guérison des tissus endommagés tels que les muscles, les tendons, les capsules articulaires, les ligaments et les os.

Les effets thérapeutiques de la thérapie par ultrasons se caractérisent par une augmentation du métabolisme cellulaire et de l'activité enzymatique relative, une augmentation de la circulation sanguine locale, de l'élasticité et des propriétés visco-élastiques des tissus ainsi que d'une diminution de la sensation de douleur.

Technique rapide et bien perçue par l'animal grâce à la sensation de chaleur diffuse.

Efficacité et polyvalence

L'ultrason Vet 4000 de Globus® Vet assure une excellente pénétration grâce à sa fréquence d'émission de 1 MHz ou sur des couches superficielles grâce à sa fréquence de 3 MHz. Il propose de travailler en mode thermique ou athermique pour permettre les traitements en phase aiguë ou chronique.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles vétérinaires classés par espèces, indications et zones anatomiques, facilitant la mise en place des traitements et permettant de tirer le meilleur parti de son investissement. Offre la possibilité au vétérinaire de travailler sur des chats, des chiens et des chevaux.

Liberté de programmation

Chacun des paramètres peut être réglé selon les besoins du thérapeute (puissance, fréquence, temps d'application) afin d'optimiser ou d'adapter des protocoles.

Compact et portable

Alimentation sur batterie (option) et portabilité totale pour traiter sur le terrain et faciliter la manipulation grâce à des dimensions et un poids réduits.



Tecar Vet 4000 - Radiofréquence -

22 protocoles



Ref. 1402-010

Applications cliniques

- Arthrose
- Spondylose
- Dégénérescence des disques
- Bursites
- Contractures musculaires
- Trigger points
- Tendinopathies
- Œdèmes
- Hématomes / contusions

Caractéristiques techniques

- Protocoles préenregistrés canin félin
- Traitement : capacitif ou résistif
- Fréquence : 470 KHz
- Réglage puissance : de 0 à 100%
- Réglage par étape de 1, 2, 5 et 10%
- Puissance : capacitive / résistive 160W/KΩ +/- 20%
- Alimentation: secteur 220V 50/60 Hz
- Dimensions : 17 x 21 x 6 cm
- Poids : 900 gr
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- 1 appareil Tecar Vet 4000
- 1 caisse de protection aluminium
- 1 électrode neutre
- 1 applicateur capacitif CapTrode avec 3 têtes
- 1 applicateur résistif DualTrode avec 3 têtes
- 3 bandes élastiques
- 1 bloc d'alimentation
- 1 câble d'alimentation
- 1 bouteille de gel Tecar
- 1 manuel d'instruction
- 1 guide clinique

Consommables

- Gel Tecar Ref. 1402-014

Options

- Monotrode Tecar Ref. 1402-013



La Diathermie TECAR (transfert d'énergie capacitive et résistive) consiste en l'application d'un champ électrique produisant **un effet thermique en profondeur** dans les tissus ciblés. Les effets thérapeutiques Tecar sont biostimulants, anti-œdémateux et anti-inflammatoires.

Cette thérapie peut être utilisée selon deux modes différents : le mode capacitif ou le mode résistif. Le mode capacitif agit sur les tissus mous (peau, tissu conjonctif, muscles, système circulatoire et lymphatique), tandis que le mode résistif concentre ses effets sur les tissus qui ont une plus grande résistivité au champ électrique (tissu osseux, cartilage, tendons, ligaments).

Efficacité

Le Tecar Vet 4000 propose deux modes : capacitif et résistif pour travailler sur différents types de tissus et ainsi optimiser les résultats cliniques selon les indications rencontrées. L'appareil fonctionne avec une fréquence de 470KHz et une puissance de 160W/KΩ.

Prise en main facile

Bibliothèque de protocoles spécifiques classés par espèces, indications, zones anatomiques, facilitant la mise en place des traitements et permettant de tirer le meilleur parti de son investissement.

Polyvalence

Le Tecar Vet 4000 est livré avec des applicateurs de différentes tailles permettant d'appliquer le traitement aussi bien sur des chats que des chiens de grande taille, ou des chevaux.

Liberté de programmation

Chacun des paramètres peut être ajusté selon les besoins du thérapeute (puissance, temps d'application, mode) afin d'optimiser ou adapter les protocoles.

Compact et portable

Un design ergonomique et une portabilité totale pour traiter sur le terrain et faciliter la manipulation grâce à des dimensions et un poids réduit (fonctionne sur secteur).



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Indiba® AH-100 - Radiofréquence -

38 protocoles



Ref. 4810-001



Applications cliniques

- Gestion des douleurs
 - Arthrose
 - Dysplasies
 - Cervicalgies et lombalgies
 - Pathologies neurologiques
- Rééducation post-opératoire
 - Fractures
 - Tendinopathies, bursites
 - Inflammations
 - Déchirures fibrillaires
 - Rupture du ligament croisé
 - Hernie discale
- Prévention & gestion des chiens sportifs
 - Préparation avant l'exercice
 - Détente et récupération après l'effort
 - Gestion des points gâchettes et des contractures

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés
- Fréquence : 448 KHz
- Réglage puissance : de 0 à 100%
- Puissance : capacitive / résistive 65 W/ KΩ +/- 10%
- Alimentation : secteur 220V 50/60 Hz
- Écran tactile rétro-éclairé couleur
- Dimensions : 39 x 40 x 16 cm
- Poids : 6 kg
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Espagne 

Livré avec

- Poignée électrode capacitive & résistive
- Grande plaque de retour et petite plaque de retour jetable
- Électrode capacitive Ø 30, 40, 55 mm
- Électrode capacitive curvée 25 mm
- Électrode résistive Ø 35, 50, 65 mm
- Manuel d'utilisation

Consommables

- Gel conducteur Indiba® Ref. 4810-007
- Lotion Proionic Indiba® Ref. 4810-009



La radiofréquence (capacitive et résistive) consiste en l'application d'un champ électrique produisant **un effet thermique en profondeur** dans les tissus ciblés. Les effets thérapeutiques de la radiofréquence sont biostimulants, anti-œdémateux et anti-inflammatoires. Indolore et non invasive, cette technique est appréciée des animaux grâce à la chaleur douce diffuse à l'intérieur des tissus.



L'appareil Indiba® AH-100 est un outil innovant destiné au traitement des troubles musculo-squelettiques chez les petits animaux, que ce soient des cas aigus ou chroniques, avant ou après une intervention chirurgicale.

Les bénéfices thérapeutiques de la radiofréquence Indiba®

- Effet analgésique
- Augmentation du volume et de l'intensité du flux sanguin
- Amélioration de l'approvisionnement en oxygène et en nutriments
- Augmentation de la température des tissus
- Amélioration du métabolisme cellulaire, homéostasie
- Régulation de l'inflammation
- Biostimulation cellulaire
- Traitement des zones traditionnellement non adaptées à l'électrothérapie
- Accélération de la guérison par le traitement des blessures chirurgicales
- Complément idéal de la thérapie manuelle
- Traitement compatible avec les implants métalliques

Les points forts du Indiba® AH 100

- Sécurité : le courant ne traversera le patient que lorsque le contact est optimal
- Puissant : pour un usage sans compromis et une efficacité thérapeutique toujours au rendez-vous
- Simplicité : chaque appareil dispose de programmes conviviaux et intuitifs
- Robuste : matériaux et composants durables de haute qualité pour un usage en clinique
- Polyvalent : une gamme d'accessoires complète pour rendre les traitements adaptables
- Précision : les accessoires de l'appareil et les paramètres spécifiques rendent les traitements hautement ciblés
- Soins personnalisés : les thérapies peuvent être adaptées grâce aux protocoles adaptés à des lésions spécifiques



Indiba® EQUUS Pro

- Radiofréquence -

37 protocoles



Ref. 4810-006



Applications cliniques

- Gestion de la douleur
 - Articulation sacro-iliaque
 - Arthrite et arthrose
 - Muscles superficiels et profonds du cou et des fessiers
 - Muscles dorsaux et paravertébraux
- Récupération accélérée
 - Éclats et fragments des articulations
 - Récupération post-opératoire
 - Fractures
- Rééducation
 - Tendinites, desmites et bursites
 - Déchirures musculaires
 - Entorses
- Prévention et gestion sportive
 - Conditionnement pré-exercice
 - Détente et récupération après l'effort
 - Gestion des douleurs musculaires, points gâchettes, contractures

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés équins
- Fréquence : 448 KHz
- Réglage puissance : de 0 à 100%
- Puissance : capacitive / résistive 200W/ KΩ +/- 10%
- Alimentation : secteur 220V 50/60 Hz
- Écran tactile rétro-éclairé couleur
- Dimensions : 38.7 x 40 x 15.8 cm
- Poids : 7.5 kg
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Espagne 

Livré avec

- Poignée intelligente pour électrode capacitive & résistive
- Grande plaque de retour et petite plaque de retour jetable
- Électrode capacitive Ø 30, 40, 55 mm
- Électrode capacitive curvée 35 mm
- Électrode résistive Ø 35, 65 mm
- Gel conducteur et lotion Indiba® VET
- Valise de transport, manuel d'utilisation

Consommables

- Gel conducteur Indiba®
Ref. 4810-007
- Lotion Proionic Indiba®
Ref. 4810-009



Indiba® Equus Pro est le premier dispositif sur le marché de la radiofréquence 448kHz entièrement conçu et adapté à l'environnement équin : résistant, puissant, élégant, moderne, pratique. Il est destiné au traitement de la rééducation des chevaux, aussi bien dans les phases aiguës que chroniques, ou encore en pré et postopératoire. La radiofréquence est aussi utilisée pour améliorer les performances athlétiques du cheval.

Principes d'action de la radiofréquence

Effets électriques :

- Stimule la réplication et favorise la différenciation des cellules souches
- Stimule la régénération des tissus
- Stimule la synthèse de matrice cartilagineuse
- Augmente la microcirculation : effet drainant immédiat

Effets thermiques :

- Additionnel à l'effet électrique
- Augmente la température des tissus
- Augmente le métabolisme de base
- Vasodilatation locale
- Augmente le drainage lymphatique
- Stimule la synthèse de collagène et d'élastine


Les points forts du Indiba® Equus

- Sécurité : le courant ne traversera le patient que lorsque le contact est optimal
- Puissant : pour un usage sans compromis et une efficacité thérapeutique
- Simplicité : chaque appareil dispose de programmes conviviaux et intuitifs
- Robuste : matériaux et composants durables de haute qualité pour un usage sur le terrain (clinique vétérinaire, boxe, site de compétition)
- Polyvalent : une large gamme d'accessoires pour rendre les traitements adaptables
- Précis : les accessoires de l'appareil et les contrôles spécifiques rendent les traitements hautement ciblés
- Soins personnalisés : les thérapies peuvent être adaptées grâce aux protocoles adaptés à des lésions spécifiques

Technologie intelligente Indiba® Equus

INDIBA® Equus introduit une nouvelle technologie pour ses poignées et ses électrodes. Cette nouvelle innovation permet l'application des modalités de traitement capacitif et résistif à travers la même poignée.

Les nouvelles électrodes intelligentes sont reconnues par l'appareil et peuvent détecter la température, le contact et le temps d'utilisation.



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité


Confort



Ondes de choc Intellect® RPW Lite

- Ondes de choc -

6 programmes



Ref. 0901-042

Ajustement facilité du niveau d'énergie

Changement automatique de la fréquence en fonction de l'intensité.

Caractéristiques techniques

- Classification médicale : Class IIa
- Compresseur à air intégré
- Puissance de 1 à 2.7 bars
- Fréquence non réglable 6 à 18 Hz
- Compteur de chocs
- Affichage écran LCD

- Dimensions 28 x 24 x 31 cm
- Poids : 9,8 kg
- Garantie 2 ans sur l'appareil et applicateur SPARROW™
- Fabriqué en Suisse

Livré avec

- Ondes de choc Intellect® RPW Lite
- Applicateur Sparrow gris
- Transducteur D20-S noir RPW lite 20 mm pour traitements musculaires (profondeur jusqu'à 50mm - niveau intensité : moyen)
- Transducteur R040 RPW Lite - 15mm pour tous types de tendinopathies (profondeur jusqu'à 35mm - niveau intensité : moyen)
- Brosse de nettoyage pour tube de guidage
- Set de 3 tubes de raccords
- Flacon de gel 250 ml
- Guide utilisateur

Options

- Transducteur D20-T RPW Lite - 20mm pour animaux sportifs (profondeur jusqu'à 50mm - niveau intensité : très haut)
- Transducteur C15 CERAMA-X RPW Lite pour tous types de tendinopathies (profondeur jusqu'à 35mm - niveau intensité : haut)
- Transducteur DI15 Deep Impact RPW Lite pour traitement en profondeur, indications chroniques, points trigger (profondeur jusqu'à 50mm - niveau intensité : haut)

L'Intellect® RPW Lite de Chattanooga® est un appareil compact et ergonomique offrant une thérapie par ondes de choc radiales (RPW) efficace avec le minimum de bruit. Ses spécificités techniques permettent la réalisation de séances très simples et sans contraintes, laissant le vétérinaire se concentrer pleinement à son patient.

Les 6 niveaux d'énergie pré-réglés facilitent l'application des différents dosages requis selon les principales indications ciblées. De plus, son tarif attractif lui confère un réel avantage pour les cliniques vétérinaires souhaitant démarrer rapidement leur activité.

Indicateur de niveau d'intensité

6 niveaux d'énergie pré-réglés facilitent l'application des différents dosages requis selon les principales indications ciblées.

Portabilité

L'Intellect® RPW Lite est facile à transporter grâce à son format compact, idéal dans les cliniques, centres de rééducation ou sur le terrain.

Intuitif

Il est équipé d'un large écran LCD permettant une navigation et un choix de traitement simple et rapide.

Compteur de choc

Pour connaître l'avancement dans la délivrance du traitement.

Connexion simplifiée

Grâce à la technologie de sa pièce à main SPARROW™, qui permet de changer rapidement d'applicateurs.

5 transducteurs disponibles

Optimisation des traitements avec le choix du transducteur le plus adapté à la pathologie.



Indications équinnes

- Desmopathies d'insertion
- Arthrose, formes phalangiennes et éparvins
- Calcifications des tendons
- Maladie de la face dorsale du métacarpe (fractures de stress, de fatigue et micro fractures)
- Périostites du canon

Indications Canines / Félines

- Enthésopathies avec ou sans calcifications
- Tendinite du biceps
- Spondylose
- Dorsalgies
- Dysplasie de hanche
- Arthrose
- Trigger points



Ondes de choc RPW mobile 2

- Ondes de choc -



Ref. 0901-033



Caractéristiques techniques

- Classification médicale : Class IIa
- Compresseur à air intégré
- Puissance réglable 1 à 5 Bars
- Fréquence réglable 1 à 21 Hz
- Compteur de chocs
- Affichage LED

- Dimensions 32 x 32 x 21 cm
- Poids : 8,2 kg
- Garantie 2 ans sur l'appareil - 1 an sur le pistolet
- Fabriqué en Suisse 

Livré avec

- Ondes de choc RPW mobile 2
- Pistolet D-ACTOR®
- Transducteur R040 – 15 mm
- Transducteur D20S D-ACTOR® 20 mm
- Kit de révision comprenant :
2 tubes de guidage et 2 projectiles
- Flacon de gel 250 ml
- Guide clinique vétérinaire
- Guide utilisateur

Options

- Kit de révision
- Transducteur D35 D-actor® 35 MM
- Transducteur F15 Focus Lens 15 MM
- Transducteur deep impact® 15 MM
- Transducteur C15 Cerama-X 15 MM
- Transducteur V-ACTOR® (massage)
- Sac de transport



L'onde de choc RPW Mobile 2 de Chattanooga® a été développée en tenant compte des exigences de la pratique vétérinaire. Sa portabilité, son ergonomie, rendent possible une utilisation sur le terrain comme en clinique. Les réglages de puissance et de fréquence permettent d'aborder toutes les formes de traitement en équine et en canine.

Les ondes de choc radiales offrent une solution de traitement non invasive, rapide et efficace, pour de nombreuses pathologies affectant les tissus mous. Les réactions biologiques produites par les ondes de choc radiales permettent une accélération du processus cicatriciel et une prise en charge efficace pour le traitement de la douleur.

L'option V-ACTOR® est un transducteur qui s'adapte directement sur le RPW mobile 2 pour des séances de massage sur le cheval ou le chien. Effet décontractant musculaire très efficace et agréable pour l'animal.

Portabilité

Facile à transporter dans les cliniques, centres de rééducation ou sur le terrain grâce à son format compact.

Personnalisation

Réglage des paramètres de l'appareil possible selon les besoins du thérapeute (puissance, fréquence, nombre de coups).

Polyvalence


Choix de plusieurs transducteurs selon la largeur de la zone et la profondeur des lésions pour un traitement adapté à chaque situation (options disponibles).

Indications équines

- Desmopathies d'insertion
- Arthrose, formes phalangiennes et éparvins
- Calcifications des tendons
- Maladie de la face dorsale du métacarpe (fractures de stress, de fatigue et micro fractures)
- Périostites du canon
- Trigger points

Indications Canines / Félines

- Enthésiopathies avec ou sans calcifications
- Tendinite du biceps
- Spondylose
- Dorsalgies
- Dysplasie de hanche
- Arthrose
- Trigger points



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Ondes de choc focalisées Intellect F-SW

- Ondes de choc -

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Ref. 0901-048

Caractéristiques techniques

- Classification médicale : Class IIa
- Compteur d'impulsions
- Fréquence réglable 1 à 8 Hz
- Capacité d'énergie de plus de 1000 Bars
- Énergie modulable entre 0,01 et 0,55 mJ/mm²
- Dimensions 46 x 16,5 x 53 cm
- Poids : 22,1 kg
- Poids pièce à main : 770 g
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Suisse 

Livré avec

- Ondes de choc Intellect F-SW
- Pièce à main F-SW Sepia et son support
- Câble d'alimentation
- Bouteille de gel 250 mL
- Huile de silicone
- Poche d'eau
- Guide utilisateur



L'onde de choc Intellect® F-SW est un dispositif médical de pointe, conçu pour administrer une thérapie par ondes de choc extracorporelles (ESWT) à haute énergie. Grâce à une génération électromagnétique de l'onde de choc focalisée, il permet un traitement en profondeur, précis, efficace et sans atteinte des tissus superficiels. Idéal pour les vétérinaires équins souhaitant améliorer la prise en charge des douleurs et des pathologies ostéoarticulaires.

Les ondes de choc focalisées sont projetées via une pièce à main ergonomique et concentrées sur une zone focale bien définie, ce qui garantit une précision de ciblage maximale et un traitement fiable même pour des indications profondes. Comparée aux ondes de pression radiale, cette technologie est jusqu'à 100 fois plus puissante (12,5 cm de profondeur), sans compromettre la sécurité des tissus environnants.

Portabilité

Facile à transporter dans les cliniques, centres de rééducation ou sur le terrain grâce à son format compact.

Personnalisation

Réglage des paramètres de l'appareil possible selon les besoins du thérapeute.

Polyvalence

Choix de plusieurs transducteurs selon la largeur de la zone et la profondeur des lésions pour un traitement adapté à chaque situation (entre 0 et 12,5 cm).

Indications équines

Pathologies ligamentaires et tendineuses :

- Tendinites subaiguës ou chroniques des fléchisseurs
- Desmites d'insertion (lésions de l'insertion ligamentaire) : ligament suspenseur du boulet, ligaments collatéraux du boulet, ligaments rotuliens, ligament nuchal
- Capsulites : carpe, boulet
- Syndrome naviculaire : forme ligamentaire et tendineuse

Pathologies osseuses :

- Fractures des os métacarpiens rudimentaires (ou métatarsiens), de la 3ème phalange
- Périostites : suros, réaction périostée suite à une plaie ou une chirurgie,
- Sésamoidites
- Arthropathies dégénératives : jarret, formes phalangiennes, genou, épaule

Pathologies du dos :

- Douleurs et contractures musculaires non spécifiques
- Chevauchement de processus épineux (« kissing spines »)
- Desmite d'insertion du ligament supraépineux ou sacro-iliaque dorsal



Solarium infrarouge - Thermothérapie -



Ref. 3608-001

Applications cliniques

- Détente musculaire (infiltration)
- Réchauffement post-opératoire
- Arthrose
- Œdèmes
- Cicatrisation lésions superficielles
- Récupération post effort
- Relaxation
- Préparation pré-rééducation
- Mobilisation articulaire
- Électrostimulation
- Étirements

Caractéristiques techniques

- Puissance totale 3400 W
- 13 Lampes Infrarouges (250W -230V –E27)
- 4 ventilateurs
- Réglage hauteur par commande électronique
- Amplitude hauteur : 1,5 m
- Télécommande avec câble élastique (2 m)
- Couleur : gris foncé
- Installation 230 V/50-60 Hz
- Dimensions : 160 x 60 x 56 cm
- Poids : 85 kg
- Garantie : 1 an
- Fabriqué en Pologne 



La chaleur diffusée par la lumière infrarouge pénètre les différentes couches tissulaires, entraînant des actions biologiques : augmentation du métabolisme tissulaire, vasodilatation, relâchement musculaire et diminution de la rigidité des articulations.

Efficacité

Le système est équipé de 13 lampes infrarouges réparties sur 3 rangées, couvrant le maximum de surface pour un séchage rapide. Les effets thérapeutiques sont optimisés grâce au réglage de la hauteur, offrant ainsi une densité d'énergie au cm² plus importante. 4 ventilateurs intégrés améliorent l'orientation de la chaleur vers le cheval limitant ainsi la perte d'énergie.

Sécurité et ergonomie


Les lampes sont protégées dans un caisson contre les éclaboussures lors des nettoyages. Les câbles électriques sont eux intégrés dans la structure pour une ergonomie parfaite. Le treuil électrique, monté sur vérins, permet de régler la hauteur sans effets d'oscillation que l'on peut rencontrer avec les chaînes ou les sangles.

Simplicité et silencieux

Le réglage de la hauteur se fait via une télécommande reliée à un treuil électrique silencieux pour ne pas effrayer les chevaux lors des manipulations. Un câble de 3 m (1 m non élastique et 2 m élastique) permet de régler la hauteur et l'allumage des lampes à distance.

Adaptabilité et fiabilité

Le système est conçu pour s'adapter dans les boxes ainsi que sur les racks vétérinaires. La structure en aluminium offre une robustesse et évite les risques de rouille ou un vieillissement précoce des matériaux.



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie


Aide mobilité

Confort



Magneto Vet 200 - Magnétothérapie -

30 protocoles



Ref. 1402-019

Applications cliniques

- Pathologies des os et des articulations
- Retard sur la consolidation des fractures
- Contractures
- Entorses / Foulures
- Contusions / Hématomes
- Plaies
- Spondylarthrite

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés canin / félin / équin : 30
- Canaux : 2 indépendants
- Intensité : 200 Gauss par canal
- Fréquence ajustable de 5 à 200 Hz (par 5 Hz)
- Cycle d'émission : de 5 à 50 % (step de 5)
- Dimensions : 10 x 16 x 3.5 cm
- Poids : 440 g
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- 1 Magneto Vet 200
- 1 sac de transport
- 2 solénoïdes souples (30 x 10 cm)
- 1 bloc d'alimentation et 1 câble
- 1 manuel d'instruction
- 1 guide clinique



Le Magneto Vet 200 peut être utilisé quotidiennement pour traiter de manière indolore les pathologies affectant le système musculo-squelettique des chiens, des chats et des chevaux.

Les effets thérapeutiques des champs magnétiques pulsés sont anti-inflammatoires, analgésiques et exercent un effet de stimulation biologique.

Le Magneto Vet 200 est recommandé pour les soins à domicile ou dans les box.

Confort et polyvalence d'utilisation

2 canaux indépendants permettant de travailler sur deux différentes zones anatomiques en simultané.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles spécifiques classés par espèces, indications et zones anatomiques facilitant la mise en place des traitements. Offre la possibilité de travailler sur les chats, chiens et chevaux.

Efficacité en profondeur

Les fréquences ajustables assurent une pénétration des ondes magnétiques à travers les tissus et optimisent les résultats de cicatrisation en profondeur.

Liberté de programmation

Les paramètres sont modifiables selon les besoins du thérapeute : fréquence, puissance, amplitude d'impulsion.

Compact et portable

Alimentation sur batterie et portabilité totale pour traiter sur le terrain grâce à des dimensions et un poids réduit.



Option

Matelas magnétique
Ref. 1402-027



Option


Solénoïde souple
Ref. 1402-012



Magneto Vet 4000

- Magnétothérapie -

49 protocoles



Ref. 1402-007

Applications cliniques

- Pathologies des os et des articulations
- Retard sur la consolidation des fractures
- Contractures
- Entorses / Foulures
- Contusions / Hématomes
- Plaies
- Spondylarthrite

Caractéristiques techniques

- Protocoles pré-enregistrés canin / félin / équin : 49
- Canaux : 4 indépendants
- Intensité : 200 Gauss par canal
- Fréquence ajustable de 5 à 200 Hz (par 5 Hz)
- Cycle d'émission : de 5 à 50% (step de 5)
- Dimensions : 17 x 22 x 6 cm
- Poids : 1,37 kg
- Garantie 2 ans
- Fabriqué en Italie 

Livré avec

- 1 Magneto Vet 4000
- 1 sac de transport
- 2 solénoïdes souples (30 x 10 cm)
- 1 bloc d'alimentation et 1 câble
- 1 manuel d'instruction
- 1 guide clinique



Les effets thérapeutiques des champs magnétiques pulsés sont anti-inflammatoires, analgésiques et exercent un effet de stimulation biologique.

La thérapie magnétique est une technique utilisée pour traiter les fractures non consolidées, la pseudarthrose ainsi que les pathologies affectant le système musculo-squelettique d'une manière non invasive.

Cela agit sur l'inflammation et la douleur, optimise la réparation et la régénération des os, des muscles et des tissus de la peau.

Confort et polyvalence d'utilisation

4 canaux indépendants permettant de travailler sur deux différentes zones anatomiques en simultané.

Simplicité d'utilisation

Bibliothèque de protocoles spécifiques classés par espèces, indications, zones anatomiques, facilitant la mise en place des traitements. Offre la possibilité de travailler sur les chats, chiens et chevaux.

Efficacité en profondeur

Les fréquences ajustables assurent une pénétration des ondes magnétiques à travers les tissus et optimisent les résultats de cicatrisation en profondeur.

Liberté de programmation

Les paramètres sont modifiables selon les besoins du thérapeute : fréquence, puissance, amplitude d'impulsion.

Compact

Format compact et portabilité totale pour traiter d'une salle de consultation à une autre grâce à des dimensions et un poids réduits.



Option

Matelas magnétique
Ref. 1402-027



Option

Solénoïde souple
Ref. 1402-012



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



L'hydrothérapie en quelques mots

Qu'est-ce que l'hydrothérapie ?

L'hydrothérapie est une méthode **thérapeutique naturelle** qui consiste à traiter, soigner et prévenir des pathologies par l'usage de l'eau. Cette technique de soin offre une multitude d'utilisations, dont la **rééducation**, la **prise en charge** d'animaux en surpoids et l'entraînement sportif.

De nombreuses études scientifiques ont prouvé l'efficacité de l'hydrothérapie dans le traitement de l'arthrose, des affections orthopédiques, des troubles neurologiques, musculaires, ligamentaires et d'autres blessures des tissus mous. L'hydrothérapie est une technique adaptée **pour la convalescence** et le **bien-être de l'animal**.



Quels sont les principes d'action de l'hydrothérapie ?




Pression Hydrostatique

- Réduit la fréquence cardiaque et la pression artérielle en aidant la circulation
- Réduit l'œdème périphérique
- Augmente le taux métabolique et la consommation calorifique



Résistance

- Prend en charge les muscles et membres faibles
- Augmente l'intensité d'entraînement
- Réduit l'impact des mouvements



Température

- Détend les muscles
- Soulage les douleurs
- Augmente la circulation




Flottabilité

- Réduit la charge sur les articulations douloureuses
- Améliore la flexibilité
- Améliore la stabilité



Tension de surface

- Ajoute de la résistance à des groupes musculaires spécifiques selon la hauteur d'eau
- Améliore l'équilibre pour les patients instables
- Augmente l'assurance de l'animal



Applications cliniques

- Arthrose
- Traumatismes médullaires
- Renforcement musculaire
- Lésions tissus mous
- Œdèmes
- Bien-être
- Entraînement et suivi chien sportif



- Dysplasie coude et hanche
- Ligaments croisés - Luxation rotule
- Fractures
- Douleurs chroniques
- Spasmes musculaires
- Capacité cardiovasculaire
- Perte de poids

Tapis immergé Hydro Physio 5®

L'innovation au service des vétérinaires



Fonctionnalités techniques

- Rampe d'accès et tapis antidérapant et résistant aux griffures
- Double portes étanches, système breveté (ouvertures vers l'extérieur)
- Possibilité d'accueillir le thérapeute à l'intérieur du tapis
- Écran de contrôle tactile
- Vision 360 sur l'animal
- Mode tapis à sec
- Réglages possibles : vitesse tapis, hauteur d'eau, durée des séances, direction, température, inclinaison
- Indicateurs visuels : hauteur d'eau et longueur de foulée
- Recyclage de l'eau du tapis après utilisation : réserve d'eau 1500L
- Système de filtration UV, à sable et filtres sur toutes les pompes
- Entretien : inclinaison motorisée
- Chauffage
- Commande arrêt d'urgence
- Garantie constructeur 2 ans
- Fabriqué au Royaume-Uni

Le nouveau tapis immergé Hydro Physio 5® répond aux attentes des vétérinaires avec une approche « sans compromis » associée à de nombreuses caractéristiques uniques qui font de la marque Hydro Physio® le leader des tapis immergés dans le monde.

Les nouveautés du Hydro Physio 5®

- ✓ Inclinaison motorisée
- ✓ Système filtration avec lampe UV
- ✓ Nouveau système de pompes
- ✓ Nouveau moteur Siemens
- ✓ Écran tactile pivotant et coulissant
- ✓ Contrôle & diagnostic de service via application
- ✓ Plus grande surface de marche
- ✓ Surface de l'espace technique réduite
- ✓ Élévation motorisée du tapis pour l'entretien
- ✓ Protection des extrémités accrues
- ✓ Garantie 2 ans

Les fonctionnalités qui ont fait le succès de l'Hydro Physio®

- **Bassin de grande dimension** : pour toutes les races et tailles de chien, permettant un travail en appui ou en nage libre.
- **Accès facile et sécurisé** : conçu spécifiquement pour la rééducation et le confort du patient.
- **Visibilité à 360 degrés** : facilite l'analyse des progrès du patient et augmente la confiance de l'animal.
- **Personnalisation des protocoles** : contrôle de la température, de la vitesse, de la profondeur, de l'inclinaison et de la direction pour chaque patient.
- **Utilisation polyvalente** : la vitesse du tapis et son utilisation à sec permettent un entraînement à la marche et à la course sans immersion.
- **Système intelligent** : puissant système de filtration associé à une large réserve d'eau constamment disponible, garantissant un travail dans les meilleures conditions d'hygiène.
- **Entretien facile** : multiples systèmes de filtration et élévateur vertical du tapis, pour un entretien plus simple et plus rapide.
- **Sécurité et contrôle** : moteur basse tension, bouton d'arrêt d'urgence, plateformes de repos latérales assurant une sécurité totale pour le thérapeute et le patient.

« Disposer d'un tapis Hydro Physio 5®, c'est la possibilité d'offrir un forfait de rééducation complet à ses clients. Il améliore la fidélisation et la satisfaction de votre clientèle tout en ajoutant une source de revenus supplémentaire à votre pratique ».

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort




Caractéristiques fonctionnelles

Surface antidérapante et résistante aux griffures : rampe et tapis	✓
Double portes étanches – système breveté (ouvertures vers l'extérieur)	✓
Écran tactile pivotant et ajustable	✓
Vision 360° sur l'animal	✓
Réglage vitesse tapis	✓
Réglage hauteur d'eau	✓
Réglage durée des séances	✓
Réglage direction (marche avant-arrière)	✓
Réglage température	✓
Mode tapis à sec	✓
Indicateurs visuel (hauteur d'eau + longueur de foulée)	✓
Entretien : inclinaison du tapis motorisée via écran tactile	✓
Filtration à sable + filtration UV + filtration sur pompe de remplissage, vidange et recirculation (filtres chaussettes)	✓
Recyclage de l'eau du tapis après utilisation : réserve d'eau 1500 litres	✓
Chauffage	✓
Possibilité d'accueillir le thérapeute à l'intérieur du tapis	✓
Commande arrêt d'urgence	✓
Inclinaison motorisée du tapis	✓
Diagnostic à distance	✓
Garantie constructeur 2 ans	✓

Caractéristiques techniques

Dimensions hors tout	L 2100 x l 858 x H 1194 mm
Longueur avec rampes	L 3435 mm
Poids du tapis à sec	390 kg
Poids du tapis en charge	2150 kg
Volume d'eau dans le tapis	1500 L
Dimensions réservoir d'eau	L 1550 x l 730 x H 1660 mm
Poids réservoir d'eau à sec	100 kg
Capacité de remplissage	1500 L
Dimensions plant pack (pompes + filtre à sable + chauffage + UV + tableau de programmation)	L 1050 x l 963 x H 1936 mm
Poids plant pack	225 kg
Dimensions filtre à sable	-
Hauteur d'eau	600 mm
Temps remplissage	2 min
Vitesse	0.1 à 12 km/h
Température	Ambiente à 40°C
Système filtration	Filtration UV + filtration à sable + filtres chaussettes
Traitement de l'eau	Brome ou chlore + UV
Alimentation EU	240V / 50Hz monophasé
Ampérage	16 A
Capacité d'évacuation	240 litres / min



Les points forts du tapis immergé Hydro Physio 5®




Fiabilité

Moteur externe et système alimentés par Siemens avec une garantie de 2 ans pour une tranquillité d'esprit




Qualité d'eau optimale

Filtration à sable et UV pour une qualité optimale avec moins de produits chimiques




Inclinaison

Inclinaison motorisée du tapis roulant pour se concentrer sur les besoins spécifiques du patient




Direction de la courroie réversible

Cette fonction offre une plus grande variété d'options thérapeutiques



Rapidité d'utilisation

Des temps de remplissage et de vidange rapides pour augmenter le nombre de séances




Évaluation des progrès

Marqueur visuel permettant au clinicien d'évaluer les mouvements du patient et la progression du rétablissement




Interface intuitive

Écran tactile pivotant et ajustable pour une prise en main optimisée lors des séances



Plateformes latérales

Permet au praticien d'accompagner le patient sur le tapis roulant dans le confort et la sécurité




Entretien facile

L'élévation du tapis est désormais motorisée pour un entretien plus simple et plus rapide




Personnalisation des protocoles

Commandes intuitives pour l'eau, la vitesse et l'inclinaison avec le temps et la distance parcourus




Rampes d'accès

Accès facile et sécurisé pour le patient avec des rampes antidérapantes plus larges



Visibilité optimale

Offre une meilleure évaluation des progrès du patient et de la zone de travail grâce à une visibilité à 360°



Accès facile & sécurisé

Indispensable pour les cas de neurologie et les grandes races. Améliore le confort et la confiance du patient



Verrouillage simple

La nouvelle génération de tapis offre une ouverture avec une seule main, pour plus de simplicité




Application smartphone

Opération à distance + diagnostic de service via l'appli Hydro Physio®. Disponible sur IOS ou Android

Options et accessoires




Banc thérapeute pliable
Ref. 4106-061



Plateforme de repos animaux
Ref. 4106-062



Housse
Ref. 4106-060



Attaches harnais
Ref. 4106-077



Gilets de flottabilité
p83

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Mikan vous accompagne lors de l'achat de votre tapis immergé

Le meilleur choix pour une tranquillité d'esprit !

Les tapis immergés Hydro Physio® sont reconnus pour leur ergonomie, leur fiabilité et leur facilité d'entretien. Hydro Physio®, fabricant de tapis d'hydrothérapie en médecine vétérinaire et humaine, équipe les établissements du monde entier.

Mikan, distributeur exclusif des tapis Hydro Physio® en France, Belgique et Suisse s'engage à vous apporter un service de qualité. Nous vous accompagnons dans chaque étape de votre projet, de l'analyse de vos besoins, en passant par la conception des plans d'implantation, de l'installation du matériel, de la formation à l'utilisation jusqu'au service après-vente.

Conseils

Des solutions adaptées à vos besoins

Nous étudions avec vous le projet d'implantation, et vous conseillons sur les contraintes architecturales et les prérequis d'installation avec une visite de chantier possible au préalable. L'objectif est d'étudier votre projet en s'adaptant à votre clinique.



Maintenance

La garantie d'un investissement durable

Un service de révision annuelle vous est proposé afin de vérifier le bon fonctionnement, éviter les pannes avec risque d'immobilisation et réduire les coûts en remplaçant à temps les pièces d'usure. En cas de panne, nous restons à votre écoute via notre support client.



Installation

Une équipe spécialisée

Nos techniciens spécialisés assurent l'installation complète de votre nouveau tapis immergé avec la mise en fonctionnement pour être opérationnel le jour suivant. Comptez deux jours en moyenne d'installation avant votre premier rendez-vous.



Revente

Un accompagnement sur le long terme

Vous souhaitez revendre votre ancien tapis pour investir sur le tout dernier modèle ? Mikan vous aide dans l'évaluation de votre équipement, le remplacement des pièces et le déménagement.



Formation

Optimiser votre matériel

Notre équipe vous forme à l'utilisation du tapis et à l'entretien quotidien pour assurer une qualité de soin optimale. Des procédures détaillées sont fournies pour vous guider dans l'utilisation et l'entretien de votre équipement.



Financement

Des offres personnalisées

Bénéficiez de solutions de financement adaptées à vos besoins : paiements progressifs, choix de la durée du financement et assurance possible (dommages, bris glace, vols). Mikan vous propose des solutions de financement ou des conseils.



Communication

Expliquer aux particuliers

Des outils de communication vous sont offerts pour promouvoir ce nouveau service auprès de votre clientèle : des flyers explicatifs sur l'hydrothérapie et des vidéos pour votre salle d'attente.



Visibilité internet

Recruter des patients

Nous vous offrons une visibilité de votre clinique sur une carte interactive de notre site internet. Vous êtes référencés comme clinique équipée en hydrothérapie et ainsi vous augmentez le potentiel de votre clientèle.



Livre blanc « Comment choisir son tapis roulant immergé ? »

Disponible sur notre site internet
www.pro.mikan-vet.com



Tapis de marche à sec Fit Fur Life® - Rééducation -



Applications cliniques

- Rééducation lésions orthopédiques
- Fractures
- Lésions colonne vertébrale
- Arthrite
- Maladies articulaires
- Obésité

Caractéristiques techniques

- Inclinaison + 10% - Déclinaison - 5% (en une seule incrémentation)
- Console avec écran LED 4 fenêtres
- Parois latérales en acier galvanisé
- Châssis en acier soudé très résistant
- Rangement en position verticale
- Certification CE
- Garantie 2 ans

Livré avec

- 1 harnais

Options

- Housse de protection Ref. 1206-006
- Plots d'inclinaison Ref. 1206-005
- Harnais de travail Ref. 1206-004

Les principaux avantages du tapis de marche à sec Fit Fur Life® consistent à procurer un exercice physique minutieusement contrôlé, précis et mesuré.

Le modèle Medium est utilisé pour travailler avec des chiens de taille moyenne comme le border collie, le labrador, le retriever, le berger australien et le boxer.

Le modèle Supérieur est recommandé pour les cabinets et cliniques vétérinaires, les éleveurs professionnels de grandes races et les propriétaires de chenils. Optimal pour les huskys sibériens, le bullmastiff et autres grandes races.

Rééducation après lésions orthopédiques, fractures et lésions de la colonne vertébrale

Améliore la rééducation post-opératoire après toute opération des articulations, améliore la souplesse des articulations, développe et reconstitue le tissu musculaire, améliore l'équilibre entre les membres, favorise la récupération post-opératoire.

Arthrite et maladies articulaires

Contrôle le travail cardiaque, ce qui améliore globalement la circulation. Améliore l'agilité en renforçant et en développant le tissu musculaire. La fonction d'inclinaison facilite la rééducation après toute lésion de la hanche, du jarret et de la colonne lombaire. La fonction de déclinaison facilite la rééducation de l'épaule et du coude.

Contrôle de l'obésité

Améliore progressivement la résistance et les fonctions cardiaques, améliore le tonus musculaire, améliore considérablement l'attitude, le bien-être et la forme physique du chien.



Tapis inclinable pour rangement facile



Modèles	Medium Ref. 1206-002	Supérieur Ref. 1206-001
Surface de course (mm)	1600 x 440	2000 x 440
Parois latérales (mm)	1400 x 460	1800 x 460
Vitesse (km/h)	0,8 à 12	0,4 à 16
Poids limite du chien	90 kg	100 kg
Poids du tapis (kg)	61	72,9
Moteur	1.25 cv (pic 3 cv)	1.5 cv (pic 4 cv)

Options



Ref. 1206-005



Ref. 1206-006



Ref. 1206-004

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Bande de kinésio-taping VetkinTape® - Rééducation -

Physiothérapie


Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Ref. 2807-001

La bande de taping peut rester jusqu'à 5 jours sur l'animal

Indications

- Inflammation
- Œdèmes et congestion
- Soutien ligaments, tendons, articulations
- Support pour rééducation
- Douleurs musculaires

Caractéristiques

- Bande adhésive élastique
- Composition : coton et adhésive acrylique (sans latex)
- Perméable à l'air
- Imperméable à l'eau
- Largeur : 3 cm, 6 cm ou 10 cm
- Longueur totale : 5m

L'effet de la bande kinesio taping VetkinTape® repose sur sa capacité à interagir avec la peau et les récepteurs mécano et neurosensoriels. Contrairement à une attelle ou des bandages classiques, la bande de taping élastique ne comprime pas les tissus et ne limite pas les mouvements. Elle décompresse le tissu et soulève la peau afin d'améliorer la circulation lymphatique et sanguine optimisant la capacité naturelle du corps à se guérir.

Blessures musculaires

La bande kinesio taping VetkinTape® soulève la peau des tissus du dessous, diminuant la sensation de douleur et favorisant la circulation sur la zone lésée qui aide à réduire les gonflements.

Dysfonctionnement biomécanique

La bande VetkinTape® fournit un support ou soutien sans diminuer l'amplitude de mouvement de l'animal. Offrant ainsi un niveau de fonctionnalité et de confort à l'animal tout au long du processus de rééducation.

Dysfonctionnement du système postural

Améliore la sensibilité proprioceptive sur la région musculaire qui aide au maintien d'une posture correcte.

VetkinTape® est une bande adhésive élastique, sans médicaments, composée d'un support en coton de qualité supérieure et d'une masse adhésive acrylique.

La bande est perméable à l'air, réduisant les effets de macération et imperméable à l'eau. Le système peut être gardé jusqu'à 5 jours et se retire facilement de l'animal.

La bande de kinesio taping VetkinTape® peut être utilisée seule ou comme un traitement adjuvant.



Accessoires de kinésio-taping

Ciseaux de kinésiologie

Les ciseaux VetkinTape® sont particulièrement adaptés à la découpe des bandes de Kinésio-taping VetkinTape®, avec une lame lisse et bien aiguisée.



Ref. 2807-003

Spray adhésif



Ref. 2807-004

Adhésif aérosol pour augmenter l'adhérence entre la bande de taping et la peau, permettant aux bandes de coller très solidement et de durer plus longtemps.

Kits découverte du kinésio-taping

Nouveau

Destinés aux vétérinaires pour démarrer votre activité de kinésio-taping avec l'essentiel du matériel et le manuel détaillé des applications spécifiques selon les pathologies de l'espèce ciblée.

Version canine



Version équine



Livres de kinésio-taping chez le cheval



« Kinesiology taping for horses » avec les principes de base du taping et la mise en pratique selon les indications (version anglaise uniquement disponible).

Ref. 2807-002

Livre de kinésio-taping chez le chien



« Kinesiology taping for dogs » avec les principes de base du taping et la mise en pratique selon les indications (version anglaise uniquement disponible).



Ref. 2807-005

Cutter pour bandes de kinésio-taping VetkinTape®

Nouveau



Lames en acier inoxydable
Ultra léger

Ref. 2807-008

Le cutter de bandes de Kinésio-taping VetkinTape® est un outil pratique, léger et durable, conçu pour découper les bandes de k-taping rapidement, proprement et sans effort selon 4 découpes spécifiques :

- 2 bandes
- 3 bandes
- 4 bandes
- Jusqu'à 5 bandes en un seul geste !

Ce cutter est conçu pour une découpe longitudinale des bandes de taping, avec une efficacité et une précision optimales. Il permet aussi de créer des formes spécifiques comme les bandes en X ou les coupes pieuvre, idéales pour le drainage lymphatique, la réduction des œdèmes ou le traitement des cicatrices chez le chien et le cheval.



Mini pistolet de massage multi-embouts Fasciq®

Nouveau




4 têtes incluses
4 niveaux de vitesse

Ref. 2807-006

Le mini pistolet de massage de Fasciq® est l'outil idéal pour offrir à vos patients un massage des tissus profonds. Cet appareil est léger, facile à transporter et doté de 4 niveaux de vitesse réglables et de 4 têtes interchangeables.

L'appareil silencieux a été conçu pour ne pas effrayer les animaux et leur permettre de s'habituer rapidement au traitement.

- Tête **sphérique**
- Tête **plate**
- Tête en **U**
- Tête **ogive**



Embouts supplémentaires

Ces embouts donneront une nouvelle dimension au traitement par percussion et multiplieront les possibilités :

- Tête champignon
- Double tête champignon
- Tête gyroscope
- Tête parapluie
- Tête en forme de V
- Tête griffe



Ref. 2807-007

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort

Nouveau

Plateforme d'analyse posturale - Stance analyzer® -



Ref. 0901-049

Applications cliniques

- Atteintes orthopédiques (rupture ligamentaire, dysplasie, arthrose...)
- Troubles neurologiques (atteinte centrale ou périphérique)
- Rééducation post-chirurgicale
- Suivi de performance en médecine sportive
- Douleurs chroniques et troubles fonctionnels associés

Caractéristiques techniques

- Ordinateur portable avec logiciel intégré
- Patient de 2,2 Kg à 130 Kg
- Rangement en position verticale
- Dimensions de la plateforme : 96,52 cm x 60,90 cm
- Poids de la plateforme : 11,33 Kg
- Fabrication USA 
- Garantie 2 ans

Livré avec

- Une plateforme d'analyse
- Un logiciel d'analyse
- Un ordinateur portable
- Une télécommande
- Des ressources de formation

Visualisez et évaluez instantanément la posture, la démarche et les compensations chez l'animal. L'analyseur de posture est un outil complémentaire pour affiner vos diagnostics, mieux personnaliser ou adapter vos protocoles et suivre l'évolution de vos traitements en rééducation fonctionnelle.



La plateforme d'analyse posturale est un outil d'évaluation biomécanique conçu pour accompagner les vétérinaires dans l'analyse précise de la posture, des déséquilibres corporels et des altérations locomotrices chez le chien et le chat. Elle repose sur une technologie d'imagerie numérique couplée à une application interactive permettant d'enregistrer, d'observer et de comparer la posture de l'animal en position statique ou dynamique, à différents temps de la prise en charge.

Ce dispositif permet de détecter des asymétries subtiles, des compensations musculo-squelettiques ou encore des anomalies de l'alignement corporel souvent difficiles à percevoir à l'œil nu. Il s'intègre parfaitement dans le cadre d'une consultation de rééducation fonctionnelle, de médecine du sport ou de gestion de la douleur chronique et vous permet de valider ou d'approfondir vos diagnostics.

L'analyseur postural se base sur la captation de la charge pondérale appliquée par chaque membre de l'animal à l'arrêt ou en mouvement. L'utilisateur peut ajouter des repères anatomiques virtuels, mesurer des angles, tracer des axes de référence et superposer plusieurs vues pour observer l'évolution d'un cas clinique dans le temps. Cette objectivation visuelle facilite la communication avec les propriétaires et renforce l'adhésion au protocole de soins.

Principaux bénéfices cliniques :

- Évaluation objective et reproductible de la posture et de l'alignement segmentaire
- Détection précoce de déséquilibres fonctionnels ou de schémas compensatoires
- Suivi longitudinal de l'évolution posturale au cours d'un traitement
- Amélioration de la précision des diagnostics fonctionnels et des plans de rééducation
- Support visuel pour la communication vétérinaire-proprétaire, renforçant l'alliance thérapeutique



Pack kinésithérapie - Rééducation -

Les packs de kinésithérapie contiennent tout le nécessaire afin de répondre aux différents stades de rééducation fonctionnelle chez les animaux en post-opératoire, des animaux âgés, en surpoids ou en entraînement sportif. Ces équipements vont permettre aux vétérinaires et professionnels du monde animalier de réaliser une très grande variété d'exercices pour des animaux de toutes tailles.

	Pack de kinésithérapie standard	Pack de kinésithérapie électrothérapie	Pack de kinésithérapie Premium	Pack de kinésithérapie Premium Plus
Ref.	0501-002	0501-003	0501-004	0501-009
Ballon cacahuète (cm)	30, 55	30, 55	30, 40, 55, 70, 85	30, 40, 55, 70, 85
Kit Cavaletti (6 cônes + 3 jalons)	✓	✓	✓	✓
Coussin d'équilibre Fitpaws Os	✓	✓	✓	✓
Disque d'équilibre Fitpaws 36cm	✓	✓	✓	✓
Balance Pad mousse Fitpaws	✓	✓	✓	✓
Goniomètre	✓	✓	✓	✓
Pompe de gonflage Fitpaws	✓	✓	✓	✓
Harnais standard (7 tailles)	✓		✓	✓
2 Cônes 50cm + 1 Jalon		✓	✓	✓
Compresse chaud/froid (6 unités)		✓	✓	✓
Planche de proprioception Mikan			✓	✓
Tapis de travail au sol			✓	✓
Rehab X2		✓		✓
Ultrason Vet 4000				✓



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Un pack complet avec tout le nécessaire pour
débuter la kinésithérapie dans votre clinique



Ballon cacahuète



Ref. 1601-001

Les ballons cacahuètes sont conçus pour la rééducation des animaux.

La forme unique du ballon limite son mouvement avant/arrière ou côté/côté.

	Diamètre (cm)
XS	30 x 50
S	40 x 65
M	55 x 90
L	70 x 115
XL	85 x 130

Caractéristiques

- Matière PVC
- Très résistant
- Surface rainurée
- Pompe non fournie

Permet de positionner l'animal à cheval sur le ballon : position plus confortable pour massage ou travail



Ballon cacahuète picots - Fitpaws® -



Ref. 5212-052

La surface avec picots, offre un confort supérieur, empêche le chien de glisser et assure une stimulation neurosensorielle optimale. Le design allongé du ballon cacahuète Fitpaws® offre une plate-forme d'équilibration sécurisée pour les exercices.

	Hauteur max. gonflé (cm)
XS	40
S	50
M	60

Travail renforcé de la proprioception

Caractéristiques

- Surface antidérapante
- Qualité supérieure
- Résistant aux griffes
- Pompe fournie
- 3 tailles disponibles
- Vendu à l'unité

Indications

- Renforcement musculaire
- Stimulation sensorielle
- Contrôle de l'équilibre
- Travail proprioceptif
- Entretien pour les chiens âgés
- Développe la confiance



Ballon donut - Fitpaws® -



Système gonflable qui permet de travailler et d'améliorer la force, la flexibilité, l'équilibre et la confiance des animaux.

Ce système est conseillé pour les chiens de travail et de sport ou pour les chiens en rééducation.

Ref. 5212-048

Base plane qui offre plus de stabilité qu'un ballon classique

Caractéristiques

- Surface de travail antidérapante
- Qualité supérieure
- Résistant aux griffes
- Base plane pour plus de stabilité
- Pompe fournie
- Guide d'exercices



Accessoires

- Support donuts Fitpaws®

Ref. 5212-049



Coussin d'équilibre os - Fitpaws® -



Ref. 5212-047

Pour toutes les tailles d'animaux

Permet de travailler l'équilibre, la proprioception, l'endurance et le tonus musculaire de votre animal. Ce système peut être utilisé pour les chiens de travail et de sport ou pour les chiens en rééducation.

Adaptable pour tout type de chien, les petites tailles peuvent facilement y positionner les quatre pattes, tandis que les grandes tailles de chiens peuvent travailler avec un coussin d'équilibre pour les pattes avant et un autre coussin pour les pattes arrière.

Caractéristiques

- Surface de travail antidérapante
- Résistant aux griffes
- Base plane pour plus de stabilité
- Dimensions : 58 x 29 x 10cm
- Pompe fournie
- Guide d'exercice

Indications

- Renforcement musculaire
- Amélioration de la coordination
- Entretien pour les chiens âgés
- Exercice de fitness
- Développement de la confiance



Plots d'équilibre - Fitpaws® -



Ref. 5212-045

Excellent outil pour améliorer l'équilibre, la coordination et le renforcement des membres sur des chiens âgés ou en post-opératoire.


Les plots sont également utilisés pour travailler avec les chiens sportifs ou de concours pour leur apprendre à rester en position statique.

Deux surfaces de travail disponibles selon les besoins



Caractéristiques

- Surface antidérapante
- Qualité supérieure
- Résistant aux griffes
- Deux surfaces : lisse ou picots
- Diamètre 13 cm
- Plots à gonfler
- Lot de 4 plots
- Pompe non fournie



Disque d'équilibre - Fitpaws® -

Deux modèles

Diamètre (cm)
36
56



Ref. 5212-046

Outil multi-fonction qui favorise la coordination des mouvements, le renforcement et la tonification musculaire. Idéal pour les animaux âgés ou en rééducation ainsi que pour les sportifs.

Il optimise la bonne position de la colonne vertébrale en renforçant les muscles dorsaux.

Qualité supérieure résistante aux griffes

Caractéristiques


- Surface antidérapante
- Pouvoir amortissant
- Hygiénique et facile à désinfecter
- Pompe non fournie

Indications

- Renforcement musculaire du corps et des membres
- Amélioration de l'équilibre et de la coordination
- Entretien pour les chiens âgés
- Exercices de fitness
- Entraînement position statique chiens de concours



Balance Pad - Fitpaws® -



Ref. 5212-051

Développé pour les animaux en convalescence ou pour ceux qui souffrent d'arthrose. L'intérêt de cet équipement tient à sa conception qui lui offre des propriétés déstabilisantes lorsque l'on marche dessus.

Ce support va tout simplement créer un déséquilibre léger sous le poids de l'animal, l'obligeant à compenser et donc travailler différents muscles.

Dimensions (cm)

46 x 36 x 5

Variez le niveau de déséquilibre en empilant les balances pad

Caractéristiques

- Surface antidérapante
- Pouvoir amortisseur
- Hygiénique et facile à désinfecter
- Isolant
- Poids 0,5 kg



Plateau Freeman



Ref. 1601-007

Caractéristiques

- Diamètre : 40 cm
- Hauteur : 9 cm
- Matière : PVC
- Couleur : rouge

Dans le domaine de la physiothérapie et rééducation fonctionnelle, le plateau Freeman s'utilise chez les animaux dans le cadre d'une rééducation proprioceptive pour soigner les lésions post-traumatiques des membres mais aussi pour résoudre les différents troubles de l'équilibre.

Surface antidérapante qui se nettoie très facilement grâce à sa composition en PVC

Le plateau Freeman peut aussi être utilisé dans le cadre d'une préparation physique chez les chiens de sport. Il peut alors servir pour travailler la musculature, la souplesse ainsi que la proprioception.

Accessoire



Pompe Fitpaws®

Ref. 5212-050

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Planche de proprioception 3 en 1 Mikan®

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie



Ref. 0501-001

Dimensions
82 x 60 cm
Hauteur 10,5 cm

Système d'inclinaison 3 en 1
Grand plateau de travail
Très solide

Conçue pour travailler l'équilibre et la coordination des patients en sollicitant les membres instables suite à une opération chirurgicale, un accident ou à la vieillesse. Facilite le renforcement musculaire encourageant l'animal à utiliser des groupes musculaires peu sollicités au quotidien.

Système d'inclinaison 3 en 1 : la planche de proprioception offre la possibilité de travailler en mode 360°, longitudinale ou transversale grâce aux traverses modulables. Offrant ainsi un choix d'exercices plus large.



Caractéristiques

- Bois de bouleau
- Surface antidérapante
- 4 poignées de levage
- 4 traverses modulables
- 4 patins antibruit
- Robuste
- Simple d'utilisation

Indications

- Renforcement musculaire
- Contrôle de l'équilibre
- Amélioration de la coordination
- Travail proprioceptif
- Travail sur les animaux âgés
- Entraînement position statique chien de concours

Tapis de kinésithérapie

Orthopédie



Ref. 1601-006

	Dimensions (cm)
S	140 x 58 x 1
M	180 x 58 x 1
L	185 x 60 x 1,5
XL	200 x 100 x 1,5

Le tapis est constitué d'une mousse à cellules fermées qui se comporte comme des amortisseurs à air comprimé.

Les excellentes propriétés d'isolation thermique protègent les patients des surfaces froides en conservant la température du corps et procurent un effet agréable.

Même sous charge permanente ou brutale, il ne s'écrase pas

Caractéristiques

- Surface antidérapante
- Pouvoir amortisseur
- Hygiénique et facile à désinfecter
- Isolant
- Poids 6 kg



Bande cohésive

Aide mobilité

Confort



Ref. 1301-003

	Dimension (cm)
S	5
M	7,5
L	10

3 couleurs selon la taille

La bande cohésive pour chien adhère sur elle-même sans coller à la peau ou au poil.

Facile à poser et élastique, elle s'adapte parfaitement à la morphologie de la zone bandée et la tension appliquée est régulière et permanente. Se retire facilement.

Caractéristiques

- Bandes élastique de 4,5 m de long
- Auto adhésive
- Respirant et confortable
- Ne glisse pas
- Ne colle pas aux poils ni à la peau
- Se découpe facilement à la main, pas besoin de ciseaux
- Reste bien en place
- Facile à installer et à retirer

Compresse chaude / froide



	Dimensions (cm)
S	13 x 15
M	13 x 25
L	20 x 35

Compresse 2 en 1 réutilisable

Ref. 0901-001

Elles permettent de diminuer l'inflammation avec le froid (cryothérapie) ou de soulager les maux et douleurs chroniques avec la chaleur (thermothérapie).

Durée d'application de 15 à 20 minutes.

Application de chaud

- Vasodilatation
- Relaxation des spasmes musculaires
- Souplesse des capsules articulaires
- Extensibilité des tendons
- Soulage la douleur

Application de froid

- Vasoconstriction
- Relaxation des spasmes musculaires
- Limitation de l'apparition d'œdème
- Réduit l'inflammation
- Soulage la douleur

Option



- Bande élastique de maintien lot de 2
- Permet de fixer le pack de chaud ou froid sur l'animal
- Évite les brûlures par contact
- Tailles S et M disponibles

Ref. 0703-003

Kit cavaletti - Fitpaws® -



Ref. 5212-053

Le kit cavaletti Fitpaws® est un excellent moyen de travailler la proprioception et l'équilibre des chiens âgés ou en convalescence ainsi que des chiens sportifs.

Les exercices avec les cavalettis permettent d'augmenter le renforcement musculaire de l'animal au niveau des antérieurs et postérieurs.



Caractéristiques

- 3 hauteurs de travail (7, 14 ou 22 cm)
- 6 cônes de 30 cm de haut
- 3 jalons de parcours pliables
- Léger et facilement transportable



Cône parcours de marche



	Dimension (cm)
S	30
M	50

Caractéristiques

- Matière PVC
- Résistant et léger
- Vendu à l'unité

Cône pour parcours de marche, avec 2 ou 3 niveaux de hauteur.

À combiner avec les jalons de parcours de marche pour créer votre espace de travail.

Le parcours de marche permet au chien convalescent, âgé ou sportif, de travailler son développement musculaire, ses appuis, son agilité et améliorer les fonctions motrices.

Ref. 1601-002



Jalon parcours de marche



Caractéristiques

- Matière PVC
- Résistant et léger
- Longueur 120 cm
- Vendu à l'unité

Ref. 1601-003

Jalon pour parcours de marche vendu à l'unité d'une longueur de 120 cm.

À combiner avec les cônes de parcours de marche pour créer votre espace de travail. Les jalons parcours de marche vous permettront de relier les cônes entre eux, symboliser des couloirs pour baliser des circuits au sol, etc.

Le parcours de marche permet au chien convalescent, âgé ou sportif, de travailler son développement musculaire, ses appuis, son agilité et améliorer les fonctions motrices.

Pensez aux packs de kinésithérapie !

4 packs de kinésithérapie contenant tout le nécessaire afin de répondre aux différents stades de rééducation fonctionnelle chez les animaux en post-opératoire, âgés, en surpoids ou en entraînement sportif.

Matériel pour débiter la kinésithérapie active, passive et instrumentale.

- Pack kinésithérapie standard
- Pack kinésithérapie électrothérapie
- Pack kinésithérapie premium
- Pack kinésithérapie premium plus

À retrouver page 41

L'orthopédie animale en quelques mots

Chaque attelle de la gamme Mikan répond à des besoins précis et apporte des solutions techniques à la fois efficaces et simples à mettre en place :

- Attelles souples, pour un maintien faible à modéré
- Attelles d'immobilisation pour éviter toute aggravation et faciliter la guérison
- Attelles spécifiques de soutien et de rééducation

Après une opération, un accident ou une blessure, en cas de traumatisme, de rhumatisme ou encore de tendinite ou de fracture, le port d'une attelle est indiqué par le vétérinaire pour contenir un membre ou une articulation. La diversité des cas mais aussi des anatomies, implique un large choix de tailles et de formes d'attelles en fonction du membre à immobiliser ou à soutenir.

Les attelles distribuées par Mikan s'adaptent à toutes les races et les tailles de chiens, y compris les chats. De plus, la rigidité, la matière et le système de fixation de l'attelle varient selon les produits, qui doivent être choisis en fonction du besoin de l'animal. La plupart des modèles nécessitent une prise de mesure et les conseils avisés d'un vétérinaire.

Tous les produits (attelles, harnais, minerves ...) sont à utiliser sous la stricte surveillance du vétérinaire ou du propriétaire.



Attelles souples :
maintien & protection

Les attelles souples en néoprène ou propylène offrent une stabilité et un soutien faible à modéré pour les animaux avec une blessure au membre antérieur ou postérieur, une articulation douloureuse ou touchée par l'arthrose.

La mise en place de l'attelle s'effectue facilement et au plus près de la patte grâce aux fermetures par Velcro.



Attelles immobilisantes :
efficacité & confort

Les orthèses immobilisantes sont indiquées en cas de lésion nerveuse ou articulaire, d'entorse, de fracture, d'hyperextension ou de section d'un tendon.

L'attelle rigide et le kit d'immobilisation, apportent un maintien fort, jusqu'à l'immobilisation complète, tout en respectant la morphologie de l'animal.



Attelles spécifiques :
soutien & rééducation

Les attelles d'aide et de soutien interviennent soit dans le cas de traumatisme ou de lésion locale au niveau de la patte en soutenant le membre, soit en assistance ou en dispositif de rééducation pour l'animal atteint d'une insuffisance musculaire ou de troubles neurologiques.

Type de soutien

Afin de faciliter la lecture des attelles, nous avons créé une jauge de soutien, vous donnant ainsi une indication rapide sur le type d'immobilisation possible avec l'attelle.



Prise de mesure

Les tableaux des prises de mesure des attelles sont notés dans le catalogue Mikan. Cependant, celles-ci évoluent constamment, rendez-vous sur notre site internet pour vérifier les mesures et avoir les dernières mises à jour.

Livre blanc Orthopédie
« Tout savoir sur les attelles »

Disponible sur notre site internet
www.pro.mikan-vet.com



Comment choisir la bonne attelle ?

	Jauge de soutien	Résistance	Renforts amovibles	Option	Patient			
					Âgé	Douleur	Post-op	Sportif
Gamme Thermo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			 Thermique	✓	✓		✓
Gamme Flex Sport	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				✓			✓
Gamme Flex X	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		✓ kit immobilisant		✓	✓	✓	
Gamme Balto	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		✓		✓	✓	✓	
Gamme Balto articulée	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			 ADM* réglable	✓	✓	✓	
Gamme Rigide	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10					✓	✓	

*ADM : amplitude de mouvement

Bonnes pratiques et conseils

+ Entretien des attelles

C'est une bonne habitude de vérifier l'attelle tous les jours. Il est également important de nettoyer chaque semaine les bandes Velcro, car elles attirent aisément les poils et la saleté.

Un entretien régulier de l'attelle garanti une meilleure guérison de votre patient et une longévité accrue du produit.

- Démontez les parties amovibles de l'attelle et la faire tremper pendant environ cinq minutes dans de l'eau savonneuse.
- Frotter à la main, vous pouvez utiliser délicatement un gant de toilette ou une brosse à dents si besoin
- Rincer l'attelle sous l'eau et la presser doucement pour s'assurer que toute la saleté et le savon soient éliminés.
- Sécher l'attelle à l'air libre et à plat.

Kit de nettoyage pour attelles

Nouveau

Contenu

- 1 brosse pour nettoyer les Velcros, sans altérer le tissu
- 1 rouleau anti-poils en silicone réutilisable et lavable
- 1 spray anti-odeurs parfum talc (125 ml)
- 1 mode d'emploi illustré avec des conseils d'entretien
- 1 pochette de rangement transparente



Ref. 2503-003

+ Les astuces pour les propriétaires

- **Évidemment, ne laissez pas l'animal mordre l'attelle !**
- Lors des 1ères utilisations, maintenir l'animal en laisse pour qu'il s'habitue à l'attelle et ne tente pas de la retirer.
- Les attelles doivent rester propres et sèches pour éviter que l'humidité ne repose contre la peau.
- Si l'attelle est mouillée, la sécher complètement avant de la réappliquer.
- Il est conseillé de vérifier quotidiennement les doigts de l'animal pour tout risque d'œdème. S'ils deviennent froids et / ou gonflés, il est possible que l'attelle soit trop serrée et gêne la micro-circulation. Il faudra alors la retirer.
- Si l'animal développe des irritations ou lésions sur la peau dans n'importe quelle zone en raison du frottement de l'attelle, vous devrez peut-être ajouter de la mousse adhésive pour un ajustement plus personnalisé ou du talc pour bébé dans la zone affectée.
- **Prévoyez jusqu'à deux semaines pour que votre patient s'adapte entièrement à l'attelle.**
- Mettre l'attelle pendant 30 minutes par jour, en augmentant de 30 minutes chaque jour par la suite, jusqu'à 12 heures.
- Récompensez régulièrement l'animal afin qu'il ait une expérience positive avec l'attelle.
- Consulter son vétérinaire pour obtenir des instructions précises sur le moment et la durée durant laquelle l'animal doit porter l'attelle.
- Inspecter l'animal pour des signes de frottement ou d'irritation de la peau. S'il y en a, contacter son vétérinaire.
- Retirer l'attelle lorsque l'animal dort la nuit.
- L'attelle ne doit pas être portée sans surveillance.

Légende

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible

Soutien léger

Soutien modéré

Soutien très fort

Soutien fort

Immobilisation totale

**Attelle du coude****Balto®**

Ref. 1806-009

p.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude****Dogleggs®**

Ref. 1003-001

p.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle immobilisante****radius Balto®**

Ref. 1806-015

p.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide****patte avant**

Ref. 5403-001

p.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carposplint Kit**

Ref. 2503-003

p.53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex X**

Ref. 2503-002

p.53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex sport**

Ref. 2503-001

p.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Thermo carpe****Back On Track®**

Ref. 0301-012

p.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle immobilisante****carpe Balto®**

Ref. 1806-014

p.54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Collier Bitenot®**

Ref. 1806-001

p.87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Minerve rigide****Balto®**

Ref. 1806-017

p.71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





Ceinture dorsale chauffante

Ref. 4703-003

p.72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Ceinture lombaire Back On Track®

Ref. 0301-003

p.71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Orthèse de hanche Balto®

Ref. 1806-016

p.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Genouillère Balto®

Ref. 1806-006

p.64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Attelle rigide patte arrière

Ref. 5403-002

p.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Attelle du tarse Balto®

Ref. 1806-011

p.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tarsoflex X Kit

Ref. 2503-009

p.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tarsoflex X

Ref. 2503-004

p.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Thermo Tarse Back On Track®

Ref. 0301-013

p.58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Attelle carpe et métatarse Balto®

Ref. 1806-007

p.54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kit Biko®

Ref. 0405-001

p.63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Attelle des releveurs Balto®

Ref. 1806-008

p.62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



**Collier Bitenot®**

Ref. 1806-001

p.87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Minerve rigide Balto®**

Ref. 1806-017

p.71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Ceinture lombaire Back On Track®**

Ref. 0301-003

p.71

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle de l'épaule Balto®**

Ref. 1806-010

p.57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle de l'épaule Dogleggs®**

Ref. 1003-002

p.57

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude Balto®**

Ref. 1806-009

p.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle du coude Dogleggs®**

Ref. 1003-001

p.56

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle rigide patte avant**

Ref. 5403-001

p.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle immobilisante radius Balto®**

Ref. 1806-015

p.55

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carposplint Kit**

Ref. 2503-003

p.53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex X**

Ref. 2503-002

p.53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Attelle immobilisante carpe Balto®**

Ref. 1806-014

p.54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Carpoflex sport**

Ref. 2503-001

p.52


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

**Thermo carpe Back On Track®**

Ref. 0301-012

p.52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





**Attelle de
cryothérapie
compressive**

Ref. 4601-001 p.66

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Genouillère
articulée Ligatek
Balto®**

Ref. 1806-020 p.65

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Attelle rigide
patte arrière**

Ref. 5403-002
p.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Attelle du tarse
articulée Flexor
Balto®**

Ref. 1806-021 p.61

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Attelle du tarse
Balto®**

Ref. 1806-011
p.60

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tarsoflex X Kit

Ref. 2503-009
p.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tarsoflex X

Ref. 2503-004
p.59

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Tarsoflex Sport

Ref. 2503-010
p.58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Thermo tarse
Back On Track®**

Ref. 0301-013
p.58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Kit Biko®

Ref. 0405-001
p.63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Orthèse de
hanche Balto®**

Ref. 1806-016
p.70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Genouillère
Balto®**

Ref. 1806-006
p.64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Bassards Balto®
Link®**

Ref. 1806-022
p.63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Attelle carpe et
métatarse Balto®**

Ref. 1806-007
p.54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



**Attelle des
releveurs Balto®**

Ref. 1806-008
p.62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Dorsiflex Assist

Ref. 2503-005
p.62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Thermo carpe Back On Track® - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible à léger

Attelle Back on Track® à base de fibre de céramique qui a la propriété de refléter la chaleur produite par le corps. Diminue les tensions musculaires et augmente la circulation sanguine améliorant le bien être de l'animal.

Recommandée pour les articulations fragilisées (suite à une opération, à cause de l'arthrite ou de blessures aux tendons / ligaments).

Indications

- Arthrite
- Suite à une opération
- Blessures aux tendons / ligaments
- Arthrose


Caractéristiques

- Matière 100% propylène avec fibre de céramique
- Maillage 3D respirant
- 2 fermetures Velcro
- Réfléchit la chaleur
- Simple d'utilisation
- Lavage machine (30°)



Ref. 0301-012

Accélère la guérison grâce à l'augmentation du flux sanguin qui permet l'élimination de l'inflammation



Prise de mesure

Mesurer la circonférence du métacarpe puis la hauteur à couvrir avec l'attelle.

	A. Circonférence métacarpe (cm)	B. Hauteur de l'attelle (cm)
XS	6 - 7	7
S	8 - 10	8,5
M	11 - 13	10
L	14 - 16	14
XL	17 - 21	18

Carpoflex sport - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible à léger

Dispositif idéal après un plâtre en prévention de nouvelles blessures ou en soutien du membre lors d'une activité physique (agility, promenade).

L'attelle est personnalisable, et permet de s'adapter à différentes anatomies. Si nécessaire, un trou peut être découpé pour exposer le coussinet carpien.

Indications

- Arthrite
- Blessures aux tendons
- Blessures ligaments
- Post-opératoire
- Post plâtre

Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Larges fermetures
- Lavable
- Peut être coupée pour raccourcir ou serrer



Ref. 2503-001


Attelle légère et souple idéale pour l'activité physique



Prise de mesure

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence de la patte à hauteur du coussinet carpien.

Ensuite mesurer la hauteur à couvrir sur la patte.



	A. Circonférence du carpe (cm)	B. Hauteur de l'attelle (cm)
Mini 1	4 à 6	5,5
Mini 2	5 à 7	6,5
Mini 3	6 à 7,5	7,5
XS	7,5 à 10	9
S	9,5 à 11,5	13
M	10 à 13,5	15
L	12,5 à 18	18

Carpoflex X - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

Dispositif idéal après l'enlèvement d'un plâtre ou résine en prévention de nouvelles blessures. L'attelle permet de réduire les hyperextensions et les déviations du carpe. L'attelle peut être découpée pour raccourcir la hauteur ou la largeur afin d'offrir un ajustement personnalisé.

La tension s'ajuste grâce aux bandes Velcro. En fonction de la position des bandes et de leur serrage sur le membre, le maintien sera plus ou moins fort.

Indications

- Arthrite
- Luxation du carpe
- Hyperextension
- Maladie dégénérative des articulations

Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Grandes fermetures
- Bande de support en nylon
- Lavable
- Peut être coupée pour raccourcir ou serrer




Ref. 2503-002

Attelle de maintien modéré avec renfort grâce aux bandes de support nylon

Prise de mesure

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence de la patte à hauteur du coussinet carpien. Ensuite mesurer la hauteur à couvrir sur la patte.



	A. Circonférence du carpe (cm)	B. Hauteur de l'attelle (cm)
Mini 1	4 à 6	5,5
Mini 2	5 à 7	6,5
Mini 3	6 à 7,5	7,5
XS	7,5 à 9,5	9
S	8 à 11,5	11,5
M	11,5 à 15	18
L	15 à 20,5	21,5
XL	18 à 23,5	24

Carposplint Kit - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation totale

Système qui offre une immobilisation complète du poignet grâce à l'utilisation de la feuille thermoplastique moulée à la forme de la patte et de l'attelle néoprène doublée.


En moins de 3 min, la feuille se rigidifie offrant une immobilisation complète du membre.

Indications

- Entorse du carpe
- Hyperextension du carpe
- Rupture des extenseurs ou section des fléchisseurs des doigts
- Arthrodèse (en post-opératoire)
- Fragilisation de l'extrémité distale du radius
- Lésion nerveuse : maintien du carpe en extension pour éviter la rétractation des fléchisseurs.

Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Rembourrage protection auto-adhésif
- Feuille thermoplastique : plus facile à travailler que la résine
- Possibilité de remodeler la feuille plusieurs fois en la réchauffant




Ref. 2503-003

Attelle évolutive en fonction des progrès thérapeutiques : immobilisation complète ou plus légère

Prise de mesure

Pour déterminer la taille, mesurer la circonférence de la patte à hauteur du coussinet carpien.

Ensuite mesurer la hauteur à couvrir sur la patte.



	A. Circonférence du carpe (cm)	B. Hauteur de l'attelle (cm)
XS	7,5 à 9,5	9
S	8,5 à 11	11,5
M	11 à 15	18
L	15 à 20,5	21,5
XL	18 à 23,5	24

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Attelle immobilisante du carpe Balto® - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation totale

Dispositif évolutif selon les besoins du patient. L'attelle est équipée de deux tiges latérales dotées de velcro qui permettent de positionner les renforts sur les zones fragilisées.

Une fois la période d'immobilisation passée, les tiges peuvent être retirées.

Idéale pour les patients âgés, en convalescence ou pour les animaux sportifs afin de réduire les risques de blessures.



Ref. 1806-014

Tiges latérales dotées de velcro qui permettent de positionner les renforts sur les zones fragilisées

Indications

- Arthrite
- Arthrose
- Entorse du carpe
- Hyperextension du carpe
- Rupture des extenseurs
- Section des fléchisseurs des doigts
- Lésion nerveuse

Caractéristiques

- Permet de prendre appui
- Facilite le traitement quotidien des plaies
- Réduit le coût standard de bandages et de plâtre
- Design léger qui augmente la tolérance de l'attelle

Conseils

Les 2 bords blancs ne doivent pas nécessairement être fermés autour de la patte jusqu'à se toucher, étant donné que la fermeture de l'attelle est déterminée par la/les bande(s) bleue(s), et l'action de soutien est permise grâce aux tiges de renfort.



Prise de mesure



	A. Circonférence métacarpe (cm)	Hauteur de l'attelle (cm)	Poids (kg)
XS	6	7	4 à 8
S	7,5	8	8 à 25
M	10,5	12	25 à 35
L	11,5	13	35 à 50
XL	13,5	16	> 50

Attelle métatarse et carpe Balto® - patte avant et arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Immobilisation forte à totale

L'attelle du carpe et métatarse Balto® pour chiens et chats est une orthèse idéale pour soutenir les articulations radio-carpienne, carpo-métacarpienne et tarse.

L'attelle moulée dans le tissu suit la forme de la patte arrière, stabilisant la zone affectée tout en permettant à l'animal de bouger librement.

Si besoin, le support métallique de l'attelle peut être travaillé afin de personnaliser l'angle sous le coussinet plantaire et l'adapter selon le patient ou le niveau de rééducation.



Ref. 1806-007

L'attelle s'adapte aussi bien sur le métatarse que le carpe pour le chien comme pour le chat

Indications

- Hyperextension / Hyperflexion
- Entorses ligamentaires
- Élongations
- Fractures mineures
- Pré ou post-opératoire

Caractéristiques

- Matériaux néoprène et tissu respirant et résistant à l'usure
- Soutien sous coussinet plantaire
- Barre de renfort arrière amovible
- Attaches Velcro
- Lavable

Conseils

Durant la période de maintien, ne pas laisser l'animal sans surveillance, car il pourrait retirer l'attelle en la mordant ou la grattant.

Utilisation en intérieur ou en extérieur avec une bottine de protection.



Prise de mesure

	Hauteur de l'attelle (cm)	Circonférence (cm) A (carpe) ou B (métatarse)	Poids (kg)
XXS	9,5	> 5	≤ 2
XS	13	> 7	2 à 7
S	16	> 9,5	7 à 15
M	22	> 11	15 à 30
L	30	> 14,5	> 30



Attelle rigide - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Immobilisation totale

L'attelle pour chiens et chats est positionnée sur l'arrière de la jambe de l'animal et peut être ajustée avec des bandes Velcro rembourrées qui sont fixées sur le devant de la jambe.

Immobilisation totale du membre jusque sous les doigts de l'animal.



Ref. 5403-001

Attelle rigide avec maintien complet jusque sous la patte

Indications

- Lésion nerveuse
- Fracture métacarpe
- Section des tendons extenseurs des doigts
- Arthrodèse du carpe
- Plaie de l'extrémité distale du membre

Caractéristiques


- Maintient la jambe
- Permet de prendre appui
- Facilite le traitement quotidien des plaies
- Réduit le coût standard de bandages et de plâtre
- Design léger
- Mousse adhésive avec bouclette coton fournie

Prise de mesure

A : mesurer de l'extrémité de l'orteil le plus long jusqu'à mi-chemin entre le carpe et le coude.

B : mesurer de l'extrémité de l'orteil le plus long jusqu'au dessus du coussinet carpien.

C : mesurer la largeur de la patte en traçant le contour sur une feuille de papier



	A. Hauteur totale de l'attelle (cm)	B. Hauteur jusqu'à la pointe du tarse (cm)	C. Largeur de la patte (indicatif, cm)	Longueur des doigts (indicatif, cm)
XXS	13,3	6,5	3,5	3,5
XS	19	10	4,8	5
S	22,4	13	5,7	5,2
M	24,5	14	5,9	5,5
L	26,9	16	7,1	7
XL	28,8	17	7,4	7,4

Attelle du radius Balto® - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation totale

Alternative aux plâtres ou aux bandages pour les traumatismes ou les fractures sur la patte avant, comprises entre radius-cubitus et radius-carpe. Système novateur et évolutif selon la récupération du patient.



Ref. 1806-015

Attelle évolutive via les renforts métalliques amovibles

Indications

- Fracture comprise entre le radius-cubitus et le radius-carpe
- Fragilisation lors de tumeurs
- Hyperextension/ Hyperflexion du carpe
- Arthrodèse
- Traumatismes


Caractéristiques

- Attelle évolutive
- Tissu respirant
- Attache avec bande Velcro
- Renforts métalliques avec bandes Velcros
- Lavable à la main
- Légère

Prise de mesure

A : mesurer à partir de la base du métacarpe, jusqu'à 2,5cm sous le coude.

Poids à titre indicatif.



	A. Hauteur totale de l'attelle (cm)	Poids (kg)
XS	8 à 10,5	5 à 10
S	11 à 14	10 à 15
M	14,5 à 18	15 à 25
L	18,5 à 21	25 à 45
XL	22 à 27	45 à 55
XXL	> 27	> 55

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Attelle du coude sur mesure

Dogleggs®



- patte avant -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

L'attelle du coude Dogleggs® est une protection ajustable conçue pour protéger l'articulation du coude des animaux. Elle est principalement utilisée pour traiter et prévenir les hygromas du coude.

Elle est aussi utilisée pour traiter les ulcères de décubitus, les plaies de pression, les callosités et l'arthrose du coude.



Ref. 1003-001

Offre un maintien du coude sans bloquer le mouvement

Indications

- Hygromas (préventif et curatif) et lésions cutanées
- Ulcères/ escarres décubitus
- Granulomes de léchage
- Dysplasie du coude
- Arthrose du coude
- Bandages post-opératoire
- Plaies, abrasions et incisions


Caractéristiques

- Attelle ajustable en 3 points
- Tissu respirant et extensible
- Brassard de coude 7 mm d'épaisseur
- Système d'attache rapide
- Lavable



Prise de mesure (confirmation taille à la commande)

1. Distance entre chaque coude en passant par-dessus le dos
2. Circonférence de chaque coude (pointe du coude)
3. Circonférence à environ 10 cm sous chaque coude
4. Hauteur du dessus de la patte jusqu'à la pointe de coude



Attelle du coude Balto®

- patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

La coudière Balto® est un système permettant de protéger les coudes en cas d'hygroma, de plaies, de callosités et de bursites.

L'effet compressif de la matière dont est composée l'attelle augmente la pression sanguine dans la zone et, par conséquent, la température, réduisant ainsi la douleur provoquée par les pathologies.

L'attelle est très simple à ajuster selon les besoins du patient (réglage de la tension au niveau de l'articulation et sur le haut du dos).



Ref. 1806-009


Mise en place simple pour les propriétaires

Indications

- Hygromas (préventif et curatif)
- Ulcères/ escarres décubitus
- Granulomes de léchage
- Dysplasie du coude
- Arthrose du coude
- Lésions cutanées
- Bandages post-opératoire
- Plaies, abrasions, incisions

Caractéristiques

- Matériaux néoprène
- Attache Velcro
- Facilement ajustable
- 2 coussins de rechange
- Tissu respirant
- Résistance à l'usure
- Lavable



Prise de mesure

	Longueur entre les 2 coudes en passant au dessus du dos (cm)	Poids (kg)
S	à partir de 31	4 à 11
M	à partir de 48	11 à 19
L	à partir de 61	19 à 45
XL	à partir de 78	> 45

Attelle épaule sur-mesure Dogleggs® - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien fort à immobilisation forte

L'attelle d'épaule Dogleggs® empêche l'abduction des membres antérieurs et limite l'extension et la flexion de l'épaule de l'animal. L'extension limitée est le résultat d'une démarche légèrement raccourcie lorsque l'animal se déplace.



Ref. 1003-002

Attelle de soutien fort avec renfort grâce aux bandes de support nylon

Indications

- Gestion conservatrice ou post-opératoire
- Luxation, instabilité de l'épaule, certaines fractures scapulaires
- Syndrome du chiot nageur

Caractéristiques

- Attelle ajustable en 4 points
- Tissu très respirant et extensible
- Brassard du coude 7 mm d'épaisseur
- Système d'attache rapide
- Lavable


Elle permet de travailler en rééducation afin de réduire l'atrophie musculaire. Le système peut être porté en continu pendant plusieurs semaines.

Cette attelle offre quatre réglages possibles : sur le dos, autour de chaque coude, en-dessous du coude et entre les pattes. La sangle de poitrine relie les deux manchons pour un maintien optimal.



Prise de mesure (confirmation taille à la commande)

1. Distance entre chaque coude en passant par-dessus le dos
2. Circonférence de chaque coude (pointe du coude)
3. Circonférence à environ 10 cm sous chaque coude
4. Hauteur du dessus de la patte jusqu'à la pointe de coude



Attelle de l'épaule Balto® - patte avant -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation quasi totale

L'attelle de l'épaule est conçue pour limiter l'abduction totale de l'épaule de l'animal.

Le système fonctionne en comprimant les deux épaules, limitant ainsi l'amplitude de mouvement.

L'attelle s'utilise soit en cas de problèmes légers (ex. inflammations) soit en cas de pathologies de l'épaule, pour lesquelles il est nécessaire de limiter l'abduction et le mouvement de l'articulation.



Ref. 1806-010

Réglage simplifié par attaches Velcro

Indications

- Instabilité de l'épaule
- Dysplasie
- Laxité
- Luxation
- Inflammation

Caractéristiques

- Matériaux néoprène et tissu
- Réglage par attaches Velcro
- Adaptabilité
- Tissu respirant
- Résistance à l'usure
- Lavable

Elle est également utilisée en post-opératoire pour favoriser une récupération progressive.


Le système se compose de deux manchons situés au niveau des coudes reliés au dispositif de compression sur les épaules; le tout stabilisé devant le poitrail et au-dessus du dos par des sangles ajustables Velcro.



Prise de mesure

- Hauteur A : du haut de l'épaule (scapula) au coude
- B : Circonférence du coude (à titre indicatif)

	Hauteur A (cm)	Circonférence B (indicatif, cm)	Poids (kg)
XS	14	10 à 18	5 à 10
S	20	15 à 23	10 à 19
M	29	17 à 25	20 à 49
L	35	39 à 43	50 à 80



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort

Thermo tarse Back On Track® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible à léger

Attelle à base de fibre de céramique qui a la propriété de refléter la chaleur produite par le corps. Diminue les tensions musculaires et augmente la circulation sanguine améliorant le bien être de l'animal.

Recommandée pour les articulations fragilisées (suite à une opération, à cause de l'arthrite ou de blessures aux tendons /ligaments).



Ref. 0301-013

Attelle de maintien avec effet thermique associé

Indications

- Post-opératoire
- Arthrite
- Arthrose
- Blessures ligaments / tendons


Caractéristiques

- Réfléchit la chaleur
- Simple d'utilisation
- Matière 100% propylène avec fibre de céramique
- 4 fermetures Velcro
- Lavage machine (30°)
- Maillage 3D respirant



Prise de mesure

Mesurer la circonférence du métatarse puis la hauteur à couvrir avec l'attelle.



	A. Circonférence métatarse (cm)	B. Hauteur de l'attelle (cm)
XS	5 - 6	9
S	7 - 8	14
M	9 - 11	18
L	12 - 15	20
XL	15 - 17	22

Tarsoflex sport - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien faible à léger

La Tarsoflex Sport est indiquée en soutien du membre lors d'une activité physique (agility, chasse, promenade).

Elle soulage les articulations douloureuses ou arthrosiques et permet de réduire les risques d'entorse ou de foulure.

C'est un dispositif idéal après l'enlèvement d'un plâtre en prévention de nouvelles blessures.

Le néoprène ne s'effiloche pas lorsqu'il est coupé. Les sangles extérieures sont faites d'élastiques et de nylon et procurent un ajustement extensible.

Ces sangles peuvent également être coupées si elles sont trop longues.

L'attelle est lavable et facile à entretenir.



Ref. 2503-010


Peut être découpée pour s'ajuster à la morphologie

Indications

- Arthrite légère
- Entorse
- Foulure
- Faiblesses du membre
- Instabilité légère
- Post-opératoire
- Post plâtre

Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermeture Velcro
- Large fermeture
- Couleur : selon la taille
- Peut être coupée pour raccourcir ou serrer
- Lavable



Prise de mesure

A. et B. Mesurer les hauteurs au-dessus et en dessous de l'articulation du tarse (pointe du jarret).

C. Puis la circonférence de l'articulation du tarse (pointe du jarret).

	Mesure A (cm)	Mesure B (cm)	Circonférence C (cm)
S	5 à 8	2,5 à 5	10 à 19
M	7,5 à 12,5	5 à 10	13 à 20,5
L	10 à 15	10 à 13	15 à 23

Tarsoflex X - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

L'attelle Tarsoflex X stabilise le ou les membre(s) postérieur(s) et offre un soutien de type modéré.

Elle est recommandée en cas de douleurs articulaires, luxation, hyper extension, section des tendons, protection de plaies.

La tension s'ajuste grâce aux bandes Velcro fournies avec l'attelle. En fonction de la position des bandes (verticale, horizontale ...) et de leur serrage sur le membre, le maintien sera plus ou moins fort.

Elle peut être utilisée comme support de transition après le retrait du plâtre ou du bandage post-opératoire ainsi que lors d'activités légères à modérées.

Le néoprène et les sangles peuvent être coupés pour un meilleur ajustement.



Ref. 2503-004

Kit immobilisant - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation totale

Le kit immobilisant apporte un soutien fort supplémentaire à une attelle.

Il permet une immobilisation de l'articulation grâce à l'utilisation de la feuille thermoplastique qui prend la forme du membre après avoir été chauffée.

Ce dispositif permet de faire évoluer une attelle selon les progrès de l'animal en passant d'un soutien léger / modéré à une attelle immobilisante.

Le kit comporte la plaque thermoformable, une mousse à bouclettes coton, une sangle Velcro de 50 cm (à découper selon les besoins) et 4 sangles Velcros auto-collantes.



Ref. 2503-009


Attelle de maintien modéré avec renfort possible

Indications

- Arthrite
- Plaie du jarret
- Luxation du tarse
- Hyperextension
- Section des tendons, muscles fléchisseurs du jarret

Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Rembourrage de protection auto adhésif
- Bande de renfort en nylon individuelle
- Peut être coupée pour raccourcir ou serrer



Prise de mesure

A. et B. Mesurer les hauteurs au-dessus et en dessous de l'articulation du tarse (pointe du jarret).

C. Puis la circonférence de l'articulation du tarse (pointe du jarret).

	Mesure A (cm)	Mesure B (cm)	Circonférence C (cm)
XS	2,5 à 5	2,5 à 5	7,5 à 13
S	5 à 8	2,5 à 5	10 à 19
M	7,5 à 12,5	5 à 10	13 à 20,5
L	10 à 15	10 à 13	15 à 23
XL	13 à 18	10 à 15,5	18 à 30,5

Ce kit s'adapte sur les attelles Tarsoflex X et CarpoFlex X

Indications

- Entorse
- Hyperextension
- Rupture des extenseurs ou section des fléchisseurs
- Arthrodèse (contention post-opératoire)
- Lésion nerveuse

Caractéristiques

- Feuille thermoplastique : plus agréable à travailler que la résine
- Possibilité de remodeler la feuille plusieurs fois avec de l'eau bouillante
- Peut être coupée



Compatibilité

CarpoFlex X



Tarsoflex X



Kit immobilisant uniquement - attelle vendue séparément.

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Attelle du tarse Balto® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation totale

L'attelle orthopédique du tarse est la solution idéale pour la prise en charge des lésions du jarret, causant des symptômes tels que des douleurs, des boiteries ou des déficits du mouvement.

Utilisée sans les tiges métalliques de renfort, elle s'avère utile en cas d'arthrite ou d'arthrose : l'effet compressif augmente la pression sanguine dans la zone du jarret et, par conséquent, la température.

Cela réduit ainsi la douleur provoquée par les pathologies.

L'attelle est conçue avec trois poches pour l'insertion de deux tiges latérales rigides et d'une tige avant réglable.

Les trois tiges sont amovibles et offrent un soutien de léger jusqu'à une immobilisation complète de l'articulation.



Ref. 1806-011


Attelle évolutive avec renforts métalliques amovibles

Indications

- Entorse
- Hyperextension
- Rupture des extenseurs ou section des fléchisseurs
- Arthrodèse (contention complémentaire en post-opératoire)
- Lésion nerveuse : maintien du tarse
- Arthrose et arthrite

Caractéristiques

- Matériaux tissu respirant
- Attaches Velcro
- Maintien ajustable via les barres de renfort
- Résistance à l'usure
- Lavable



Prise de mesure

	A. Hauteur (cm)	B. Circonférence au dessus du tarse (cm)	C. Circonférence sous le tarse (cm)	Poids (kg)
XXS	11	9 à 11	7 à 8	2 à 5
XS	14	11 à 14	8 à 10	5 à 8
S	16,5	13 à 16	9,5 à 12	8 à 25
M	18	14 à 17	12 à 15	25 à 35
L	19,5	15,5 à 20	13 à 18	35 à 50
XL	21	17 à 22	14 à 19	> 50

Attelle rigide - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Immobilisation totale

L'attelle rigide assurera l'immobilisation complète du tarse et des doigts.

L'attelle peut être ajustée avec les bandes Velcro rembourrées qui sont fixées sur le devant de la patte.

L'intérieur de l'attelle est composée d'un rembourrage pour maintenir la patte sécurisée et confortable.

Sa composition à base de polypropylène lui confère une immobilisation totale du membre jusque sous les doigts de l'animal.



Ref. 5403-002


Attelle rigide avec maintien complet jusque sous la patte

Indications

- Lésion nerveuse
- Fracture phalange
- Section des tendons extenseurs des doigts
- Arthrodèse du tarse
- Plaie de l'extrémité distale du membre

Caractéristiques

- Maintient la jambe
- Permet de prendre appui
- Facilite le traitement quotidien des plaies
- Réduit le coût standard de bandages et plâtres
- Design léger
- Mousse adhésive avec bouclette coton fournie



Prise de mesure

A : mesurer à partir de l'extrémité de l'orteil le plus long jusqu'à mi-chemin entre le tarse et le genou.

B : mesurer à partir de l'extrémité de l'orteil le plus long jusqu'à la pointe du tarse.

C : mesurer la largeur de la patte.

	A. Hauteur totale de l'attelle (cm)	B. Hauteur jusqu'à la pointe du tarse (cm)	C. Largeur de la patte (indicatif, cm)	Longueur des doigts (indicatif, cm)
XXS	15,1	11	3,2	3,5
XS	22,7	15,5	4,7	5
S	24	16,5	5,6	6,3
M	28,6	20	6,5	7
L	34,7	23,2	6,9	7
XL	40,6	27	7,8	7

Attelle du tarse articulée Balto Flexor® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien fort à immobilisation totale

L'attelle du tarse articulée pour chien Balto® Flexor® a été soigneusement développée afin de stabiliser l'articulation du tarse en post-opératoire, en cas de traumatismes ou lors du processus de rééducation.

Grâce au système articulé, l'utilisateur peut contrôler l'A.D.M. (amplitude de mouvement) et verrouiller l'articulation du tarse en immobilisation totale ou en degrés contrôlés de flexion-extension.

L'attelle est également ajustable en largeur (grâce aux sangles modifiables) et ajustable en longueur. Les brassards des parties supérieures et inférieures peuvent être allongés ou raccourcis pour assurer un parfait ajustement autour de la patte.

Indications post-opératoire

- Tendinopathie du tendon calcanéen commun
- Tendinopathie du ligament collatéral médial et latéral et du ligament plantaire long
- Subluxation ou luxation de l'articulation du tarse
- Chirurgie de reconstruction nécessitant une rééducation progressive de la flexion-extension du tarse
- Blessure et/ou rupture du tendon d'Achille
- Instabilité du tarse

Indications sans chirurgie

- Lésions ligamentaires
- Laxité
- Troubles neurologiques (hyperflexion ou hyperextension)
- Instabilité générale de l'articulation tarsienne



Ref. 1806-021

L'attelle est donc très polyvalente et permet de répondre aux différents besoins de l'animal

Caractéristiques


- Matériaux néoprène, tissu et inox pour un meilleur confort sur les patients
- Barres de renfort latérales réglables pour limiter l'amplitude en flexion, extension ou pour une immobilisation totale
- Réglage en hauteur des 2 brassards pour une adaptation selon la morphologie de l'animal
- Attaches Velcro pour adapter le serrage selon la circonférence du membre
- Réglage simple via une clef allen et des conseils d'utilisation fournis avec l'attelle
- Lavable à la main



Prise de mesure

À l'aide d'un mètre ruban, mesurer la distance entre le centre du tarse **A** et la base du métatarse **B**.

	Distance H entre A et B (cm)	Poids (en kg, à titre indicatif)
XS / S	8 à 10	10 à 15
M / L	10 à 14	15 à 45
XL / XXL	14 à 18	> 45



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort

Attelle des releveurs Balto® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

Ce dispositif orthopédique est recommandé pour les pathologies neurologiques qui causent de graves déficits proprioceptifs empêchant l'animal de poser normalement sa patte sur le sol, ayant alors tendance à s'appuyer sur le dos de la patte.

S'utilise à la suite de lésions du nerf sciatique (suite à une fracture du bassin ou du fémur), afin de réduire les risques de rétrécissement des tendons fléchisseurs du pied.

L'attelle peut être indiquée pour prévenir le mauvais appui du membre; une stimulation continue et correcte des nerfs proprioceptifs, même pendant la promenade; un étirement constant des doigts de pied et donc des tendons fléchisseurs des doigts, évitant ainsi leur rétrécissement.



Ref. 1806-008

Contient un renfort à appliquer dans les cas d'hyperflexion permettant une meilleure ouverture des phalanges

Indications


- Myélopathie dégénérative
- Traumatisme rachidien
- Maladie du disque intervertébral
- Néoplasie
- Embolie fibrocartilagineuse
- Complication chirurgicale

Caractéristiques

- Matériaux néoprène et tissu
- Renfort fourni pour les phalanges
- Réglage de la tension possible
- Attache Velcro
- Tissu respirant
- Résistance à l'usure
- Lavable



Prise de mesure



	Circonférence au dessus du tarse à partir de (cm)	Poids (Kg)
XXS	6	2 à 4
XS	7,5	5 à 10
S	8,5	10 à 20
M	10	20 à 40
L	12,5	> à 40

Attelle Dorsiflex Assist - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

L'attelle peut être utilisée comme une aide à la mobilité pour les membres instables ou faibles.

La Dorsiflex Assist est indiquée en cas de troubles neurologiques proprioceptifs ou lors de traumatismes au niveau des tendons.

L'attelle Dorsiflex Assist va aider au mouvement de flexion-extension tout en soutenant le membre.

Réduit les glissades et la marche sur le dos de la patte. Peut être combinée à l'attelle Tarsoflex X.



Ref. 2503-005

Système unique aidant au mouvement de flexion extension tout en protégeant la patte

Indications



- Lésion nerveuse
- Rétractation des fléchisseurs des doigts
- Traumatismes au niveau des tendons (syndrome « Queue de cheval »)

Caractéristiques

- Tissu respirant et antidérapant
- Matière néoprène
- N'immobilise pas l'articulation
- Mise en place facile
- Fermeture Velcro
- Simple d'entretien
- Léger et solide

Prise de mesure

- Tracer le contour de la patte sur une feuille de papier (en position debout).
- Mesurer la longueur et la largeur directement sur la feuille.
- Mesurer la circonférence au dessus du tarse.



	A. Largeur patte (cm)	B. Longueur patte (cm)	C. Circonférence tarse (cm)	D. Circonférence patte (cm)
XXS	5	6,5	≤ 11	7,5
XS	5,5	7	≤ 13	10
S	6,5	7,5	≤ 14,5	14,5
M	7	9	≤ 17,5	17
L	7,5	9,5	≤ 19,5	17
XL	9	11	≤ 22	19

Brassards Balto Link

Nouveau - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

Les brassards Balto Link sont conçus pour contrôler et stabiliser l'écartement des membres postérieurs chez le chien.

Ils limitent les mouvements d'abduction excessifs (pattes arrière qui "partent sur les côtés") et favorisent un alignement physiologique des membres pelviens.

Le contrôle mécanique doux exercé par la sangle aide le chien à réapprendre un positionnement correct, tout en maintenant une amplitude articulaire fonctionnelle.

L'attelle Balto Link s'intègre dans une démarche de physiothérapie et de rééducation fonctionnelle, sous supervision vétérinaire.



Ref. 1806-022



Dispositif anti-écart unique permettant de corriger la position des pattes arrière.

Indications

- Syndrome du chiot nageur (ou "syndrome du bébé nageur")
- Troubles neurologiques
- Chirurgie orthopédique
- Faiblesse musculaire des pattes arrière

Caractéristiques

- Tissu respirant,
- Fibre d'argent antibactérienne
- Réglage précis par bandes Velcro
- Matériaux légers et résistants
- Lavable à la main



Prise de mesure



	Poids (Kg)	Circonférence au dessus du tarse (cm, indicatif)
S	4 à 12	9 à 12
M	13 à 22	10 à 15
L	23 à 45	11 à 19
XL	46 à 60	12 à 20
XXL	60 à 100	15 à 26

Dispositif d'assistance Biko®

- patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à fort

Mécanisme de soutien, en tirant le pied vers l'avant, qui l'empêche de glisser latéralement ou vers l'arrière et aide l'animal à marcher ou à tourner.

Ce dispositif encourage l'utilisation des membres, diminue les abrasions sur les pattes.

La résistance apportée par les élastiques contribue à augmenter la force et le tonus musculaire, en particulier pour les muscles abducteurs des postérieurs extenseurs.



Kit Biko® Ref. 0405-001
Brassards Ref. 0405-002
Élastiques Ref. 0405-003

Élastiques

- 2 paires d'élastiques avec des résistances différentes
 - n°1 légère à modérée
 - n°2 élevée
- 1 paire de sangle d'extension

Sangles

- 1 paire de brassard métatarse


Évolution de la résistance des élastiques selon les progrès thérapeutiques. Vendu en kit ou séparément

Indications

- Arthrose
- Dysplasie de la hanche
- Myélopathie dégénérative
- Syndrome de Wobbler
- Ataxie cérébelleuse
- Maladie des disques intervertébraux
- Embolie fibrocartilagineuse
- Rupture des ligaments croisés (8 semaines après la chirurgie)
- Atrophie due à l'inactivité / obésité
- Maladie lombo-sacrée
- Luxation de la rotule

Prise de mesure

- Équiper l'animal d'un harnais avec une attache métallique sur le dos (non fourni).
- S'assurer que l'animal est dans sa position physiologique. La hanche et les membres postérieurs dans le même axe d'équilibre.
- Choisir la taille de l'élastique
- Choisir la taille du brassard



Taille élastique	A. Longueur (cm)
1	40 à 45
2	46 à 51
3	52 à 59
4	60 à 67
5	68 à 75
6	76 à 82
7	83 à 90

Taille brassard	B. Circonférence (cm)
1	5 à 7
2	7 à 10
3	10 à 13
4	13 à 18

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Genouillère Balto® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation quasi-totale

La genouillère pour chien et chat Balto® est une orthèse idéale pour les lésions des ligaments croisés et les luxations du genou, des pathologies de l'articulation comme l'arthrite ou l'arthrose.

Elle est aussi utilisée pour la récupération post-chirurgicale et le soutien controlatéral. La genouillère est utile pour les cas où la chirurgie n'est pas conseillée.

L'orthèse est munie de deux encoches contenant des tiges métalliques qui aident à restreindre le mouvement du genou lorsque c'est nécessaire. Une bande abdominale assure la bonne stabilité de l'orthèse sur l'animal. Si elle est fixée sur un chien mâle, la bande doit passer devant le pénis pour ne pas comprimer l'urètre.

Peut aussi être utilisée sans les tiges métalliques, comme soutien pour aider contre l'arthrite et l'arthrose. En effet la pression que fournit l'orthèse augmente la tension artérielle ce qui rehausse la température corporelle de l'animal et réduit la douleur.



Ref. 1806-006

Indications

- Pré/post-opératoire
- Rupture ligament croisé
- Entorses / foulure genou
- Boiterie
- Arthrose / Arthrite

Caractéristiques

- Matériaux néoprène et tissu
- Barres de renfort amovibles
- Attaches Velcro
- Tissu respirant et résistance à l'usure
- Lavable à la main

Possibilité de retirer les renforts métalliques pour s'adapter à l'évolution de la rééducation
Attelle qui s'adapte aussi bien aux petites tailles de chiens et chats qu'aux grands chiens

Vidéo de présentation

Retrouvez les vidéos de présentation, prise de mesure et mise en place sur notre site web !



Scannez



Cliquez



Option


Double genouillère pour un maintien controlatéral



Prise de mesure

- Mesure **H** : distance entre la mesure A et B
- Mesure **A** : circonférence de la cuisse juste au dessus du genou
- Mesure **B** : circonférence de la patte, au-dessus de la pointe du jarret

	Hauteur H (cm)	Circonférence A (cm)	Circonférence B (cm)
XXS	8	8 à 13	3 à 5
XS	10	16 à 18	5 à 7
S	15	21 à 25	8 à 15
M	18	26 à 31	10 à 16
L	22	29 à 34	12 à 18
XL	25	36 à 45,7	17,8 à 22,8



Genouillère articulée Balto Ligatek®

- patte arrière -

Sur prescription vétérinaire



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation totale

La genouillère articulée pour chien Balto® Ligatek® a été soigneusement développée afin de stabiliser l'articulation du genou en post-opératoire, en cas de traumatismes ou lors du processus de rééducation.

Grâce au système articulé, l'utilisateur peut contrôler l'A.D.M. (amplitude de mouvement) et verrouiller le genou en immobilisation totale ou en degrés contrôlés de flexion-extension.

La genouillère est également ajustable en largeur (grâce aux sangles modifiables) et ajustable en longueur. Le rembourrage des parties supérieures et inférieures peut être allongé ou raccourci pour assurer un parfait ajustement autour de la jambe.

Indications post-opératoire

- Déficit du ligament croisé crânien-caudal (TPLO, interventions chirurgicales TTA)
- Interventions chirurgicales de la rotule (sulcoplasties, transposition de la tubérosité tibiale, fracture)
- Technique extra-capsulaire

Indications sans chirurgie

- Lésion et/ou déchirure du ligament croisé crânien et caudal
- Déficit des ligaments collatéraux
- Luxation de la rotule
- Synthèse du tendon rotulien

Caractéristiques

- Matériaux néoprène, tissu et inox
- Amplitude de flexion/extension réglable ou immobilisation totale
- Réglage en hauteur des 2 brassards pour une adaptation à la morphologie de l'animal
- Attaches Velcro pour le serrage
- Réglage simple via une clef Allen, conseils d'utilisation fournis avec l'attelle
- Lavable à la main

Ref. 1806-020



L'attelle est donc très polyvalente et permet de répondre aux différents besoins de l'animal - sur prescription vétérinaire uniquement

Vidéo de présentation

Retrouvez les vidéos de présentation, prise de mesure et mise en place sur notre site web !



Scannez


Cliquez



Prise de mesure

- Mesure **A** : mesurer la circonférence de la cuisse du chien à mi-chemin entre l'aîne et le genou.
- Mesure **B** : mesurer la circonférence de la patte du chien à mi-chemin entre le genou et le jarret.
- Mesure **H** : mesurer la distance entre le genou et la partie basse du jarret.

	A.	B.	H.
	Circonférence cuisse (cm)	Circonférence jarret (cm)	Hauteur (cm)
S	21 à 25	8 à 15	11 à 14
M	26 à 31	10 à 16	14 à 18
L	29 à 34	12 à 18	15 à 21
XL	36 à 45,7	17,8 à 22,8	16 à 23



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort

Attelle de cryothérapie compressive - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation quasi-totale

L'attelle de cryothérapie compressive chez l'animal est une solution innovante au service des vétérinaires.

La cryothérapie a pour effet de réduire le calibre des vaisseaux (vasoconstriction), d'aider à résorber les œdèmes et de soulager la douleur rapidement. La compression agit sur l'œdème, le limitant et le diminuant. Enfin, la combinaison des deux renforce leurs effets respectifs.

Cette technique de soin est régulièrement utilisée en post-opératoire sur les chirurgies ostéo-articulaires mais aussi pour les crises douloureuses chez les animaux âgés.

Son utilisation réduit fortement les besoins en traitements médicamenteux, facilite la rééducation et assure un retour à la mobilité du patient plus rapide.

Indications

- Entorses
- Post-op ligaments croisés
- Contractures musculaires
- Déchirures musculaires
- Rhumatismes inflammatoires
- Rééducation

Caractéristiques

- Froid compressif immédiat
- Soulagement rapide
- Efficacité thérapeutique prouvée de la cryothérapie et la compression
- Répartition homogène de la compression
- Pompe amovible pour laisser l'autonomie de mouvement
- Diminution des médicaments
- Attelle ergonomique
- Lavable
- 3 tailles disponibles



Ref. 4601-001

Vidéo de présentation




Scannez

Cliquez




Une mise en place pratique et simple du traitement



Prise de mesure

- Mesure A : circonférence de la cuisse
- Hauteur : indique la hauteur de l'attelle
- Le poids est donné à titre indicatif, le plus important étant les mesures de la cuisse.

	A. Tour de cuisse (cm)	Hauteur (cm)	Estimation poids (kg)
S	29	26	15 à 25
M	31	28	25 à 35
L	35	30	35 à 50



Jersey tubulaire coton

Le jersey tubulaire sert d'interface entre la peau du patient et l'attelle, afin de diminuer les effets négatifs de la macération et limiter les infections.

Caractéristiques

- Matière : coton
- Diamètre : 3 ou 5 ou 10 cm
- Épaisseur : 3 mm
- Longueur : 1 ou 3 m



Ref. 3001-005

Mousse adhésive avec bouclette coton

La mousse adhésive avec coton s'utilise à l'intérieur d'une attelle afin de réduire les zones de frottement, limiter les points d'appui douloureux ou donner plus de soutien sur une partie voire la totalité du membre.

Caractéristiques

- Épaisseur 5 mm
- Face avec coton
- Face avec adhésif
- 2 tailles disponibles
 - 10 x 30 cm
 - 20 x 30 cm



Ref. 3001-006

Feuille thermoplastique

La plaque peut être modelée et re-modelée à volonté simplement en plaçant le produit dans de l'eau chaude.

Le thérapeute peut contrôler facilement l'état du membre de son patient puis replacer la feuille thermoplastique en quelques minutes seulement.

Caractéristiques

- CarpoFlex X ou TarsoFlex X
- 2 tailles disponibles
 - 15 x 30 cm
 - 45 x 60 cm



Ref. 3001-001

Néoprène

Le thérapeute réalise lui-même la forme et la taille de l'attelle selon la zone à couvrir, proposant ainsi un produit sur-mesure pour son patient. Le néoprène est très facile à découper.



Ref. 4001-001

Caractéristiques

- Épaisseur 3 mm
- Revêtement nylon bleu
- 3 tailles disponibles
 - 15 x 30 cm
 - 30 x 40 cm
 - 60 x 80 cm



Ref. 3001-007

Caractéristiques

- Épaisseur 5mm
- Revêtement nylon noir
- 3 tailles disponibles
 - 15 x 30 cm
 - 15 x 40 cm
 - 30 x 40 cm

Bande auto-agrippante dos à dos

La bande auto-agrippante dos à dos a la particularité de s'accrocher sur elle-même. Elle est utilisée en médecine vétérinaire pour serrer les attelles sur le membre du patient et régler plus facilement la tension.

Caractéristiques

- Longueur 1 m
- Largeur 25 mm
- Double face auto-agrippante
- Facile à découper



Ref. 3001-002

Bande auto-agrippante avec adhésif

La bande auto-agrippante avec adhésif est un accessoire idéal pour la conception d'attelle nécessitant la pose de feuille thermoplastique. La face auto-agrippante s'accroche directement sur l'attelle, tandis que la face adhésive viendra se coller sur la feuille thermoplastique, assurant ainsi une stabilité complète du système.

Caractéristiques

- Longueur 1 m
- Largeur 25 mm
- Face adhésive
- Face auto-agrippante
- Facile à découper



Ref. 3001-003

Mousse à mémoire de forme

Ce type de mousse est préconisé contre les escarres et les points d'appui douloureux. Elle se place à l'intérieur de l'attelle pour réduire les frottements et limiter les effets de pression sur une zone douloureuse. Elle s'adapte à la morphologie du membre et en épouse les contours.

Caractéristiques

- Densité 50 kg/m³
- Épaisseur 1 ou 2 cm
- 2 tailles disponibles
 - 20 x 30 cm
 - 50 x 60 cm



Ref. 3001-004

Goniomètre

Utilisé pour déterminer l'amplitude de mouvement sur les articulations des animaux. Goniomètre de qualité professionnelle très facile à lire. Les mesures sont inscrites en cm et affichent clairement les degrés. Système robuste et léger idéal en clinique ou sur le terrain, conçu en deux parties.

Caractéristiques

- Longueur plié : 18 cm
- Longueur déplié : 35 cm
- Largeur : 4 cm
- Mesure à 360°
- Graduations affichées : degré, longueur, largeur, dispersion



Ref. 3201-001

Attelles sur mesure articulées 3D Wimba® - patte avant et arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation totale

Nouvelle solution orthopédique destinée aux vétérinaires recherchant un soutien sur mesure d'une ou plusieurs articulations, avec la possibilité de contrôler l'amplitude de mouvement du membre selon les besoins de son patient.

Attelle sur mesure imprimée en 3D, utilisant une nouvelle technique de prise de mesure rapide et une application smartphone spécialisée !

Les avantages des attelles sur mesure articulées Wimba®

- Impression 3D sur-mesure
- Matériaux optimisés : 4 fois plus léger, étanche et facile à nettoyer
- Installation rapide et facile
- Amplitude de mouvement réglable
- Prise de mesure simple et fiable
- Adaptabilité parfaite à l'animal
- Temps de production court (réception sous 10 jours)

Wimba® révolutionne le marché de l'orthopédie vétérinaire avec des attelles sur mesure à amplitude de mouvement modulable, avec une prise de mesure par smartphone rapide et une impression 3D avec un composite 4 fois plus léger.




Coude



Prothèse



Genou
Ref. 5111-003



Genou et tarse
Ref. 5111-003



Carpe
Ref. 5111-001



Tarse
Ref. 5111-002

Une prise de mesure rapide et simple avec WimbaScan®

- Prise de mesure en 15 minutes
- Directement avec votre smartphone
- Enregistrement sur l'application
- Simple, fiable et pratique



Vidéo de présentation

Retrouvez les vidéos sur notre site !



Cliquez

Scannez



Une application pour suivre vos patients et vos commandes

- Choisissez l'attelle pour votre patient
- Créez votre fiche patient/ propriétaire
- Effectuez la prise de mesure avec le scan
- Passez votre commande et suivez la livraison



Kit attelle sur mesure Mikan® - patte avant et arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien modéré à immobilisation totale

Ce kit complet permet de concevoir facilement des attelles sur-mesure, adaptées aux besoins et à la morphologie de chaque patient. Idéal pour les cliniques vétérinaires et les cabinets spécialisés, il répond aux exigences de confort, de maintien et de personnalisation indispensables à une prise en charge orthopédique efficace.

Pourquoi choisir ce kit ?

- **Adaptabilité** : convient à différents gabarits et pathologies animales.
- **Praticité** : tous les matériaux essentiels réunis dans un seul kit.
- **Confort animal** : des matériaux de qualité pour limiter les frottements et les irritations.
- **Gain de temps** : fabrication rapide et sur mesure directement en clinique.
- **Professionalisme** : résultat fiable, esthétique et efficace, valorisant la prise en charge orthopédique du vétérinaire.

Ce kit vous permet de créer des attelles offrant un niveau de maintien modulable, de 4 à 10/10, en fonction des besoins thérapeutiques, du type de blessure, pour toutes les tailles d'animaux !



Le rôle de chaque composant :

- **Néoprène** : ce matériau souple, résistant et légèrement extensible est parfait pour créer une base confortable et protectrice. Il épouse la forme du membre traité et amortit les chocs. Sa surface permet également une bonne adhérence avec les systèmes de fermeture type velcro.
- **Plaque thermoformable** : chauffée puis modelée, cette plaque offre une structure rigide ou semi-rigide à l'attelle, pour un maintien précis. Elle est essentielle dans les cas nécessitant une immobilisation plus importante (fractures, post-opératoire...).
- **Mousse à mémoire de forme** : pour un confort supérieur, cette mousse s'adapte parfaitement aux contours du membre, réduisant les points de pression et améliorant la tolérance au port prolongé de l'attelle.
- **Mousse à bouclettes coton** : Hypoallergénique et douce au contact de la peau, elle constitue une excellente couche de finition interne, idéale pour les animaux à la peau sensible.
- **Bande velcro** : permet une fermeture ajustable, solide et réutilisable. Elle facilite l'ajustement de l'attelle au fur et à mesure de l'évolution du traitement.
- **Bande velcro autocollante** : parfaite pour fixer des éléments comme la feuille thermoplastique sur le néoprène.
- **Jersey tubulaire** : protège la peau de l'animal et offre une première couche de confort sous l'attelle. Il permet également de maintenir les matériaux en place pendant la fabrication.
- **Mètre ruban Mikan** : indispensable pour prendre des mesures précises et garantir un ajustement optimal de l'attelle à la morphologie de l'animal.



Carpe souple



Carpe rigide



Tarse souple fermée



Tarse souple ouverte



Tarse rigide

Livré avec :

- 1 x néoprène épaisseur 5 mm - 30 x 40 cm
- 1 x plaque thermoformée - 15 x 30 cm
- 1 x mousse à mémoire de forme - 20 x 30 cm - épaisseur 10 mm
- 1 x mousse bouclette coton - 20 x 30 cm
- 1 x bande velcro - largeur 25 mm - longueur 1 m
- 1 x bande velcro autocollante - longueur 15 cm
- 1 x jersey tubulaire - diamètre 50 mm - longueur 1 m
- 1 x mètre ruban Mikan
- Notice, patrons et vidéo tuto

Vidéo tutoriel



Notice



Patrons



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Orthèse de hanche Balto® - patte arrière -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à immobilisation quasi-totale

L'orthèse de hanche aide les animaux atteints de dysplasie de la hanche et réduit leurs douleurs grâce à la compression bilatérale exercée. Elle est conseillée pour tous les degrés de dysplasie.

Ce dispositif convient aussi aux animaux âgés qui ont des difficultés pour se déplacer liées à l'arthrose par exemple. Le soutien et la stabilité apportés par l'orthèse aident à diminuer la douleur et l'inflammation tout en maintenant l'animal actif.

L'orthèse de hanche Balto® offre un maintien des hanches en post-opératoire ou suite à un traumatisme pour de la rééducation.

Les 2 poignées réglables en longueur sont fournies pour s'accrocher à l'orthèse et facilitent ainsi les déplacements pour le maître (ex : monter ou descendre de la voiture ou de l'escalier). Les poignées peuvent être retirées si elles ne servent plus.

Indications

- Dysplasie de la hanche
- Arthrose / arthrite
- Soutien post-opératoire
- Lombalgie / faiblesse du bas du dos
- Inflammation musculaire
- Diminution de l'endurance pendant l'activité
- Boiterie

Caractéristiques


- Tissu respirant
- Adaptabilité grâce aux bandes Velcro
- Lavable à la main
- Sangles et poignées réglables
- Disques rigides doublés et doux
- Léger



Les disques créent une compression sur les deux hanches, ce qui accroît la température corporelle sur cette zone et réduit ainsi la douleur




Ref. 1806-016



Prise de mesure

Mesurer la circonférence de la patte à la hauteur de l'aine en serrant bien avec un mètre ruban. Lorsque les mesures sont entre 2 tailles, prendre la taille supérieure.

	A. Circonférence au niveau de l'aine (cm)
XS	15 à 20
S	25 à 30
M	30 à 35
L	40 à 45
XL	50 à 55



Minerve rigide - Balto® -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien fort à immobilisation quasi-totale

La minerve pour animaux est utilisée pour les problèmes aux vertèbres cervicales, les atteintes neurologiques et les problèmes de hernies. L'effet compressif de la minerve garantit une compression et une extension du cou et protège ce dernier en cas de blessures.

Sa fonction secondaire est d'être une alternative efficace aux collerettes classiques, qui empêche l'animal de mordre la zone du corps sur laquelle une intervention chirurgicale a été pratiquée.

Les zones du thorax, du ventre et des flancs sont alors protégées et l'accès aux zones proches de la patte avant (du coude à l'épaule) est difficile. La zone péri-anale, également soumise à d'éventuelles interventions d'ablation de glandes périanales, de fistules ou autre, est alors protégée.

Enfin, elle peut être conseillée aussi en cas de troubles obsessionnels compulsifs.

Caractéristiques

- Coque rigide et légère
- Tissu intérieur rembourré et respirant
- Extérieur imperméable en cas de pluie
- Adaptabilité grâce aux bandes velcro
- L'animal peut manger et boire avec
- Lavable à la main

Indications

- Tassement des vertèbres
- Atteinte neurologique
- Traumatisme
- Post-opératoire
- Troubles obsessionnels



Ref. 1806-017

Utilisée en minerve et également en alternative à la collerette

Prise de mesure

	Circonférence du cou (cm)
XXS	chats et petits chiens
XS	25 à 35
S	35 à 45
M	45 à 55
L	55 à 65
XL	65 à 75

A voir aussi

Collier collerette Bitenot®



Ref. 1806-017
p.87



Ceinture lombaire - Back on Track® -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à modéré

L'effet de la céramique contenue dans les fibres permettra une meilleure élimination des toxines contenues dans les muscles après l'effort (chasse, courses, agility) ainsi que la diminution de l'inflammation consécutive à l'arthrose.

Protège-lombaires extensible en polypropylène à base de fibres céramiques. Équipée de plusieurs baleines pour un maintien dynamique.

Le tissu de la ceinture lombaire est un mélange de fibres organiques et de particules de céramique. La céramique a la propriété de refléter la chaleur produite par le corps. Cette chaleur réfléchit, diminue les tensions musculaires et augmente la circulation sanguine améliorant le bien-être de l'animal.



Ref. 0301-003

Indications

- Affections rhumatismales
- Affections discales
- Tensions musculaires
- Arthrose
- Récupération post-opératoire


Caractéristiques

- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Simple d'utilisation
- Ajustable
- Lavable

Prise de mesure

	Longueur ceinture (cm)	A - Tour thoracique (cm)	B - Tour abdomen (cm)
S	15	38	35
M	22	52	48
L	28	68	62

Conçue pour que l'animal puisse faire ses besoins sans retirer la ceinture



Ceinture dorsale avec renforts



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à modéré

La ceinture dorsale offre un maintien du dos pour les animaux ayant des pathologies des disques intervertébraux, en soulageant la pression sur la colonne vertébrale et en stabilisant le dos entre les antérieurs et les postérieurs.

La ceinture lombaire est recommandée dans différents cas de figure : en récupération suite à une opération chirurgicale, pour les animaux âgés atteints de maladies chroniques comme l'arthrose, ou suite à une blessure.

Le système est équipé de plusieurs barres de renforts sur le dos pour rigidifier le soutien.

La coupe ajustée de la ceinture dorsale s'adapte parfaitement à la morphologie de l'animal et offre une pression douce et apaisante qui fournit un effet calmant.

Le patient peut faire ses besoins tout en portant la ceinture dorsale.



Ref. 4703-001

Prise de mesure




Tableau des tailles : www.pro.mikan-vet.com

Indications

- Arthrose
- Lombalgie
- Contractures musculaires
- Douleurs générales
- Post-opératoire hernie discale

Caractéristiques

- Néoprène et tissu
- Attaches Velcro
- Facilement ajustable
- Boucle d'attache pour les balades
- Tissu respirant
- Résistance à l'usure
- Lavable

Soulage la pression sur la colonne vertébrale et stabilise le dos entre les antérieurs et les postérieurs

Ceinture dorsale chauffante



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien léger à modéré

La ceinture dorsale chauffante avec renforts aide à soutenir le dos de votre chien en cas de maladie des disques intervertébraux et d'autres pathologies du dos.

Contrairement à la ceinture dorsale avec renforts classique, la ceinture dorsale chauffante avec renfort offre l'avantage d'inclure des chaufferettes instantanées à l'intérieur grâce à des emplacements dédiés répartis tout le long de la colonne vertébrale.

Indications

- Maladie des disques intervertébraux
- Hernie discale vertébrale
- Douleur chronique due à l'arthrite
- Myélopathie dégénérative
- Support rachidien pré ou post-chirurgical
- Soins préventifs pour les chiens présentant un risque de blessure à la colonne vertébrale
- Spondylose



Ref. 4703-003

Caractéristiques

- Design confortable et ergonomique
- Renforts le long de la colonne pour stabiliser le dos du chien
- Coupe ajustée avec une pression douce pour un effet calmant
- Tissu Breathe-O-Prene® de qualité médicale qui évacue l'humidité
- Anneau en D incorporé pour attacher une laisse
- Boucle de fixation rapide
- Facile à mettre et à retirer
- 1 pack de 8 chaufferettes inclus
- Lavable

Idéale en post-opératoire, en rééducation ou en gériatrie

Accessoires



Chaufferettes instantanées

Pack de 8 chaufferettes instantanées à intégrer dans la ceinture dorsale pour chats et chiens

Ref. 4703-004



Aide antidérapante - ToeGrips® -

Sur prescription vétérinaire

Les ToeGrips® se placent directement sur les griffes de l'animal pour lui offrir une meilleure adhérence sur les sols lisses, comme le carrelage ou le parquet.

Elles sont adaptées pour les chiens âgés, blessés ou handicapés afin de les soulager lors des déplacements et d'éviter les douleurs ou l'aggravation des lésions. Mais aussi aux chiens en croissance ou en surpoids pour prévenir les blessures aux articulations.

Elles entrent en contact avec le sol pour créer une zone d'adhérence que les chiens utilisent avec leurs griffes pour la traction lorsque celles-ci ne peuvent pas creuser le sol. Les ToeGrips® n'interfèrent pas avec le mécanisme de préhension et la proprioception naturelle de l'animal car ils ne recouvrent pas la patte.




Ref. 5003-001

Adhérence instantanée sur sols lisses, durs ou glissants, tout en conservant la proprioception de l'animal et sans gêne.



Indications

- Arthrose
- Dysplasie de la hanche
- Blessure aux ligaments croisés
- Faiblesse de l'arrière-train
- Faiblesses musculaires
- Maladie des disques intervertébraux (hernie discale)
- Rééducation / post-opératoire
- Chiens en fauteuil roulant



Caractéristiques

- Adhérence et traction améliorées
- Application facile et rapide, sans colle
- Matériau non toxique 100% validé par la FDA
- Utilisation intérieure/extérieure
- Peut être porté en continu 24/24 7/7
- Pas de risques d'occlusion
- Temps d'adaptation très court pour l'animal
- Durabilité d'1 à 3 mois selon le sol et la durée des balades
- Vendu par lot de 20



Disponible en 7 tailles, pour convenir à toutes les races de chiens.

En tant que vétérinaire vous profitez d'un tarif préférentiel pour un achat de 10 sachets de ToeGrips®.

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort





Chaussettes fines d'intérieur

Taille mi-haute

Nouveau

Chaussettes fines déperlantes et antidérapantes pour chien ou chat.

Pour les animaux âgés ou arthrosiques qui ont besoin d'adhérence sur les sols glissants et de confort en intérieur et en post-opératoire pour protéger un pansement sur les pattes ou les coussinets.



Caractéristiques

- Revêtement déperlant pour éviter les tâches et les accidents en cas d'incontinence
- Tissu tricot extensible pour bien épouser la patte et plus de confort
- Deux zones de compressions pour un bon maintien sur la patte
- Gel antidérapant sous la patte
- Vendues par lot de 4



Ref. 5514-001

Protection idéale pour une utilisation en intérieur pour les animaux incontinents ou paralysés.



Chaussettes confort antidérapantes

Taille haute

Nouveau

Conçues pour les animaux ayant des difficultés à se déplacer sur des sols glissants ou froids. Idéales pour les chiens en post-opératoire, âgés ou handicapés.

Peuvent être utilisées comme protection des coussinets contre les agressions extérieures, uniquement sur sols meubles.

Caractéristiques

- Semelle en gel de silicone imperméable et antidérapante
- Protège contre les ecchymoses/coupures sur les pattes
- Garde les pattes au chaud, propres et sèches
- La sangle Velcros amovible aide à maintenir les chaussettes en place
- Couleur : gris anthracite avec rayures rouges, semelle noire
- Vendues par lot de 4



Ref. 5514-002

Excellente adhérence, tissu doux extensible.



Chaussons d'intérieur - Trixie® -

Taille basse

Les chaussons de protection Trixie® sont un bon complément pour la maison afin de protéger les pattes des animaux.

Les chaussons sont souples avec un intérieur polaire apportant ainsi de la chaleur en plus de leur fonction de protection.



Caractéristiques

- Matière douce
- Arrière et semelle en vinyle
- Doublés de polaire douce
- Bon maintien grâce à une manchette supplémentaire
- Diminuent les risques d'infection
- Fermetures bande auto-agrippant et bandes réfléchissantes
- Vendus par paire



Ref. 2704-013

Protection idéale pour une utilisation en intérieur.



Chaussures pour chiens - Pawz® -

Taille basse

Solution idéale pour protéger les coussinets des animaux sur un sol chaud, rocheux, la neige, le sable ou des surfaces glissantes.

Indications

- Protection post-opératoire
- Garde les pattes propres
- Produit chimique
- Empêche les animaux de se lécher les pattes

Caractéristiques

- Réutilisable
- Étanche
- Facile à installer
- Reste en place
- Biodégradable
- Boîte de 12 protections



Ref. 2203-001

Protection idéale pour les coussinets.
Réutilisables, lavables, étanches et biodégradables.

Physiothérapie

Hydrothérapie



Chaussures souples légères

Taille mi-haute

Nouveau

Chaussures de protection pour chien et chat, légères et respirantes, avec semelle souple antidérapante. Parfaites pour les balades en ville, les beaux jours ou en convalescence.

Indiquées pour :

- Les chiens actifs marchant sur trottoir, bitume ou gravier,
- Les chiens de sport
- Les animaux convalescents ou post-opératoires,
- Les animaux âgés ou sensibles qui nécessitent plus de confort.

Caractéristiques

- Bande réfléchissante sur tout le tour de la chaussure
- Tissus souple et extensible pour bien épouser la patte et plus de confort
- Double Velcro de serrage
- Semelle souple en caoutchouc antidérapant
- Vendues par lot de 4



Ref. 5514-004

La chaussure idéale pour les sorties tempérées.

Kinésithérapie

Orthopédie



Chaussures souples rembourrées

Taille mi-haute

Nouveau

Chaussures d'hiver pour chien et chat, chaudes, hydrofuges et antidérapantes. Elles protègent efficacement les coussinets sur neige, glace ou bitume froid.

Indiquées pour :

- Les animaux fragiles, âgés ou convalescents,
- Les balades sur sols gelés, enneigés ou salés,
- La prévention des crevasses, brûlures ou engelures.

Caractéristiques

- Bande réfléchissante sur tout le tour de la chaussure
- Tissus souple et extensible
- Doublure moleton chaude
- Double Velcro de serrage
- Semelle souple en caoutchouc antidérapant
- Vendues par lot de 4



Ref. 5514-005

La chaussure idéale pour les sorties d'hiver.

Aide mobilité

Confort





Bottines respirantes et légères

Taille haute

Nouveau

Pour les animaux de sport ou protéger les pattes en été. Leur souplesse et leur respirabilité les rendent très confortables pour accompagner tous les mouvements de vos animaux.

La semelle imperméable de la botte garde les coussinets de votre animal au sec tandis que le matériau en maille permet à l'air de circuler.

Caractéristiques

- Semelle en gel de silicone imperméable et antidérapante
- Protège contre les ecchymoses/coupures sur les pattes
- Tricot respirant avec des mailles ajourées
- Sangle Velcros amovible pour un meilleur maintien
- Couleur : gris anthracite, semelle noire
- Vendues par lot de 4



Ref. 5514-003

Protection idéale pour les sorties courtes lors des fortes chaleurs, pour protéger des sols chauds ou des épillets.

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Bottine renforcée - Thera-Paw® -

Taille mi-haute

La botte renforcée Thera-Paw® constitue une alternative au bandage, en permettant de protéger les pattes des chiens.

Assure une bonne stabilité sur des surfaces glissantes et contre les risques environnementaux (rochers, sel, glace, sol chaud, ...).

Conçue pour rester en place et être portée toute la journée, même pour les chiens actifs !

Indications

- Protection des plaies
- Callosités
- Cors
- Orteils arthritiques
- Orteils cassés
- Sols brûlants ou verglas

Caractéristiques

- Ajustement
- Intérieur sans couture
- Évite macération plaies
- Néoprène souple
- Double fermeture
- Vendue à l'unité



Ref. 2503-006

Semelle renforcée pour une plus grande durée dans le temps



Bottines de protection - Ruffwear® -

Taille basse

Protection pour les chiens ayant des problèmes au niveau des pattes tels que des plaies, des irritations ou des brûlures.

Semelle renforcée permettant à l'animal de continuer à marcher et courir dans toutes les conditions et sur tous les terrains.



Indications

- Protection des plaies
- Callosités
- Cors
- Orteils arthritiques
- Orteils cassés
- Sols brûlants ou verglas

Caractéristiques

- Caoutchouc VIBRAM
- Fermeture Velcro
- Bandes réfléchissantes
- Toile respirante renforcée
- Légères et solides
- Vendues par paire



Ref. 0103-003

Design de la semelle améliorant la traction et la flexibilité

Bottes de protection - Medipaw® -



Taille haute

Souple



Ref. 0203-003

- Usage inférieur à 2 semaines
- En intérieur
- Semelle souple en caoutchouc

Renforcée



Ref. 0203-001

- Usage supérieur à 2 semaines
- En extérieur
- Semelle renforcée en caoutchouc

Guérison



Ref. 0203-004

- Phase finale de cicatrisation
- En intérieur
- Semelle souple antidérapante

Cette botte est utilisée en hospitalisation et pour le retour à domicile. Sa mise en place rapide et facile en fait une protection de qualité adéquate.

La botte de protection Medipaw® aide à protéger les pansements, les points de suture, les plâtres, les attelles et tout autre dispositif médical des agressions extérieures telles que la pluie, l'humidité, la neige, la saleté et les léchages destructeurs des animaux.

La botte de guérison est dotée d'une doublure douce et antimicrobienne pour protéger les plaies en cicatrisation.

Le tissu de bambou et d'argent naturellement absorbant améliore la guérison en réduisant l'humidité et les menaces bactériennes.

Indications

- Protection plaies
- Protection bandages ou plâtres
- Protection attelles
- Problèmes dermatologiques
- Granulomes de léchage
- Kystes interdigitaux
- Brûlures et lacerations
- Plaies perforantes
- Léchage excessif et irritations

Caractéristiques

- Enveloppe imperméable et respirante en nylon
- Ouverture supérieure fermée à l'aide d'un cordon
- Sangle de sécurité Velcro
- Coutures étanches
- Renforts résistants à l'usure
- Protection contre les éraflures
- Coque nylon respirante
- Fond antidérapant

Idéales lors d'hospitalisation clinique
Faciles à placer sur le membre
Nécessitent moins de bandage
Réduisent les complications
Rendent la marche à l'extérieur facile et rapide
Moins d'utilisation de solutions à usage unique
Empêchent de lécher ou mordre la patte
Éliminent le stress du carcan

Comparatif	Usage intérieur	Usage extérieur	Intensité d'usage	Résistance
Botte souple	✓			++
Botte renforcée	✓	✓		+++
Botte de guérison	✓			++



Kit pour la clinique Medipaw® renforcée

Le Kit Medipaw se compose de 5 tailles de bottes (XXS - Cours - S - M - L) avec une peluche de démonstration.

Ainsi vous pouvez directement l'essayer sur votre patient afin de déterminer la bonne taille et montrer au propriétaire comment l'appliquer sur le bandage ou la patte. Le client peut également repartir de la clinique directement avec la bottine correctement installée et vous n'avez pas besoin d'attendre la livraison.

Ref. 0203-002



Tableau des tailles : www.pro.mikan-vet.com



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Chariot roulant - Walkin'Pets® -

Le chariot pour chien et chat handicapé Walkin'Pets® permet à l'animal de retrouver son autonomie au quotidien, lors des balades et des jeux. Aussi bien en cas de **paralysie** complète des postérieurs, mais aussi en cas de mobilité réduite nécessitant un soutien, comme par exemple **l'arthrose**.

Le chariot permet dans ce cas de «porter» l'animal tout en laissant les pattes au sol si besoin. Ce qui réduit l'impact du poids sur les articulations, stimule les fonctions motrices et augmente le renforcement musculaire.

Les différents réglages et accessoires, permettent de suivre l'évolution de l'animal dans sa guérison, handicap, croissance, etc ... Grâce à son cadre en aluminium réglable, le chariot offre une légèreté inégalée : l'animal se fatigue moins et peut aussi aller dans l'eau sans risque de rouiller le chariot.

Le chariot Walkin'Pets® se plie à plat, s'assemble et s'ajuste sans outils pour le transporter facilement.



Ref. 5212-007

Indications

- Myélopathie dégénérative
- Dysplasie de la hanche
- Paralysie
- Hernie discale
- Douleurs
- Problèmes de colonne vertébrale
- Post chirurgie
- Arthrose

Utilisation en cas de paralysie complète ou de mobilité réduite comme par exemple les animaux âgés ou blessés.

Facile à monter, réglable si le chien grandit ou grossit, pliable donc facile à ranger et à transporter.

Caractéristiques

- Ajustable : largeur, longueur et hauteur
- Inclinaison barre de roue
- Cadre aluminium inoxydable
- Répond à toutes les tailles
- Taille standard : de 1 à 80kg
- Couleur : bleue



Pour les chats

Modèles

Modèle Super Mini



Modèles Mini



Modèles S à XXL



Chariot pliable

Accessoires



Ref. 5212-026 Ref. 5212-028

Harnais avant de
rechange



Ref. 5212-029

Harnais arrière
Walkin'warrior




Pièces détachées



Un modèle de chariot roulant **TOUT TERRAIN** (plage, forêt, route, chemin, pelouse ...)

Prise de mesure du chariot roulant Walkin'Pets®

- Mesurer la hauteur du sol au flanc sur l'animal de préférence en position debout
- Indiquer le poids du chien



	Hauteur du flanc au sol (cm)	Poids (kg)
Super Mini	15 à 20	1 à 5
Mini	15 à 20	6 à 9
Mini A	21 à 30	6 à 9
Mini B	15 à 30	9 à 17
S	28 à 33	9 à 17
S/M	30 à 38	17 à 29
M	38 à 45	17 à 29
L1	36 à 43	30 à 38
L2	43 à 51	30 à 38
XL	48 à 54	39 à 81
XXL	55 à 64	39 à 81



Kit de roues avant - Walkin'Pets® -

La particularité du chariot roulant Walkin'Pets® est de pouvoir s'adapter à la morphologie de l'animal et l'évolution de la pathologie en proposant, lorsque nécessaire, un kit de roues avant Walkin'Pets®



Ref. 5212-008

Prise de mesure

Les tailles de kit de roues correspondent aux tailles de chariots roulants. Pour valider la taille adéquate du kit, prenez la même taille que le chariot de votre patient ou mesurez la hauteur du sol au flanc arrière de l'animal, si possible en position debout afin d'être le plus précis possible. Référez-vous au tableau des tailles sur notre site : www.pro.mikan-vet.com, contactez-nous pour toute question.

Nouveau



Protection pour chien malvoyant - Muffin's Halo® -

Harnais avec anneau anti-collision pour guider les chiens aveugles ou malvoyants. Léger, il permet à l'animal de se déplacer en autonomie et en sécurité.




Ref. 5212-040

Caractéristiques

- Confortable et léger
- Réglable : le harnais est ajustable
- Simple à mettre et à enlever : sangles velcro
- Robuste et durable
- Matières : tube en vinyle, tissu en nylon durable et en polyester coton/sergé
- Facile d'entretien
- Anneau en D sur le harnais

Protège la tête, le museau et les épaules du chien contre les chocs. Large choix de tailles et réglable pour un ajustement parfait

Prise de mesure



	A. Circ. thorax (cm)	B. Circ. cou (cm)	C. Profil (cm)
XXS	21-25	15-20	10-12
XS	26-34	20-24	12-15
S	35-42	25-29	12-15
S/M	43-51	29-33	16-21
M	52-59	31-35	19-21
M/L	60-64	36-39	21-24
L	66-74	40-45	24-26
XL	76-82	43-48	28-30
XXL	83-91	48-55	31-35



Harnais total - Help Em up® -

Le harnais Help Em Up® permet d'apporter une aide pour les propriétaires dont les animaux se remettent de blessures ou de chirurgies, ainsi que les chiens plus âgés qui ont besoin d'un soutien supplémentaire pour les promenades, les marches, et monter dans la voiture.

Le harnais offre un confort optimal avec sa composition en néoprène et ses zones rembourrées polaire au niveau du poitrail, de l'abdomen et au bas du dos, réduisant ainsi les risques de frottements sur la peau.

Caractéristiques


- Modèle U-band pour les mâles (tailles S à XL)
- Matières : synthétique et néoprène avec doublure micro-polaire
- Système d'attaches rapides
- 2 poignées de soutien
- 2 attaches pour laisse
- Sangles de réglage rapide
- Adapté selon morphologie
- Lavable



Ref. 5212-036

Les poignées au niveau de l'arrière train et sur le dos permettent de soulever l'animal avec un maximum de confort

Prise de mesure



	Poids (Kg)	A. Circ. cou (cm)	B. Circ. thorax (cm)	C. Circ. Abdomen (cm)
XS	4-12	27 à 56	40 à 63	24 à 53
S	12-20	35 à 56	50 à 82	40 à 74
M	20-36	46 à 78	67 à 106	73 à 114
L	36 à 57	46 à 80	79 à 154	87 à 137
XL	57 à 102	50 à 87	98 à 165,5	109 à 153



Nouveau



Harnais avant Walkin'Warrior - Walkin'Pets® -

Le harnais avant Walkin' Warrior est conçu pour un maximum de confort, de sécurité et d'ajustement.

Il peut être utilisé comme harnais de marche ou avec votre chariot Walkin Wheels.

Ce harnais est recommandé pour les animaux sportifs ou actifs, pour les utilisations prolongées du chariot.

Caractéristiques

- Facilement ajustable
- Poignée supérieure
- Durable : haute résistance
- Sangle nylon réfléchissante
- Doublure douce et respirante
- Anneau pour la laisse



Ref. 5212-028

Compatible avec le chariot roulant
Walkin'Wheels®

Physiothérapie

Hydrothérapie



Harnais de portage premium - Ruffwear® -

Le harnais comprend 5 points réglables pour s'adapter à des animaux de toutes tailles et de toutes formes.

Recommandé pour les animaux souffrant d'arthrose, de dysplasie de hanche, de traumatismes vertébraux ou de fatigue générale.

Caractéristiques

- 5 points de réglage
- Doublé polaire
- Coupe ergonomique
- Boucles aluminium
- Bandes réfléchissantes
- Lavable
- Sangles nylon



Ref. 0103-002

Offre une grande liberté de
mouvement

Kinésithérapie

Orthopédie



Harnais standard

Particulièrement recommandé pour les animaux souffrant d'arthrose, de dysplasie de hanche, de traumatismes vertébraux ou de fatigue générale.

S'utilise également chez le chat.

Caractéristiques

- Sangle en nylon
- Matière souple
- Doublé polaire
- 2 clips fermeture
- Facile à régler
- Confortable
- Lavable



Ref. 2704-001

Prise facile de l'animal lors de
séances sur tapis sec, parcours de
marche ou hydrothérapie

Aide mobilité

Confort

Tableau des tailles sur : www.pro.mikan-vet.com





Harnais pattes arrière

Permet à l'animal de retrouver sa mobilité pour une vie plus saine et plus active.


Particulièrement recommandé pour les animaux souffrant d'arthrose, de dysplasie de hanche, de traumatismes vertébraux ou de fatigue générale.

Caractéristiques

- Sangle en nylon
- Matière néoprène
- Fermetures Velcro
- Léger et robuste
- Ajustable et lavable

Prise de mesure

	A - Tour abdomen (cm)	B - Tour de cuisse (cm)
XS	30 à 33	7,5 à 17
S	33 à 36	15 à 23
M	36 à 50	22 à 32
L	50 à 63	31 à 36
XL	63 à 81	37 à 53



Ref. 1301-001

Ses sangles ajustables assurent une installation facile



Harnais pattes arrière - Balto® -


L'originalité de ce harnais Balto® réside dans les renforts latéraux amovibles, qui offrent une stabilité supplémentaire que l'on ne retrouve pas avec les autres harnais.

Caractéristiques

- Tissu intérieur rembourré et respirant
- Tiges de renfort latérale amovibles
- Adaptabilité grâce aux sangles Velcro
- Sangle de levage réglable
- Lavable à la main

Prise de mesure

	Circonférence de l'aîne (cm)
XS	15 à 20
S	25 à 30
M	30 à 35
L	40 à 45
XL	50 à 55



Ref. 1806-018

Les 2 tiges peuvent être retirées pour offrir plus de souplesse au harnais

Nouveau



Harnais arrière Walkin'Warrior - Walkin'Pets® -


Très facile à installer, le harnais train arrière Walkin'Warrior permet de soulever l'animal dans une bonne position prévenant ainsi des maux de dos.

Caractéristiques

- Sangle en nylon
- Clip attache rapide
- Léger et robuste
- Ajustable et lavable

Prise de mesure

	Circonférence cuisse (cm)
XXS	Moins de 18
XS	18 à 23
S	25 à 28
M	30 à 33
M/L	35 à 38
L	40 à 45,5
XL	48 à 56



Si entre 2 tailles, prendre la taille en dessous.



Ref. 5212-029

Compatible avec le chariot roulant Walkin'Wheels à la place des anneaux de jambes



Gilet de flottabilité - Trixie® -

Le gilet de flottabilité Trixie® offre un soutien à l'animal pendant l'exercice aquatique grâce à une poignée de récupération.

Réglage possible au niveau du cou, du tour de poitrail et de l'abdomen pour un confort optimal de l'animal.

Ce gilet de sauvetage est un accessoire de sécurité indispensable pour les activités nautiques de rééducation ou sportives.

Prise de mesure

Mesurer du cou jusqu'à la base de la queue.



	A - Longueur du dos (cm)	B - Tour de thorax (cm)	Poids max (kg)
XS	28	30 à 50	12
S	35	42 à 66	20
M	45	45 à 72	30
L	55	50 à 80	36
XL	65	60 à 96	45

Caractéristiques

- Clips attaches rapides
- Poignée d'assistance
- Tissu polyester et nylon
- Fermeurs réfléchissants
- Entièrement ajustable



Ref. 2704-002

Réglage précis au niveau du cou, poitrail et abdomen

Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Gilet de flottabilité - Ruffwear® -

Particulièrement adapté à un usage sportif ou professionnel.


La coque balistique en nylon du gilet Ruffwear® est résistante à l'abrasion pour une utilisation prolongée et intensive.

La sangle du cou est conçue pour un confort optimal de l'animal et la poignée d'assistance, fortement renforcée, permet de soulever et guider l'animal dans l'eau.

Prise de mesure

Mesurer le tour de thorax au diamètre le plus long.

Si entre 2 tailles, prendre la taille en dessous.



	A - Circonférence thoracique (cm)
XXS	33 à 43
XS	43 à 56
S	56 à 68
M	68 à 81
L	81 à 91
XL	91 à 106



Caractéristiques

- Gilet renforcé
- Fermeture clips rapides
- Bandes réfléchissantes
- Poignée d'assistance
- Coupe anatomique
- Ajustable



Ref. 0103-001

Gilet très rapide à mettre, idéal pour les centres de physiothérapie





Civière souple

Conçue d'après les civières humaines pour porter les animaux blessés, handicapés ou malades en toute sécurité. Idéale pour les propriétaires d'animaux, vétérinaires et professionnels du secours.



Ref. 5212-039

6 poignées de soutien recouvertes de manches en néoprène

Caractéristiques

- Taille 120 x 74 cm
- Sangle de retenue amovible
- Imperméable
- Léger et robuste
- Simple d'utilisation
- Lavable
- Charge maxi : 110 kg



Escalier repliable pour animaux

Escalier permettant d'améliorer le quotidien des animaux douloureux ou à mobilité réduite.

Les marches sont équipées d'une surface antidérapante pour faciliter la prise d'appui et éviter les glissades.



Ref. 2704-020

Pliable et antidérapant

Caractéristiques

- En plastique et pliable
- Marches antidérapantes
- Pieds en caoutchouc anti-dérapants
- Poids escalier : 1.8 kg
- Charge maxi : 40 kg
- Dimensions : h38 cm x L34 x l54 cm
- Dimensions escalier plié : h14 cm x L34 x l64 cm



Rampe d'accès premium

La rampe d'accès premium évite au propriétaire ou soigneur de porter l'animal lors des déplacements.

Elle est fabriquée à partir de polypropylène, plastique très robuste, qui la rend légère (4,5 kg) et facile à transporter.

Pliable, elle n'est pas encombrante. Son revêtement antidérapant et ses pieds en caoutchouc évitent les glissades.



Pliable et antidérapante

Ref. 2704-003

Caractéristiques

- Pliable et légère
- Antidérapante
- Poids de la rampe : 4,5 kg
- Charge maxi : 90 kg
- Matière : polypropylène
- Pieds en caoutchouc
- Dimensions : 156 x 40 cm
- Dimensions rampe pliée : 78 x 40 x 20 cm



Rampe d'accès prestige

Permet à un animal âgé ou en convalescence de monter et descendre d'un véhicule, facilitant ainsi chacun de ses déplacements, y compris l'accès aux voitures hautes.

La composition à base d'aluminium offre une robustesse à toute épreuve, pouvant supporter un poids maximal de 120 kg.



Très léger et robuste

Ref. 2704-004

Caractéristiques

- Matière : aluminium et plastique
- Télescopique
- Poids de la rampe : 5,8 kg
- Charge maxi : 120 kg
- Pliable et robuste
- Antidérapante
- Dimensions : de 100 à 183 x 42,5 cm
- Dimensions rampe pliée : 100 x 42,5 x 7,5 cm





Abri douillet avec griffoir - Trixie® -

Idéal pour le repos des animaux âgés ou dysplasiques.

La housse à base de fibres de céramique reflète la chaleur dégagée réduisant les tensions musculaires et augmentant la circulation pour un bien être optimal.



2 en 1 : abri surélevé et griffoir pour subvenir aux besoins comportementaux du chat

Caractéristiques

- Recouvert en peluche (polyester) et sisal à griffer
- Pieds en bois de hêtre
- Maison habillée de peluche (polyester)
- Avec coussin réversible : lavable à la main
- Couleur : gris clair/gris moucheté

Dimensions L x l x h (cm)	48x48x38
Poids (Kg)	6,60



Ref. 2704-023

Physiothérapie

Hydrothérapie



Matelas mémoire de forme - Trixie® -

Recommandé pour les animaux âgés, souffrant du dos, en récupération post-opératoire ou sur les sujets handicapés.

Permet de protéger l'alignement de la colonne chez l'animal.


Indications

- Prévention des escarres
- Dysplasie
- Post-opératoire
- Hernie discale
- Arthrose
- Arthrite

Caractéristiques

- Épouse parfaitement la forme de l'animal
- Distribution optimale de la pression
- Reprend toujours sa forme originale (effet mémoire)
- Mousse viscoélastique & mousse 10 cm
- Housse aspect suédine / peluche, lavable à 30°C
- Couverture en polyester
- Fond anti-dérapant

Dimensions (cm)
60 x 80
65 x 100
70 x 120



Ref. 2704-007

Distribution optimale de la pression en position couchée, évite les escarres

Kinésithérapie

Orthopédie



Tapis rafraîchissant - Cool On Track® -

La technologie utilisée dans le tissu permet de maintenir pendant plusieurs heures une sensation de fraîcheur sur le corps de l'animal. Réduisant ainsi la température corporelle en cas de fortes chaleurs ou suite à une activité intense.

Utilisation

- Tremper le tapis dans l'eau pendant 30 sec à 1 min
- Essorer l'excès d'eau
- Mettre le tapis au sol ou sur le cheval
- Après utilisation, garder le tapis dans son emballage d'origine pour qu'il soit toujours humide

Caractéristiques

- Couche extérieure : 100% Polyester
- Intérieur : 80% PVA, 20% coton
- Dimensions : 53 x 76 cm
- Résistant
- Lavable



Ref. 0301-011

Réduit la température corporelle

Aide mobilité

Confort





Manteau d'intérieur - Back On Track® -

Manteau avec doublure Welltex® qui réfléchit la chaleur générée par l'animal. Cela diminue les tensions musculaires et augmente la circulation sanguine améliorant le bien être de l'animal.

Recommandé pour les articulations fragilisées (suite à une opération, à de l'arthrose ou des blessures au dos).

Caractéristiques

- Matière polyester et polypropylène
- Doublure Welltex®
- Fermeture clip attache rapide
- Simple d'utilisation
- Ajustable
- Lavable



Ref. 0301-007

Manteau avec effet thermique



Manteau d'extérieur - Back On Track® -

Permet à l'animal de maintenir sa propre chaleur sans avoir trop chaud grâce à la doublure en Welltex® (fibre céramique).

Le tissu extérieur est fabriqué en polyester déperlant avec une grande capacité respiratoire (manteau résistant à la pluie tout en étant aéré).

Caractéristiques

- Matière polyester et doublure Welltex®
- Fermeture clip
- Imperméable
- Simple d'utilisation
- Ajustable
- Lavable



Ref. 0301-004

Ouverture pour le passage de la laisse et aussi une fermeture éclair pour la queue



Manteau rafraîchissant - Cool On Track® -

Conçu pour lutter contre les coups de chaleur, ce nouveau manteau à base de matériau de haute technologie diminue la température corporelle des animaux et maintient la fraîcheur pendant plusieurs heures.

Idéal à la maison, lors des balades, pendant les activités sportives ou lors des déplacements en voiture.

Caractéristiques

- Couche extérieure : 100% Polyester
- Intérieur : 80% PVA, 20% coton
- Résistant
- Lavable



Ref. 0301-010

Effet fraîcheur sur plusieurs heures

Tableau des tailles sur : www.pro.mikan-vet.com



Collier collerette - Bitenot® -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soutien fort à immobilisation forte

Alternative à la collerette classique et fonction de maintien cervical.

Il empêche le chien ou le chat de se gratter ou mordiller le dos, la base de la queue, les zones génitales, les flancs, l'abdomen et les cuisses.

L'animal peut manger, boire et dormir avec beaucoup plus d'aisance.

Les colliers Bitenot® sont équipés d'une sangle de retenue supplémentaire, attachée le long de la poitrine, pour les empêcher de le retirer.

Ce produit n'est pas conseillé pour protéger l'extrémité de la queue, les genoux, le bas des pattes chez les chats et des grands chiens tels que le Berger Allemand ou le Golden retriever.

Équipé d'une sangle de retenue afin d'éviter à l'animal de le retirer

Caractéristiques

- Matière PVC
- Sangle de retenue
- Ajustable
- Renfort en mousse à l'intérieur
- Léger
- Simple d'utilisation
- Fermeture Velcro
- Lavable

	Hauteur collier (cm)	Tour de cou (cm)
Tiny	6,5	17-26,5
XXS	8	17-29
XS	9	19-32
S	10,5	23-34
M	13	30,5-42
M/L	13	39-48
L	15,5	41-56
XL	18	43-59,5
XXL	20,5	53-69



Ref. 1806-001



Physiothérapie

Hydrothérapie

Kinésithérapie

Protection des oreilles - Snood -



Cette nouvelle solution est conçue pour protéger et éviter le secouement des oreilles des chiens pendant la guérison. Elle aide le patient en convalescence. Le Snood empêche également la pénétration des épillets, les piqûres insectes etc.

Le matériau extrêmement respirant permet la circulation de l'air et aide à prévenir les infections de l'oreille.

Les renforts en plastique flexibles et solides fournissent un système de support rigide qui empêche le cache-oreille de glisser et de garder sa forme laissant circuler l'air.

Accès facile pour l'observation de l'oreille ou l'application de traitements pour une meilleure observance du patient et un confort accru.

Tissu respirant pour une meilleure cicatrisation

Indications

- Post-opératoire
- Protection contre les épillets
- Hématomes auriculaires
- Coupures au niveau de l'oreille
- Démangeaisons chroniques
- Piqûres d'insectes

Caractéristiques

- Tissu respirant
- Ajustement sécurisé
- Renforts en plastique
- Lavable

Prise de mesure

Mesure A : du milieu du front jusqu'à la base du cou.

Mesure B : tour de cou.



	Mesure A (cm)	Mesure B (cm)
XS	13-18	25-33
S	15-20	33-43
S/M	18-23	38-51
M	20-25	43-56
L	25-30	46-58
XL	30-36	53-66



Ref. 1806-019



Orthopédie

Aide mobilité

Confort



Housse anti-frottement



Cette housse de qualité protège les chiens et chats amputés ou les animaux handicapés du train arrière (paralysie) des éraflures et des plaies qui peuvent être causées par le frottement sur les tapis, les planchers et les surfaces rugueuses en rampant.

La housse couvre parfaitement les zones anatomiques telles que les pattes arrière, la queue, l'abdomen ainsi que le poitrail.



Ref. 5212-043

Caractéristiques

- Doublée polaire
- Structure souple en nylon
- Sangle Velcro
- Fermeture éclair sur le côté
- Maille d'aération
- Imperméable
- Léger et robuste
- Simple d'utilisation
- Lavable en machine



Tableau des tailles sur : www.pro.mikan-vet.com

Très bon maintien et un confort optimal pour l'animal

Trousse de 1^{er} secours



La trousse de 1^{ère} urgence permet au propriétaire de limiter l'aggravation de la plaie durant le délai entre l'apparition de la blessure et la prise en charge par le vétérinaire.



Ref. 2704-018

Composition

- 2 compresses adhésives
- 5 pansements
- 2 compresses tissées stériles
- 4 compresses désinfectantes (alcool)
- 2 compresses pour les piqûres d'insectes
- 2 rouleaux de gaze élastique de 6cm par 4m
- 1 rouleau de gaze élastique de 5cm par 4,5m
- 1 rouleau de ruban adhésif
- 2 lingettes nettoyantes antiseptiques
- 10 cotons-tiges
- 1 livret avec des conseils pratiques pour prodiguer les premiers soins
- Accessoires : 1 paire de ciseaux, 1 crochet tire-tique, 1 pince à épiler, 1 pack de froid, 1 couverture de survie, 1 garrot en caoutchouc et 1 paire de gants jetables



Peu encombrante, elle peut facilement se ranger dans un sac

Os rafraîchissant

- Trixie® -



Le côté ludique de cet os plaira aux chiens et son effet rafraîchissant est idéal pour l'été. Facile à utiliser.

En mordillant l'os, l'eau va s'écouler et apporter de la fraîcheur au chien.

Effet rafraîchissant



Ref. 2704-017

Caractéristiques

- Caoutchouc naturel
- 3 coloris disponibles
- Taille 11 cm
- Résistant

Utilisation

- Le tremper dans l'eau fraîche. L'eau sera absorbée par le jouet automatiquement.
- Et pour un effet grand frisson, les jours de fortes chaleurs ou suite à un bel effort, placer l'os au congélateur avant.



Gamelle surélevée

- Trixie® -



Les gamelles sont en général au sol, mais pour le bien-être des animaux, il est recommandé de les surélever.

Cela permet de soulager la douleur en réduisant les tensions grâce à une posture plus naturelle.

Caractéristiques

- Dimensions : 2 x 2,8 L Ø24 cm
- Hauteur réglable jusqu'à 43 cm
- 2 gamelles en acier inoxydable
- Support en métal forme H finition vernis
- Gamelles réglables en hauteur séparément
- Avec blocage de gamelle, anti-bruit
- Hauteur des pieds en caoutchouc réglable, antidérapants
- Gamelles lavables au lave-vaisselle



Ref. 2704-022



Préserve les cervicales en disposant la nourriture à hauteur

COMMENT PASSER COMMANDE ?

Pour commander un appareil de physiothérapie et d'hydrothérapie, Mikan dispose d'une équipe de conseillers présente sur la France et les pays limitrophes, celui-ci vous établira un devis. A réception de ce dernier signé, nous validerons votre commande.

Pour tout le reste de la gamme et tous vos accessoires, **passer commande directement en ligne**.

Sur notre site internet - Créez votre compte en 2 minutes !

Mikan vous propose une plateforme en ligne dédiée pro.mikan-vet.com pour les vétérinaires et ASV.

Une fois votre compte créé, accédez à **votre tarif préférentiel de -15%** et passez commande directement en ligne, avec un paiement par carte bancaire, par virement ou par chèque.

- Accès aux actualités
- Accès aux formations
- Accès à la carte des vétérinaires équipés laser et hydrothérapie
- Accès aux guides techniques



- Changer entre le site vétérinaire et particulier
- Accès à votre compte, vos commandes, vos retours et votre espace formation
- Votre panier
- Menu de navigation



Site particulier www.mikan-vet.com pour la prescription auprès de vos clients.




Site vétérinaire www.pro.mikan-vet.com pour passer vos commandes.

Espace formation

À l'achat d'un appareil de physiothérapie, votre espace de formation en ligne Mikan est créé. Soit depuis votre compte client existant, soit nous créons nous-même votre compte en ligne si vous n'en aviez pas.

Vous pourrez y retrouver tout le contenu nécessaire pour garantir une bonne utilisation et un bon entretien de votre appareil : applications cliniques, contre-indications, vidéos, procédures d'entretien etc.

Vous pouvez également utiliser cet espace afin de former vos nouveaux collaborateurs sur les techniques de physiothérapie dont votre structure est équipée.



Téléphone

02 51 62 15 73

Du lundi au vendredi

9h-12h30 / 14h-18h



Email

info@mikan-vet.com

Site web



GUIDES ET SUPPORTS MIKAN

À télécharger gratuitement sur notre site :
www.pro.mikan-vet.com



Les contenus pour vous accompagner

Tous nos livres blancs vétérinaires

Pour mettre en place, développer un nouveau service ou simplement monter en compétences.

- + **Physiothérapie** : comment créer son centre de physiothérapie ?
- + **Thérapie Laser** : comment choisir son laser thérapeutique ?
- + **Thérapie laser** : bien promouvoir la thérapie laser dans sa pratique.
- + **Orthopédie** : tout savoir sur les attelles, bien choisir pour bien soigner.
- + **Kinésithérapie** : B.A.-BA de la kinésithérapie vétérinaire.
- + **Hydrothérapie** : comment bien choisir son tapis de marche immergé ?



Les guides techniques de physiothérapie

Découvrez, étape par étape, les protocoles de physiothérapie et rééducation fonctionnelle sur le traitement de quatre pathologies fréquentes chez les animaux de compagnie.

Tous ces guides ont été produits en collaboration avec des docteurs vétérinaires physiothérapeutes.



Les contenus pour vos clients

Guides de prise en charge de la douleur et du handicap animal

Ils ont été créés pour que vous puissiez faire de la **pédagogie** autour du **handicap animal** et montrer des **solutions** contre la perte de mobilité chez les animaux afin de mieux les accompagner.

Vous pouvez imprimer ces guides en format cahier A5 et les mettre à disposition de vos clients.

Nos 6 guides disponibles :

- Perte de la mobilité
- Hernie discale
- Dysplasie de la hanche
- Myélopathie dégénérative
- Rupture du ligament croisé antérieur
- Arthrose



Le catalogue pour vos clients

Vous pouvez le transmettre lorsque vous faites la **prescription** de matériel pour votre patient, il comporte nos 4 gammes accessibles aux particuliers :

Orthopédie (gamme simplifiée), aide à la **mobilité, confort, kinésithérapie** (gamme simplifiée) pour qu'ils puissent continuer les exercices de rééducation à la maison sur votre prescription.

Avec des **conseils**, des schémas et des tableaux explicatifs pour aider à choisir le bon produit adapté aux besoins de leur animal.

Service de reprise

Modernisez votre équipement en toute sérénité

Un plateau technique performant est essentiel pour garantir la **qualité des soins et le confort de vos patients**.

C'est pourquoi nous proposons un service de reprise de vos anciens appareils de thérapie K-laser vétérinaire lors de l'acquisition d'un nouvel équipement.

Notre objectif : vous accompagner dans la modernisation de votre matériel, tout en simplifiant la gestion de votre ancien dispositif.

Selon l'état, l'âge et le modèle, votre K-Laser peut être repris et reconditionné en contrepartie d'un avoir pour votre nouvel investissement.

Ce service s'applique à toute notre gamme de lasers thérapeutiques, pour une proposition de reprise d'un autre appareil de physiothérapie, veuillez nous contacter.

En choisissant la reprise Mikan, vous :

- + Bénéficiez d'un gain financier immédiat sur votre nouvel investissement,
- + Participez à une démarche écoresponsable,
- + Disposez d'un appareil neuf à la pointe de la technologie pour vos patients.

Contactez notre équipe pour une **estimation personnalisée** de la valeur de reprise de votre appareil actuel.



Téléphone

02 51 62 15 73

Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h-18h



Email

info@mikan-vet.com

Seconde vie

Chaque clinique a ses priorités : maîtriser ses coûts, diversifier ses soins, ou équiper plusieurs salles sans compromettre la qualité.

C'est pourquoi nous proposons des appareils de physiothérapie reconditionnés, issus de reprises ou de démonstrations, contrôlés, testés et garantis par nos techniciens.

Pourquoi choisir un appareil de physiothérapie reconditionné ?

Optez pour un équipement de physiothérapie vétérinaire reconditionné et faites le choix d'un **appareil de haut technologie à tarif accessible, sans compromis sur la qualité ni les services**. Chaque appareil est contrôlé, testé, avec précision, et révisé, pour garantir des performances optimales.



Parcourez tous nos appareils d'occasion
sur notre site : www.pro.mikan-vet.com



Mikan à votre service et au service de vos clients

Bénéficiez de l'expertise du premier fournisseur français de matériel de physiothérapie sur le marché vétérinaire.

- + Spécialiste de la physiothérapie vétérinaire **depuis 2009**
- + Une gamme en physiothérapie animale **complète, performante et mobile**
- + Une **équipe professionnelle** 100% investie sur les nouvelles techniques de soins
- + Des **partenaires de qualité** avec une présence sur les évènements vétérinaires (congrès, formations)



Conseils

Des solutions adaptées à vos besoins

Nous étudions votre projet d'implantation, vos besoins, en nous adaptant à votre clinique : contraintes architecturales, prérequis d'installation, visite de chantier, formation des équipes...



Financement

Des offres personnalisées

Bénéficiez de solutions de financement adaptées à vos besoins : paiements progressifs, choix de la durée et assurances (dommages, bris glace, vols). Mikan vous conseille sur les solutions de financement.



Installation

Une équipe spécialisée

Ensemble, nous assurons l'installation complète de votre matériel avec la mise en fonctionnement pour être opérationnel rapidement et maîtriser les équipements à 100%.



Maintenance

La garantie d'un investissement durable

Un service de révision vous est proposé afin de vérifier le bon fonctionnement, éviter les pannes et réduire les coûts en remplaçant à temps les pièces d'usure.



Formation

Monter en compétence

Formation de la clinique à l'utilisation et à l'entretien de vos appareils, pour assurer une qualité de soin optimale.

Formations Mikan complémentaires avec des vétérinaires référents.



Revente

Optimiser votre matériel

Revente de votre ancien appareil pour investir sur le nouveau modèle ? Mikan vous aide dans l'évaluation de votre équipement.



Communication

Aux propriétaires d'animaux

Outils de communication offerts pour promouvoir vos nouveaux services auprès de votre clientèle : flyers, vidéos, posters et cartes de rendez-vous.



Visibilité internet

Recruter vos patients

Visibilité accrue sur internet afin d'augmenter le potentiel de votre clientèle : mise en avant de votre clinique via nos réseaux, carte interactive référençant les cliniques équipées...

Carte interactive
des physiothérapeutes
Mikan



Accompagnement pour vos clients

+ Conseils & disponibilité

Conseillers disponibles du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h à 18h00.

+ Livraison rapide

Nous expédions dans la journée toutes les commandes passées du lundi au vendredi (hors jours fériés) avant 14H.

+ Satisfait ou remboursé

Une taille ne convient pas ? Changement d'avis sur un achat ? Nous procédons au remboursement après le retour du produit.

+ Informations et documents pratiques

Contenus pour guider vos clients dans le choix des produits et leur utilisation sur le site Mikan : vidéos, photos, tutoriels, notices, FAQ...

Une carte des cliniques équipées en thérapie laser et hydrothérapie afin de trouver facilement un vétérinaire proche de chez eux.



Particuliers www.mikan-vet.com



Vétérinaires & ASV pro.mikan-vet.com

+ Deux espaces dédiés

Accompagnement pour les vétérinaires et propriétaires

Mikan propose 2 sites dédiés : une plateforme réservée aux vétérinaires et ASV pro.mikan-vet.com pour accéder à une information scientifique, conseiller vos clients et commander avec vos prix professionnels. Et une boutique en ligne grand public pour vos clients www.mikan-vet.com.

Nos Cats & Dogs modèles



Bonny Bat Cat



Swan



Funny Boy



Canelle



Loupiote



Flow



Et tous les autres Cats & Dogs modèles sur notre site



Téléphone

02 51 62 15 73

Du lundi au vendredi

9h-12h30 / 14h-18h



Email

info@mikan-vet.com



Site web

www.pro.mikan-vet.com



Mikan, 1 rue du Meunier
44880 SAUTRON - France

www.pro.mikan-vet.com
www.mikan-vet.com

info@mikan-vet.com
Tél : 02 51 62 15 73

