


# De nouvelles griffes pour un meilleur grip

Qui n'a jamais vu son chien faire une glissade sur du carrelage ou sur une surface un peu trop lisse ? Ces sols, si courants dans nos intérieurs, peuvent vite devenir un calvaire pour les animaux, en particulier quand ils sont âgés ou douloureux. Pourtant, pour éviter les chutes et améliorer l'adhérence des griffes de nos patients canins, une nouvelle solution existe et elle ne nécessite pas de refaire toute la déco de la maison.

Chez les chiens âgés, aux articulations souvent touchées par l'arthrose, mais aussi chez les animaux blessés, handicapés ou encore en rééducation à la suite d'une intervention chirurgicale, prévenir les traumatismes est impératif. Pas toujours simple lorsque parquet et carrelage sont partout.

Mais rassurez-vous, une solution innovante est disponible : les ToeGrips®. Leur objectif : faciliter les déplacements de nos patients canins ! Mais aussi : soulager l'animal, protéger ses articulations et surtout, éviter l'aggravation des lésions et des douleurs.



## Comment ça marche ?

Lorsque les chiens se déplacent, ils utilisent naturellement leurs griffes qui, comme des crampons, s'agrippent dans le sol et leur permettent d'avancer par traction. Malheureusement, ce mécanisme ne fonctionne pas, ou très mal, sur les surfaces les plus dures et lisses.

Simple d'utilisation, les ToeGrips® se placent directement sur les griffes et permettent ainsi de créer une zone d'adhérence suffisante entre le chien et le support lors de la marche. Une véritable aide antidérapante qui améliore proprioception et mobilité du chien.

## Et ce n'est pas tout !

Contrairement aux chaussettes et bottines pour

chiens, les ToeGrips® ne recouvrent pas les pattes et n'interfèrent donc pas avec le mécanisme de préhension naturel et la proprioception. Elles sont conçues pour être portées en continu, en intérieur comme en extérieur. Leur application est facile et rapide, sans colle ni matériau toxique, et le chien s'y habitue généralement très vite. Pour les plus gourmands ou les plus coquins, aucun risque d'occlusion ! La taille des « bagues » a été étudiée pour passer sans encombre dans le système digestif du chien. Enfin, leur durée de vie varie de 1 à 3 mois selon les types de sols et la fréquence des balades.

## Quand y penser ?

Les ToeGrips® sont parfaites pour les chiens arthrosiques, pour ceux qui présentent des faiblesses de l'arrière-train ou un déficit neurologique. Mais, il existe de nombreuses autres indications comme : la dysplasie de la hanche, les hernies discales, les blessures ligamentaires, en post-opératoire, mais aussi chez vos patients « tri-pattes », en surpoids ou en chariots. Dans tous les cas, votre rôle de conseil est essentiel car ces dispositifs nécessitent une prescription vétérinaire afin de s'assurer de leur bonne utilisation.

Auriane SCHMITT,  
Docteure vétérinaire



61



## TOEGRIPS® aide antidérapante

- + Adhérence instantanée sur sol dur, lisse ou glissant
- + Application facile et rapide
- + Peut-être porté en continu 24/24 7/7
- + Temps d'adaptation très court pour l'animal
- + N'entrave pas la proprioception






Site web

02 51 62 15 73

[www.pro.mikan-vet.com](http://www.pro.mikan-vet.com)

